

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania laktatora.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do laktatora przed jego pierwszym użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj laktatora tylko do odciągania mleka matki. Nie używaj go do innych celów.
- **Higiena:** Utrzymuj laktator w czystości. Sterylizuj lub dezynfekuj wszystkie części mające kontakt z mlekiem matki przed każdym użyciem, zgodnie z instrukcją producenta.
- **Dostęp dla dzieci:** Przechowuj laktator i jego akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe elementy mogą stanowić zagrożenie zadławienia.
- **Stan techniczny:** Przed każdym użyciem sprawdź stan laktatora. Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane i nieuszkodzone.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj laktatora, jeśli jest uszkodzony (np. pęknięta butelka, uszkodzony przewód, nieprawidłowo działający silnik).
- **Modyfikacje:** Nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji laktatora.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Mycie rąk:** Umyj dokładnie ręce mydłem i wodą przed rozpoczęciem odciągania mleka.
- **Prawidłowy rozmiar:** Używaj lejka o odpowiednim rozmiarze, aby zapewnić komfort i efektywne odciąganie mleka. Zbyt mały lub zbyt duży lejek może powodować dyskomfort lub uszkodzenia brodawek sutkowych.
- **Ciśnienie:** Ustaw odpowiednie ciśnienie ssania laktatora. Zbyt wysokie ciśnienie może powodować ból lub uszkodzenia brodawek sutkowych.
- **Czas:** Nie odciągaj mleka zbyt długo. Zbyt długie odciąganie może powodować podrażnienie brodawek sutkowych.
- **Przechowywanie mleka:** Przechowuj odcignięte mleko w sterylnych pojemnikach lub woreczkach w lodówce lub zamrażarce, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpiecznego przechowywania mleka matki.
- **Odmrażanie mleka:** Odmrażaj mleko matki w lodówce lub w ciepłej wodzie. Nie używaj mikrofalówki, ponieważ może to zniszczyć cenne składniki odżywcze.
- **Ponowne zamrażanie:** Nie zamrażaj ponownie rozmrożonego mleka.
- **Karmienie:** Upewnij się, że mleko matki jest podgrzane do odpowiedniej temperatury przed podaniem dziecku.

3. Bezpieczeństwo elektryczne (dotyczy laktatorów elektrycznych)

- **Napięcie zasilania:** Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z wymaganiami laktatora.
- **Mokre ręce:** Nie dotykaj wtyczki, kabla ani laktatora mokrymi rękami podczas podłączania do prądu.
- **Uszkodzone przewody:** Nie używaj uszkodzonych kabli zasilających.
- **Przedłużacze:** Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się, że jest on odpowiednio obciążony i przystosowany do użytku z urządzeniami o małym poborze mocy.
- **Zanurzanie:** Nie zanurzaj obudowy laktatora w wodzie lub innych płynach.
- **Przegrzewanie:** Jeśli laktator przegrzewa się podczas użytkowania, wyłącz go i odłącz od zasilania.

4. Konserwacja i czyszczenie

- **Czyszczenie:** Czyść laktator po każdym użyciu zgodnie z instrukcją obsługi. Demontuj wszystkie części i umyj je w ciepłej wodzie z mydłem. Sterylizuj lub dezynfekuj części mające kontakt z mlekiem matki.
- **Przechowywanie:** Przechowuj laktator i jego akcesoria w suchym i czystym miejscu.

5. Utylizacja

- **Recykling:** Zutylicz zużyty laktator zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroodpadów (jeśli dotyczy).

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzenia laktatora, porażenia prądem, zakażenia oraz innych niebezpiecznych sytuacji. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i higienę, przestrzegaj zaleceń producenta.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do szczegółowych zaleceń producenta danego laktatora. Skonsultuj się z lekarzem lub doradcą laktacyjnym, jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące odciągania mleka.