

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa

Niniejsze ostrzeżenia opracowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Ich celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowego użytkowania urządzeń. Ostrzeżenia sformułowano w sposób prosty i zrozumiały, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania irygatorów

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ogólne środki bezpieczeństwa:

- Używaj irygatora wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru dorosłych.

2. Zagrożenia mechaniczne:

- Nie przykładaj dyszy irygatora z dużą siłą do dziąseł – może to uszkodzić dziąsła lub błonę śluzową jamy ustnej.
- Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że dysza jest prawidłowo zamocowana, aby zapobiec jej odłączeniu w trakcie pracy.
- Dostosuj tryb ciśnienia wody do swojej wrażliwości i stanu zdrowia jamy ustnej.

3. Zagrożenia elektryczne:

- Ładuj urządzenie wyłącznie przy użyciu oryginalnej ładowarki dostarczonej przez producenta.
- Nie używaj irygatora, jeśli przewód zasilający, ładowarka lub port ładowania są uszkodzone.
- Nie zanurzaj urządzenia ani ładowarki w wodzie.
- Korzystaj z urządzenia w wilgotnym środowisku, np. w łazience, wyłącznie jeśli producent wyraźnie to zaleca.

4. Zagrożenia termiczne:

- Stosuj wodę o temperaturze pokojowej lub zalecanej przez producenta – gorąca woda może powodować poparzenia.
- Nie zostawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, aby uniknąć odkształceń elementów plastikowych.

5. Środki ostrożności związane z użytkowaniem:

- Przed każdym użyciem upewnij się, że zbiornik na wodę i dysza są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

- Nie używaj urządzenia w przypadku zauważenia uszkodzeń mechanicznych, np. pęknięć w dyszy lub obudowie.
- W przypadku chorób przyzębia, krwawiących dziąseł lub innych problemów z jamą ustną, skonsultuj się z dentystą przed rozpoczęciem użytkowania.

6. Konserwacja i higiena:

- Po każdym użyciu dokładnie wypłucz zbiornik na wodę, dyszę oraz pozostałe elementy urządzenia.
- Regularnie dezynfekuj dyszę i zbiornik zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapobiec rozwojowi bakterii.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, aby uniknąć gromadzenia wilgoci i pleśni.

7. Ostrzeżenia dla użytkowników:

- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi powinny obsługiwać irygator z zachowaniem szczególnej ostrożności, a w razie potrzeby poprosić o pomoc.
- W przypadku wystąpienia nietypowych reakcji, takich jak ból, podrażnienie dziąseł lub krwawienie, przerwij użytkowanie urządzenia i skonsultuj się z dentystą.
- Przechowuj irygator z dala od dzieci, szczególnie gdy jest naładowany i gotowy do użycia.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Przestrzeganie powyższych wskazówek minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie tych zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo swoich bliskich, stosując się do zaleceń producenta.