

Kwestie wymagające uwagi

Ostrzeżenie: nie należy stosować olejków eterycznych wraz z urządzeniem.
Nie należy myć urządzenia
Nie demontować samodzielnie
Nie narażać urządzenia na uszkodzenia mechaniczne
Nie używać przy chorobie oczu
Nie używać, jeśli niedawno wykonywano operację oczu
Nie używać, jeśli występuje obrzęk twarzy po operacji
Po włączeniu czerwonego światła temperatura będzie rosła, jeśli urządzenie nie będzie używane przez ponad dwie minuty. Przed użyciem należy najpierw dotknąć głowicy urządzenia palcem, aby ustalić, czy temperatura jest akceptowalna.

Przeciwwskazania

Kobiety w ciąży, metalowe implanty, rozrusznik serca, przerwanie ciągłości skóry, stany zapalne, nowotwory.
Produkt powinien być stosowany w okolicach skóry wokół oczu oraz łuku brwiowego, lecz nigdy na powiekach lub gałkach ocznych.

Nie używać urządzenia w pobliżu wody, nad wanną, basenem, pod prysznicem, nad umywalką lub innym zbiornikiem wody.
Nie dotykaj przewodu USB lub urządzenia mokrymi rękami.
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzać przewodu USB lub urządzenia w wodzie lub innych płynach.
Urządzenie nie jest wodoodporne. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach. Nie dotykaj mokrymi rękoma.
Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
Nie wolno podejmować prób otwierania korpusu lub demontażu jakichkolwiek części urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się żadne części przeznaczone do naprawy.
Nie używać podczas ładowania.
Nie używać dłużej w jednym miejscu, dłużej niż automatycznie ustawiony czas.
Należy unikać zbyt długiego i intensywnego używania urządzenia w jednym miejscu, aby uniknąć podrażnienia i zaczerwienienia skóry twarzy.
Należy zwracać uwagę na dzieci by nie bawiły się urządzeniem.
Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
W przypadku pojawienia się podrażnienia skóry, należy niezwłocznie przerwać masaż.
Nie używać na uszkodzonej lub podrażnionej skórze.
Nie przechowywać urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności (łazienka, sauna itp.), wysokiej temperatury lub bezpośredniego działania promieni słonecznych.
Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia).
Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia.
Nie wyrzucać opakowania i instrukcji
Urządzenie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.

INSTRUKCJA SR-1506



Wielofunkcyjne urządzenie do masażu skóry wokół oczu

Skrócona deklaracja CE
MANTA S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia SR-1506
jest zgodny z dyrektywami: EMC 2014/30/EU.
Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny na stronie internetowej
producenta, pod adresem: www.manta.com.pl

Opis produktu

Niniejsze urządzenie do pielęgnacji oczu jest wielofunkcyjne i zapewnia doskonałą pielęgnację oczu. Urządzenie do pielęgnacji oczu może być wykorzystywane do usuwania kurzych łapek, obwisłych powiek, cieni pod oczami i innych problemów kosmetycznych dotyczących oczu, a funkcja masażu może złagodzić zmęczenie oczu – stosowanie jej z kremem pod oczy ułatwia jego wchłanianie.

Podstawowe funkcje i efekty działania

Światło podczerwone: 580 – 630 nm, ogrzewające, niezależne sterowanie przełącznikiem, automatyczne wyłączenie po 3 minutach.
Jontoforeza: tworzenie lokalnego pola elektrycznego na powierzchni skóry na zasadzie przyciągania ładunków jonowych. Stosuj z olejkami, aby zwiększyć zdolność ich wchłaniania.
Masaż mikrowibracyjny i niebieskie światło: urządzenie posiada wbudowany silnik mikrowibracyjny, który zapewnia wysoką energię kinetyczną przy 7000 obr./min. Masaż wibracyjny i niebieskie światło są aktywowane przez kontakt ze skórą.

Sześć głównych cech



Przełącznik mikrowibracji, funkcja światła



Uniwersalny port ładowania USB, napięcie DC 5 V, urządzenie jest wygodne i praktyczne



Wielofunkcyjność



Uniwersalna podstawa



Wbudowane akumulatory o dużej pojemności, przyjazne dla środowiska, pozwalają na długie użytkowanie urządzenia po ładowaniu



Odpowiednio dopasowana do ciała siła masażu, profesjonalna pielęgnacja oczu

Infolinia Serwisowa

Tel.: +48 22 123 96 60

lub e-mail: serwis@manta.com.pl

Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl

Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl

Made in P.R.C.

Importer: MANTA S.A.
ul. Matuszewska 14 C5



Sposób użycia



Krok 1: Po oczyszczeniu skóry, równomiernie nałóż krem na oczy i wokół nich.

Krok 2: Wyjmij urządzenie, dotknij palcem ozdobnego pierścienia jonowego i zrelaksuj się. Głowicą kosmetyczną instrumentu dotknij obszaru wokół oka. Utworzy się pętla jonowa i rozpocznie się tryb importu jonów wzbogażony o funkcję masażu.

Krok 3: Naciśnij przycisk na obudowie. Po uruchomieniu funkcji podczerwieni można zdjąć palec z pierścienia jonowego (wyłączy się funkcja masażu). Przytrzymaj urządzenie w kąciaku oka i powtórz tę czynność wokół każdego oka przez jedną minutę. Jeśli chcesz, możesz w tym czasie uruchomić ponownie funkcję masażu (dotknij pierścienia jonowego). Ciesz się uczuciem przyjemnego ciepła i magiczną pielęgnacją jonową.



Od nosa do kąciaku oka

Od oka do linii włosów

Okrążaj urządzeniem okolice oczu

Po zakończeniu natychmiast wciśnij przełącznik podczerwieni. Wyczyść głowicę urządzenia przed ponownym użyciem. Sugerowany czas stosowania: rano i wieczorem przez 3-5 minut.