

raven®

DESIGN

MY SMART STYLE



Pistolet do masażu

massage gun

EMA003



GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis pistoletu do masażu EMA003:

1. Wskaźnik nacisku
2. Prędkość pracy
3. Włącznik i przełącznik prędkości pracy
4. Graficzny wskaźnik stopnia naładowania akumulatora
5. Uchwyt
6. Włącznik główny i gniazdo ładowania (na spodzie Urządzenia)
7. Wskaźnik naładowania akumulatora
8. Głowica masująca



Rodzaje i zastosowanie głowic

Głowica kulista

Najlepiej sprawdza się na dużych powierzchniach, dużych grupach mięśniowych. Miękka pianka głowicy i właściwy dobór poziomu wibracji doskonale sprawdzi się podczas masażu wszystkich części ciała.



Głowica stożkowa

Najlepiej sprawdza się w masażach głębokich tkanek mięśniowych oraz w masażach punktowych. Idealna do kojącego masażu stóp i dłoni.



Głowica szpatułkowa

Służy do masażu relaksacyjnego całego ciała.



Głowica w kształcie litery U

Najlepiej sprawdza się w masażu mięśni głębokich w okolicy dolnej części pleców (z wyjątkiem kręgosłupa) lub ścięgna Achillesa.



Głowica łukowa

Najlepiej nadaje się do masowania ramion, tydek, ud i talii oraz mięśni brzucha.



Głowica płaska

Najlepiej nadaje się do masażu dużych powierzchni na całym ciele. Stosowana głównie do rozluźnienia i kształtowania partii mięśni. Idealna do masażu pleców, ud i pośladków.



Głowica grzybkowa

Jest przeznaczona do masażu mięśni brzucha.



Głowica z poduszką powietrzną

Służy do rozluźniania stawów, ścięgien i wrażliwych mięśni. Idealna do masażu zmęczonych partii karku i łopatek.



ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem pistoletu do masażu (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia, oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.

- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

- W ruchome elementy masujące oraz ich mocowanie nie wkładaj żadnych części ciała, w szczególności palców.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest ładowane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Zanim podłączysz Urządzenie do gniazdka sieci elektrycznej, sprawdź, czy parametry sieci odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Nie zanurzaj Urządzenia, ładowarki, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.
- Jeśli zostaną zalane elementy zewnętrzne Urządzenia, dokładnie je wysusz przed włączeniem do sieci elektrycznej.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. ładowarki, przewodu zasilającego, jego wtyczki, lub jeżeli zostało ono upuszczone na podłogę.
- Regularnie sprawdzaj, czy ładowarka i przewód zasilający nie są uszkodzone.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami.

- Nie łam przewodu zasilającego ani go nie ściskaj.
- Nie demontuj ani nie przerabiaj Urządzenia, w tym ładowarki, przewodu zasilającego ani wtyczki. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, Urządzenia musi przeprowadzić serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym ładowaniu Urządzenia,
 - przed montażem i demontażem akcesoriów,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją.
- Gdy wyjmujesz wtyczkę ładowarki z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych mokrymi rękami. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać żadnych przedmiotów do jego wnętrza.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Nie używaj Urządzenia na mokrych powierzchniach.
- Do Urządzenia stosuj tylko oryginalne akcesoria, w tym oryginalną ładowarkę.
- Nie ciągnij Urządzenia ani nie przenoś go, trzymając za przewód zasilający. Nie używaj przewodu jako uchwytu.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory Urządzenia.
- Nie ładuj Urządzenia w pobliżu łatwopalnych tkanin (zasłon, dywanów).
- Nie ładuj Urządzenia w pobliżu źródeł wysokiej temperatury: piecyków gazowych czy kuchenek elektrycznych.
- Używaj Urządzenia tylko do celów, do których jest przeznaczone.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Akumulator i jego ładowanie

- Akumulator należy ładować tylko prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz z wykorzystaniem znajdującej się w zestawie ładowarki.
- Nie używaj uszkodzonej ładowarki. W przypadku uszkodzenia przewodu lub wtyczki naprawę może wykonać wyłącznie autoryzowany serwis.
- Jeśli Urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zalecamy w pełni naładować akumulator, a następnie wyjąć go i przechowywać w suchym miejscu o temperaturze pokojowej.
- Przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją zawsze odłączaj je od ładowania.

Niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub pogorszenia jego stanu

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do masażu fizjoterapeutycznego.
- Urządzenie nie służy do celów medycznych ani komercyjnych.
- Nie używaj Urządzenia:
 - jeśli masz rozrusznik serca,
 - do masażu w pobliżu serca,
 - na szyi i głowie,
 - na skórze obrzękniętej, poparzonej, ze stanem zapalnym lub raną,
 - na częściach ciała z siniakami lub jeśli występują ból lub nietypowe reakcje organizmu,
 - na kręgosłupie,
 - po spożyciu alkoholu (ograniczona zdolność percepcji!),
 - na zwierzętach.
- Osoby, które spełniają którykolwiek z poniższych warunków, przed użyciem Urządzenia, powinny skonsultować się z lekarzem:
 - kobiety w ciąży,
 - osoby, które niedawno przechodziły operację,
 - osoby z zakrzepami,
 - osoby chorujące na cukrzycę,
 - osoby z wadą kręgosłupa, stawów lub kości,
 - osoby z kontuzją mięśni.

- Urządzenie możesz stosować w miejscach przykrytych ubraniem.
- Urządzenie możesz stosować do masażu tkanek miękkich tylko wtedy, gdy nie odczuwasz bólu ani innych niepożądanych reakcji.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

PRZEZNACZENIE

Za pomocą pistoletu do masażu możesz samodzielnie wykonać odprężający masaż ciała sobie lub innym osobom. Masaże działają relaksująco lub pobudzająco i najczęściej stosuje się je przy napięciu mięśni, bólach i zmęczeniu.

Pistolet do masażu zapewnia mocny, intensywny masaż ud, łydek, barków, ramion i pleców (oprócz kręgosłupa).

Uwaga! Pistolet do masażu i głowice nie są urządzeniami medycznymi, lecz aparatami do masażu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie.

Usuń wszystkie elementy jego opakowania.

Upewnij się, czy Urządzenie, głowice i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

1. Całkowicie rozwiń przewód zasilający ładowarki.
2. Włóż końcówkę przewodu zasilającego w gniazdo ładowania na spodzie Urządzenia.
3. Włóż wtyczkę ładowarki do gniazdka elektrycznego.
4. W trakcie ładowania Urządzenia wskaźnik naładowania akumulatora będzie migać. Pełne ładowanie powinno trwać około 3 godzin.
5. Po naładowaniu akumulatora wskaźnik naładowania akumulatora świeci światłem ciągłym i wskazuje wartość 100%.
6. Wyjmij ładowarkę z gniazdka elektrycznego.
7. Odłącz końcówkę przewodu zasilającego od gniazda ładowania.

Uwaga!

Podczas ładowania nie możesz korzystać z Urządzenia.

Nie przekraczaj zalecanego czasu ładowania.

Ładowanie akumulatorów w skrajnych temperaturach (powyżej 40°C i poniżej 0°C) może negatywnie wpłynąć na trwałość i żywotność akumulatorów.

WSKAZÓWKI

- To normalne, że Urządzenie nagrzewa się podczas ładowania.
- Po pełnym naładowaniu akumulatora Urządzenie może pracować do 24 godzin.
- Czas pracy skraca się w miarę starzenia się akumulatorów.

ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE GŁOWICY

Aby zdemontować głowicę, chwyć ją pewnie od spodu i wyciągnij. Aby zamontować głowicę, dopasuj ją do gniazda Urządzenia, a następnie dociśnij do oporu.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

1. Zamontuj wybraną głowicę.
2. Przesuń włącznik / wyłącznik w pozycję ON. Wyświetlacz podświetli się.
3. Dotknij włącznika i przełącznika prędkości pracy. Urządzenie zacznie pracować.
4. Dotykając kilkakrotnie włącznika i przełącznika prędkości pracy, ustaw żądaną prędkość pracy (w zakresie 1–7).

POZIOM PRĘDKOŚCI PRACY	PRĘDKOŚĆ PRACY [uderzenia/min]	MAKS. CZAS PRACY [godzina]
1	1300	24
2	1800	22
3	2100	20
4	2500	18
5	2800	16
6	3000	14
7	3200	12

5. Gdy skończysz używać Urządzenia, dotykaj włącznika i przełącznika prędkości pracy, aż uzyskasz poziom 0 i Urządzenie wyłączy się.

6. Przesuń włącznik / wyłącznik w pozycję OFF.

Uwaga!

Jeśli czas pracy z Urządzeniem przekroczy 15 min, Urządzenie automatycznie wyłączy się. Jeśli potrzebujesz dłuższego masażu, możesz uruchomić Urządzenie ponownie.

Uwaga!

Nie dociskaj Urządzenia zbyt mocno do ciała, ponieważ powoduje to jego zatrzymanie się. Możesz w ten sposób uszkodzić Urządzenie. Urządzenie posiada wskaźnik nacisku – jeśli wartości wskazań wyświetlą się na czerwono, zmniejsz nacisk Urządzenia na ciało.

Uwaga!

Pozwól ciału przyzwyczać się do działania Urządzenia – zacznij od krótkich i lżejszych masaży, stopniowo wydłużając ich czas oraz zwiększając natężenie, aż osiągniesz oczekiwany efekt. Masuj wybraną partię ciała nie dłużej niż 60 sekund.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zanim zaczniesz czyścić i konserwować Urządzenie, odłącz je od źródła zasilania. Do czyszczenia obudowy używaj zwilżonej, miękkiej szmatki.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu oryginalnym lub innym, zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
2. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Uwaga!

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziały, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj ładowarki, przewodu zasilającego lub korpusu Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

DANE TECHNICZNE

Model: EMA003

Marka: Raven

Produkt: pistolet do masażu

Ładowarka:

- parametry wejściowe:
100–240 V~ 50/60 Hz 0,8 A
- parametry wyjściowe: 16,8 V DC 1 A 16,8 W

Akumulator: Li-Ion 16,8 V DC 4800 mAh

Klasa ochronności ładowarki: druga (wzmocniona izolacja)

Czas ładowania: 3 godziny

Czas pracy: maks. 24 godziny

Intensywność pulsacji: 1300–3200 uderzeń/min


Amplituda pulsacji: 14 mm

Zestaw: pistolet do masażu, głowica x 8, ładowarka, walizka, instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZASILACZA ZEWNĘTRZNEGO

Nazwa lub znak towarowy producenta, numer rejestru handlowego i adres	Jijhua Hengguang Electronic Technology Co., LTD. Qiaolifang Industrila Area, Chisong Town, Jinhua, Zhejiang, China
Identyfikator modelu	EMA003 / nr fabr. HGCS32VAOE
Napięcie wejściowe	100~240 V~
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	16,8 V 
Prąd wyjściowy	1,0 A
Moc wyjściowa	16,8 W
Średnia sprawność podczas pracy	84,9%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	64,1%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0,08 W

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Częścią Urządzenia są akumulatory litowo-jonowe. Akumulatory i baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o ich wyjęciu. Akumulatory i baterie należy wyrzucać w wyznaczonych punktach zbiórki surowców wtórnych. W przypadku problemów z wyjęciem akumulatora lub baterii urządzenie można dostarczyć do centrum serwisowego, którego pracownicy wyjmą i usuną akumulator lub baterię w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

NOTATKI

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Pistolet do masażu

TYP/MODEL

EMA003

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. **Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy pistoletu do masażu EMA003 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczęgowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone/ nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza pionów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

raven.pl