

# BEAUTIFLY




White

# Smile

series


**Szczoteczka  
soniczna**  
Sonic toothbrush

**Instrukcja  
obsługi**  
User manual


 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautiflyeu


f1




f2




f3



f4



f5



Moc:	1.8W
Napięcie:	5V
Wodoodporność:	IPX7
Wibracje:	38000/min
Pojemność baterii:	1200mA

## Bezpieczeństwo

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

## Opis urządzenia [strona 2 - f1]

1. włosie główki szczoteczki
2. główka szczoteczki
3. przycisk zasilania
4. wskaźnik ładowania
5. wskaźnik trybu
6. kabel do ładowania USB

## Instrukcja obsługi [strona 2 - f2]

1. Umieść główkę szczoteczki na górnej części korpusu, pozostawiając między nimi niewielką przestrzeń. Dzięki temu główka szczoteczki będzie właściwie wibrować.
2. Nabierz niewielką ilość pasty do zębów, aby zapobiec jej rozpryskiwaniu.
3. Przed włożeniem do ust zwilż główkę szczoteczki, a następnie włącz przycisk zasilania. Wybierz tryb w zależności od swoich potrzeb. Po włączeniu szczoteczki automatycznie uruchamia się tryb czyszczenia.
4. W trakcie mycia zębów trzymaj korpus szczoteczki w taki sposób, aby włosie znajdowało się pod kątem 45° w stosunku do linii zębów. Okrężnymi ruchami delikatnie poruszaj główką szczoteczki. W trakcie użytkowania nie należy naciskać ani mocno szorować.
5. W trakcie użytkowania co 30 sekund doświadczysz krótkiej przerwy. Przypomina ona o konieczności przejścia do innej części jamy ustnej, aby uzyskać skuteczniejszy efekt czyszczenia. Po dwóch minutach szczotkowania urządzenie automatycznie wyłączy się.
6. Po szczotkowaniu przepłucz usta czystą wodą.

## Tryby pracy szczoteczki [strona 2 - f3]

1. Czyszczenie
2. Polerowanie
3. Tryb delikatny
4. Wybielanie
5. Ochrona dziąseł

## Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Gdy szczoteczka wymaga naładowania, wskaźnik miga w kolorze czerwonym.

## Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem

Gdy napięcie osiągnie 2,8 V ładowanie zatrzyma się.

## Funkcja pomiaru czasu

Bez względu na to, z jakiego trybu korzystasz, czas pracy szczoteczki wynosi 2 minuty.

## Czyszczenie i konserwacja [strona 2 - f4]

### 1. Główka szczoteczki

Po użyciu główkę i włoski szczoteczki przepłucz wodą, a następnie pozostaw do naturalnego wyschnięcia. Nie ciągnij za włoski, gdyż mogą się zdeformować lub wypaść.

### 2. Główny korpus

Główny korpus szczoteczki do zębów można myć wodą. Nie zanurzaj szczoteczki w wodzie. Nie używaj wody o temperaturze wyższej niż 40°C lub kwaśnego roztworu czyszczącego.

### 3. Baza ładująca

Odłącz ładowarkę i przetrzyj wilgotną ściereczką całą powierzchnię podstawy ładującej.

### 4. Wymiana główki szczoteczki

Zaleca się wymianę główki szczoteczki co trzy miesiące lub częściej, jeśli jest taka konieczność.

## Uwaga

1. Przed pierwszym podłączeniem do ładowania rozładuj urządzenie, korzystając z niego w normalny sposób.

2. Jeśli szczoteczka nie jest używana przez ponad 6 miesięcy podłącz ją do źródła prądu na ponad 12h. Po pełnym naładowaniu urządzenie może być używane przez około 60 dni.

### **Ostrzeżenia**

- Nie ciągnij ładowarki za kabel, nie zanurzaj jej w wodzie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód elektryczny lub zasilacz został uszkodzony lub działa nieprawidłowo.
- Jeśli szczoteczka nie jest używana przez dłuższy czas, po ponownym naładowaniu początkowo wskaźnik ładowania się nie świeci. Należy odczekać 6 lub 10 minut, by wskaźnik ładowania szczoteczki powrócił do właściwego działania.
- Podczas ładowania styk między zębami a korpusem urządzenia jest cieplejszy, co jest normalne. Jeśli ciepło wydzielane z tego miejsca jest duże i czujesz dyskomfort, zaprzestań używania urządzenia.
- Urządzenie działa poprawnie tylko z dedykowaną wymienną główką i ładowarką z zestawu. Odłącz zasilanie, gdy stacja ładująca nie jest używana lub podczas jej czyszczenia.
- Urządzenie służy wyłącznie do czyszczenia zębów. Nie należy używać go do innych celów.
- Urządzenie służy wyłącznie do użytku osobistego. Nie może być używane przez inne osoby.
- Dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z tego urządzenia pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie należy dopuszczać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
- Należy zapobiegać kontaktowi urządzenia z płynami silnie żrącymi lub środkami do dezynfekcji rąk.

### **Przechowywanie**

- Urządzenie utrzymuj w suchości i czystości.
- Urządzenie trzymaj z dala od wysokich temperatur.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli nie chcesz używać tego produktu przez dłuższy czas, odłącz stację ładującą od źródła zasilania.
- Nie wystawiaj szczoteczki do zębów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### **Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f5]**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Power:	1.8W
Voltage:	5V
Waterproof:	IPX7
Vibration:	38000/min
Battery capacity:	1200mA

### Safety

Read the instructions carefully before use. Follow these safety guidelines when using the device.

### Description of the device [page 2 - f1]

1. bristle
2. brush head
3. power button
4. charge indicator
5. gear display
6. USB charging cable

### Using method [page 2 - f2]

1. Insert the brush head into the output shaft, leaving a slight gap between the brush head and the handle. This allows the brush head to vibrate properly.
2. Take a small amount of toothpaste to prevent it from splashing.
3. Wet the toothbrush head before putting it in the mouth, then press the power button.

Choose the gears according to your needs. The toothbrush automatically switches to cleaning mode.

4. Place the toothbrush bristles at a 45° angle to your teeth, so they are in line with the gum line. With circular motions, gently move the brush head. Do not press or scrub hard.

5. You will experience a brief pause every 30 seconds during use. It reminds you to move to another part of your mouth to achieve a more effective cleaning effect. After two minutes of brushing, the toothbrush automatically switches off.

6. Rinse your mouth with clear water after cleaning.

### Brush operating modes [page 2 - f3]

1. Cleaning
2. Polishing
3. Gentle
4. Whitening
5. Gum Care

### Battery level indicator light

Red light flashes when it requires charging.

### Over-discharge protection

The output will be stopped when the voltage reaches 2.8V.

### Timing function

Regardless of the mode of operation, the working time is two minutes.

### Cleaning and maintenance [page 2 - f4]

#### 1. Brush Head

After each use, clean the brush head and bristles and let them air dry naturally. Do not pull the bristles; otherwise they will deform and drop off.

#### 2. Main Body

The main body of the toothbrush can be washed with water and dried naturally. Do not immerse it in water. Do not use water that is more than 40°C or an acid cleaning solution.

#### 3. Charging Base

Unplug the charger and wipe the entire surface of the charging base with a damp cloth.

#### 4. Brush head replacement

Replace the brush head every three months or sooner if it becomes worn.

### Note

1. Before first use, start the brush up. If electricity remains, use it up before charging.
2. Charge the toothbrush for more than 12 hours if you do not use it for 6 months. After fully charged, it can be used for about 30 days.

## Warnings

- Do not pull the charger above or near the water container, such as the bathtub, pool, etc.
- Do not use the device if the electric cord or power supply has been damaged or is working improperly.
- If the toothbrush is not used for a long period of time, the indicator light will not appear for a short time during charge. Wait for 6 or 10 minutes and the light will go back to normal.
- When charging, the contact between the teeth and the body of the device is warmer, which is normal. If the heat emitted from this area is high and you feel discomfort, stop using the device.
- This product requires a matched brush head and a matched charger. Cut off the power supply when the charging stand is not in use or before cleaning.
- This product is intended for cleaning teeth only. Do not use it for other purposes.
- This product is only for personal use. It can't be used by dental clinics or institutions for more than one patient.
- Do not expose the toothbrush to direct sunlight. Place it in a dry and ventilated environment.
- Children and people with limited physical, sensory, or mental abilities are allowed to use this appliance, provided they have been given supervision or instruction from a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Don't let hair care products (such as gelatin, oil) or hand sanitizers contact with this product so as not to damage the surface.
- Clean the power plug regularly to keep dust and dirt from building up and reducing the effect of lemon elimination, which can lead to overheating or electric shock and unnecessary losses.
- When scrapping the main body of the toothbrush, follow the local regulations on scrapping and recycling of small household appliances or take back the manufacturer's unified treatment.

## Storage

- Keep it dry and clean.
- Keep it away from high temperatures.
- Keep it out of reach of children.
- If you do not want to use this product for a long time, you should unplug the power plug.
- Place it in a dry, ventilated place. Do not expose the toothbrush to direct sunlight.

## More information about the company and products [page 2 - f5]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautify.eu](http://www.youtube.com/beautify.eu)

Leistung:	1.8W
Spannung:	5V
Wasserdicht:	IPX7
Vibration:	38000/min
Batteriekapazität:	1200mA

## Sicherheit

Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie das Produkt verwenden, und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen, wenn Sie das Gerät verwenden.

## Beschreibung des Geräts [Seite 2 - f1]

1. Bürstenkopfborsten
2. Bürstenkopf
3. Netzschalter
4. Ladeanzeige
5. Modusanzeige
6. USB-Ladekabel

## Benutzerhandbuch [Seite 2 - f2]

1. Setzen Sie den Bürstenkopf auf den Bürstenkörper und lassen Sie einen kleinen Abstand zwischen ihnen. Dadurch kann der Bürstenkopf richtig vibrieren.
2. Nehmen Sie eine kleine Menge Zahnpasta auf, damit sie nicht spritzt.
3. Befeuchten Sie den Bürstenkopf, bevor Sie ihn in den Mund nehmen, und schalten Sie dann den Netzschalter ein. Wählen Sie einen Modus nach Ihren Bedürfnissen. Wenn Sie die Zahnbürste einschalten, wird automatisch der Reinigungsmodus aktiviert.
4. Halten Sie beim Zähneputzen den Bürstenkörper so, dass die Borsten in einem 45°-Winkel zur Zahnlinie stehen. Bewegen Sie den Bürstenkopf sanft in kreisenden Bewegungen. Drücken oder schrubben Sie während des Gebrauchs nicht stark.
5. Während des Gebrauchs erleben Sie alle 30 Sekunden eine kurze Pause. Es erinnert Sie daran, für ein effektiveres Reinigungsergebnis zu einem anderen Teil Ihres Mundes zu wechseln. Nach zwei Minuten Putzen schaltet sich das Gerät automatisch aus.
6. Spülen Sie Ihren Mund nach dem Zähneputzen mit sauberem Wasser aus.

## Pinselmodi [Seite 2 - f3]

1. Reinigung
2. Polieren
3. Empfindlicher Modus
4. Bleichen
5. Zahnfleischschutz

## Batteriestandsanzeige

Wenn die Zahnbürste aufgeladen werden muss, blinkt die Anzeige rot.

## Überentladungsschutz

Wenn die Spannung 2,8 V erreicht, wird der Ladevorgang beendet.

## Timing-Funktion

Unabhängig davon, welchen Modus Sie verwenden, beträgt die Arbeitszeit der Zahnbürste 2 Minuten.

## Reinigung und Wartung [siehe Seite 2 - f4]

### 1. Bürstenkopf

Spülen Sie den Bürstenkopf und die Borsten nach Gebrauch mit Wasser ab und lassen Sie sie dann natürlich trocknen. Ziehen Sie nicht an den Borsten, da sie sich verformen oder herausfallen können.

### 2. Hauptkörper

Der Hauptkörper der Zahnbürste kann mit Wasser gewaschen werden. Tauchen Sie die Zahnbürste nicht in Wasser. Verwenden Sie kein Wasser heißer als 40 °C oder eine säurehaltige Reinigungslösung.

### 3. Ladestation

Trennen Sie das Ladegerät und wischen Sie die gesamte Oberfläche der Ladestation mit einem feuchten Tuch ab.

### 4. Austausch des Bürstenkopfes

Es wird empfohlen, den Bürstenkopf **alle** drei Monate oder bei Bedarf öfter auszutauschen.

### **Aufmerksamkeit**

1. Entladen Sie das Gerät vor dem ersten Laden, indem Sie es normal verwenden.
2. Wenn die Zahnbürste länger als 6 Monate nicht benutzt wird, schließen Sie sie länger als 12 Stunden an die Stromquelle an. Bei voller Aufladung kann das Gerät etwa 60 Tage verwendet werden.

### **Warnungen**

- Ziehen Sie das Ladegerät nicht am Kabel, tauchen Sie es nicht in Wasser.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzadapter beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Wird die Zahnbürste längere Zeit nicht benutzt, leuchtet die Ladeanzeige nach dem Aufladen zunächst nicht. Warten Sie 6 oder 10 Minuten, bis die Ladeanzeige der Bürste wieder ordnungsgemäß funktioniert.
- Der Kontakt zwischen den Zähnen und dem Körper des Geräts wird während des Ladevorgangs wärmer, was normal ist. Wenn die Hitze in diesem Bereich groß ist und Sie sich unwohl fühlen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
- Das Gerät funktioniert nur mit einem speziellen Ersatzkopf und Ladegerät aus dem Set. Trennen Sie die Stromversorgung, wenn die Ladestation nicht benutzt oder gereinigt wird.
- Das Gerät dient ausschließlich der Zahnreinigung. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
- Das Gerät ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Es kann nicht von anderen Personen verwendet werden.
- Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen dieses Gerät benutzen, wenn sie beaufsichtigt werden oder von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person Anweisungen erhalten haben.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Geräts mit stark ätzenden Flüssigkeiten oder Händedesinfektionsmitteln.

### **Lagerung**

- Halten Sie das Gerät trocken und sauber.
- Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.
- Von Kindern fern halten.
- Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht benutzen wollen, trennen Sie die Ladestation von der Stromquelle.
- Setzen Sie die Zahnbürste nicht direktem Sonnenlicht aus.

### **Weitere Informationen über das Unternehmen und die Produkte [Seite 2 - f5]**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)



Pouvoir:	1.8W
Tension:	5V
Imperméable:	IPX7
Vibration:	38000/min
Capacité de la batterie:	1200mA

### Sécurité

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel et suivez les instructions qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

### Description du dispositif [page 2 - f1]

1. poils de la tête de brosse
2. tête de brosse
3. bouton d'alimentation
4. indicateur de charge
5. indicateur de mode
6. Câble de chargement USB

### Manuel d'utilisation [page 2 - f2]

1. Placez la tête de brosse sur le corps de la brosse en laissant un petit espace entre eux. Cela permettra à la tête de brosse de vibrer correctement.
2. Prenez une petite quantité de dentifrice pour éviter les éclaboussures.
3. Mouillez la tête de brosse avant de la mettre dans votre bouche, puis allumez le bouton d'alimentation. Choisissez un mode selon vos besoins. Lorsque vous allumez la brosse à dents, le mode de nettoyage est automatiquement activé.
4. Lorsque vous vous brossez les dents, tenez le corps de la brosse de manière à ce que les poils forment un angle de 45° par rapport à la ligne des dents. Déplacez doucement la tête de brosse en mouvements circulaires. N'appuyez pas ou ne frottez pas fort pendant l'utilisation.
5. Pendant l'utilisation, vous ferez l'expérience d'une courte pause toutes les 30 secondes. Il vous rappelle de passer à une autre partie de votre bouche pour un résultat de nettoyage plus efficace. Après deux minutes de brossage, l'appareil s'éteint automatiquement.
6. Rincez-vous la bouche à l'eau claire après le brossage.

### Modes de brosse [page 2 - f3]

1. Nettoyage
2. Polissage
3. Mode délicat
4. Blanchiment
5. Protection des gencives

### Indicateur de niveau de batterie

Lorsque la brosse à dents doit être rechargée, le voyant clignote en rouge.

### Protection contre les décharges excessives

Lorsque la tension atteint 2,8 V, la charge s'arrête.

### Fonction de temporisation

Quel que soit le mode que vous utilisez, le temps de travail de la brosse à dents est de 2 minutes.

### Nettoyage et entretien [page 2 - f4]

#### 1. Tête de brosse

Rincez la tête de brosse et les poils avec de l'eau après utilisation, puis laissez-les sécher naturellement. Ne tirez pas sur les poils car ils pourraient se déformer ou tomber.

#### 2. Corps principal

Le corps principal de la brosse à dents peut être lavé à l'eau. Ne plongez pas la brosse à dents dans l'eau. N'utilisez pas d'eau à plus de 40°C ou une solution de nettoyage acide.

#### 3. Socle de recharge

Débranchez le chargeur et essuyez toute la surface de la base de chargement avec un chiffon humide.

#### 4. Remplacement de la tête de brosse

Il est recommandé de remplacer la tête de brosse tous les trois mois ou plus souvent si nécessaire.

**Attention**

1. Avant de charger pour la première fois, déchargez l'appareil en l'utilisant normalement.
2. Si la brosse à dents n'est pas utilisée pendant plus de 6 mois, connectez-la à la source d'alimentation pendant plus de 12 heures. Lorsqu'il est complètement chargé, l'appareil peut être utilisé pendant environ 60 jours.

**Avertissements**

- Ne tirez pas le chargeur par le câble, ne le plongez pas dans l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur est endommagé ou fonctionne mal.
- Si la brosse à dents n'est pas utilisée pendant une longue période, l'indicateur de charge ne s'allume initialement pas après la recharge. Attendez 6 ou 10 minutes pour que l'indicateur de charge de la brosse revienne au bon fonctionnement.
- Le contact entre les dents et le corps de l'appareil est plus chaud pendant la charge, ce qui est normal. Si la chaleur de cette zone est forte et que vous vous sentez mal à l'aise, arrêtez d'utiliser l'appareil.
- L'appareil fonctionne correctement uniquement avec une tête de remplacement dédiée et un chargeur de l'ensemble. Débranchez l'alimentation lorsque la station de charge n'est pas utilisée ou lorsque vous la nettoyez.
- L'appareil est uniquement destiné au nettoyage des dents. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- L'appareil est destiné à un usage personnel uniquement. Il ne peut pas être utilisé par d'autres personnes.
- Les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites peuvent utiliser cet appareil à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Évitez tout contact de l'appareil avec des liquides hautement corrosifs ou des désinfectants pour les mains.

**Stockage**

- Gardez l'appareil sec et propre.
- Maintenez l'appareil à l'écart des températures élevées.
- Garder hors de la portée des enfants.
- Si vous ne souhaitez pas utiliser ce produit pendant une longue période, débranchez la station de charge de la source d'alimentation.
- N'exposez pas la brosse à dents à la lumière directe du soleil.

**Plus d'informations sur la société et les produits [page 2 - f6]**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Potencia:	1.8W
Voltaje:	5V
Resistente al agua:	IPX7
Vibración:	38000/min
Capacidad de la batería:	1200mA

## Seguridad

Antes de utilizar el producto, lea este manual y siga las instrucciones que contiene cuando utilice el aparato.

## Descripción del dispositivo [página 2 - f1]

1. cerdas del cabezal del cepillo
2. cabezal del cepillo
3. botón de encendido
4. indicador de carga
5. indicador de modo
6. Cable de carga USB

## Manual de instrucciones [página 2 - f2]

1. Coloque el cabezal del cepillo sobre el cuerpo del cepillo, dejando un pequeño espacio entre ambos. Esto permitirá que el cabezal del cepillo vibre correctamente.
2. Coge una pequeña cantidad de pasta de dientes para evitar salpicaduras.
3. Humedece el cabezal del cepillo antes de ponértelo en la boca y, a continuación, enciende el botón de encendido.
4. Elige un modo que se adapte a tus necesidades. Cuando enciendas el cepillo, se activará automáticamente el modo de limpieza.
4. Cuando te cepilles los dientes, sujeta el cuerpo del cepillo de modo que las cerdas formen un ángulo de 45° con la línea de los dientes. Mueva suavemente el cabezal del cepillo con movimientos circulares. No ejerza presión ni frote con fuerza durante el uso.
5. Durante el uso, experimentará una breve pausa cada 30 segundos. Esto le recuerda que debe pasar a otra parte de la boca para obtener un resultado de limpieza más eficaz. Tras dos minutos de cepillado, el aparato se apaga automáticamente.
6. Enjuáguese la boca con agua limpia después del cepillado.

## Modos de cepillado [página 2 - f3]

1. Limpieza
2. Pulido
3. Modo delicado
4. Blanqueado
5. Protección de encías

## Indicador de nivel de batería

Cuando el cepillo dental necesita recargarse, el indicador luminoso parpadea en rojo.

## Protección contra descarga excesiva

Cuando la tensión alcanza los 2,8 V, la carga se detiene.

## Función temporizador

Sea cual sea el modo que utilices, el cepillo funciona durante 2 minutos.

## Limpieza y cuidados [página 2 - f4]

### 1. Cabezal del cepillo

Enjuague el cabezal del cepillo y las cerdas con agua después de cada uso y deje que se sequen naturalmente. No tire de las cerdas, ya que podrían deformarse o caerse.

### 2. Cuerpo principal

El cuerpo principal del cepillo de dientes puede lavarse con agua. No sumerja el cepillo en agua. No utilice agua a más de 40°C ni una solución de limpieza ácida.

### 3. Base de carga

Desenchufa el cargador y limpia toda la superficie de la base de carga con un paño húmedo.

### 4. Sustitución del cabezal de cepillado

Recomendamos sustituir el cabezal del cepillo cada tres meses, o más a menudo si es necesario.

## Atención

1. Antes de cargar por primera vez, descargue el aparato y utilícelo

normalmente.

2. Si no va a utilizar el cepillo durante más de 6 meses, conéctelo a la red eléctrica durante más de 12 horas. Cuando está completamente cargado, el aparato puede utilizarse durante aproximadamente 60 días.

### **Advertencias**

- No tires del cargador por el cable ni lo sumerjas en agua.
- No utilices el aparato si el cable de alimentación o el adaptador de red están dañados o funcionan mal.
- Si el cepillo no se utiliza durante mucho tiempo, el indicador de carga no se encenderá inicialmente después de la carga. Espere 6 ó 10 minutos para que el indicador de carga del cepillo vuelva a la normalidad.
- El contacto entre los dientes y el cuerpo del aparato se calienta durante la carga, lo cual es normal. Si el calor en esta zona es fuerte y se siente incómodo, deje de utilizar el aparato.
- El aparato sólo funcionará correctamente con un cabezal de recambio específico y un cargador del juego. Desconecte la fuente de alimentación cuando no utilice la estación de carga o cuando la esté limpiando.
- El aparato está diseñado únicamente para limpiar los dientes. No lo utilice para ningún otro fin.
- El aparato es sólo para uso personal. No debe ser utilizado por otras personas.
- Los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas pueden utilizar este aparato siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones de una persona responsable de su seguridad.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- No permita que el aparato entre en contacto con líquidos altamente corrosivos o desinfectantes de manos.

### **Almacenamiento**

- Mantenga el aparato seco y limpio.
- Mantenga el aparato alejado de altas temperaturas.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si no desea utilizar este producto durante un periodo prolongado, desconecte la estación de carga de la fuente de alimentación.
- No exponga el cepillo a la luz solar directa.

### **Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f5]**

- [www.beautifyly.eu](http://www.beautifyly.eu)
- [www.youtube.com/beautifyly.eu](http://www.youtube.com/beautifyly.eu)

Poder:	1.8W
Tensão:	5V
À prova d'água:	IPX7
Vibração:	38000/min
Capacidade de carga:	1200mA

## Segurança

Antes de utilizar o produto, leia este manual e siga as instruções nele contidas ao utilizar o aparelho.

## Descrição do dispositivo [página 2 - f1]

1. cerdas da cabeça da escova
2. cabeça da escova
3. botão liga/desliga
4. indicador de carga
5. indicador de modo
6. Cabo de carregamento USB

## Manual do usuário [página 2 - f2]

1. Coloque a cabeça da escova sobre o corpo da escova, deixando um pequeno espaço entre elas. Isso permitirá que a cabeça da escova vibre corretamente.
2. Pegue uma pequena quantidade de pasta de dente para evitar que ela espirre.
3. Molhe a cabeça da escova antes de colocá-la na boca e, em seguida, ligue o botão liga / desliga. Escolha um modo de acordo com suas necessidades. Ao ligar a escova de dentes, o modo de limpeza é ativado automaticamente.
4. Ao escovar os dentes, segure o corpo da escova de forma que as cerdas fiquem em um ângulo de 45° em relação à linha dos dentes. Mova suavemente a cabeça da escova em movimentos circulares. Não pressione ou esfregue com força durante o uso.
5. Durante o uso, você experimentará uma pequena pausa a cada 30 segundos. Ele lembra você de passar para outra parte da boca para obter um resultado de limpeza mais eficaz. Após dois minutos de escovação, o aparelho desliga automaticamente.
6. Enxágue a boca com água limpa após a escovação.

## Modos de pincel [página 2 - f3]

1. Limpeza
2. Polimento
3. Modo delicado
4. Clareamento
5. Proteção das gengivas

## Indicador de nível de bateria

Quando a escova de dentes precisa ser carregada, o indicador pisca em vermelho.

## Proteção contra descarga excessiva

Quando a tensão atingir 2,8 V, o carregamento será interrompido.

## Função de temporização

Independentemente do modo que você usa, o tempo de trabalho da escova de dentes é de 2 minutos.

## Limpeza e manutenção [página 2 - f4]

### 1. Cabeça da escova

Enxágue a cabeça da escova e as cerdas com água após o uso e deixe secar naturalmente. Não puxe as cerdas, pois elas podem se deformar ou cair.

### 2. Corpo principal

O corpo principal da escova de dentes pode ser lavado com água. Não mergulhe a escova de dentes em água. Não use água com temperatura superior a 40°C ou uma solução de limpeza ácida.

### 3. Base de carregamento

Desconecte o carregador e limpe toda a superfície da base de carregamento com um pano úmido.

### 4. Substituição da cabeça da escova

Recomenda-se substituir a cabeça da escova a cada três meses ou com mais frequência, se necessário.

## Atenção

1. Antes de carregar pela primeira vez, descarregue o dispositivo

usando-o normalmente.

2. Se a escova de dentes não for usada por mais de 6 meses, conecte-a à fonte de alimentação por mais de 12 horas. Quando totalmente carregado, o dispositivo pode ser usado por cerca de 60 dias.

### **Avisos**

- Não puxe o carregador pelo cabo, não o mergulhe em água.
- Não use o dispositivo se o cabo de alimentação ou adaptador de alimentação estiver danificado ou com defeito.
- Se a escova de dentes não for usada por um longo período de tempo, o indicador de carga inicialmente não acende após a recarga. Aguarde 6 ou 10 minutos para que o indicador de carga da escova retorne ao funcionamento adequado.
- O contato entre os dentes e o corpo do aparelho fica mais quente durante o carregamento, o que é normal. Se o calor nesta área for grande e você se sentir desconfortável, pare de usar o aparelho.
- O dispositivo funciona corretamente apenas com um cabeçote de substituição dedicado e um carregador do aparelho. Desconecte a fonte de alimentação quando a estação de carregamento não estiver em uso ou ao limpá-la.
- O aparelho destina-se apenas à limpeza dos dentes. Não o utilize para outros fins.
- O dispositivo é apenas para uso pessoal. Não pode ser usado por outras pessoas.
- Crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas podem utilizar este aparelho desde que supervisionadas ou tenham recebido instruções de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não permita que crianças brinquem com o aparelho.
- Evite o contato do dispositivo com líquidos altamente corrosivos ou desinfetantes para as mãos.

### **Armazenar**

- Mantenha o aparelho seco e limpo.
- Mantenha o aparelho longe de altas temperaturas.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Se você não quiser usar este produto por um longo período de tempo, desconecte a estação de carregamento da fonte de alimentação.
- Não exponha a escova de dentes à luz solar direta.

### **Mais informações sobre a empresa e os produtos [página 2 - f5]**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Energia:	1.8W
Tensione:	5V
Impermeabile:	IPX7
Vibrazione:	38000/min
Capacità della batteria:	1200mA

## **Sicurezza**

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale e seguire le istruzioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

## **Descrizione del dispositivo [vedi pagina 2 - f1]**

1. setole della testina
2. testina
3. pulsante di accensione
4. indicatore di carica
5. indicatore di modalità
6. Cavo di ricarica USB

## **Manuale utente [pagina 2 - f2]**

1. Posiziona la testina sopra il corpo della spazzola, lasciando un piccolo spazio tra di loro. Ciò consentirà alla testina di vibrare correttamente.
2. Raccogli una piccola quantità di dentifricio per evitare che schizzi.
3. Bagnare la testina prima di metterla in bocca, quindi accendere il pulsante di accensione. Scegli una modalità in base alle tue esigenze. Quando accendi lo spazzolino, la modalità di pulizia si attiva automaticamente.
4. Quando ti lavi i denti, tieni il corpo dello spazzolino in modo che le setole siano a un angolo di 45° rispetto alla linea dei denti. Muovi delicatamente la testina con movimenti circolari. Non premere o strofinare con forza durante l'uso.
5. Durante l'uso, si verificherà una breve pausa ogni 30 secondi. Ti ricorda di spostarti in un'altra parte della bocca per un risultato di pulizia più efficace. Dopo due minuti di spazzolamento, il dispositivo si spegnerà automaticamente.
6. Sciacquare la bocca con acqua pulita dopo la spazzolatura.

## **Modalità pennello [pagina 2 - f3]**

1. Pulizia
2. Lucidatura
3. Modalità delicata
4. Sbiancamento
5. Protezione delle gengive

## **Indicatore del livello della batteria**

Quando lo spazzolino deve essere ricaricato, l'indicatore lampeggia in rosso.

## **Protezione da scarica eccessiva**

Quando la tensione raggiunge 2,8 V, la carica si interrompe.

## **Funzione cronometraggio**

Indipendentemente dalla modalità utilizzata, il tempo di lavoro dello spazzolino è di 2 minuti.

## **Pulizia e manutenzione [pagina 2 - f4]**

### **1. Testina**

Sciacquare la testina e le setole dello spazzolino con acqua dopo l'uso e lasciarle asciugare naturalmente. Non tirare le setole perché potrebbero deformarsi o cadere.

### **2. Corpo principale**

Il corpo principale dello spazzolino può essere lavato con acqua. Non immergere lo spazzolino da denti in acqua. Non utilizzare acqua più calda di 40°C o una soluzione detergente acida.

### **3. Base di ricarica**

Scollegare il caricabatterie e pulire l'intera superficie della base di ricarica con un panno umido.

### **4. Sostituzione della testina**

Si consiglia di sostituire la testina ogni tre mesi o più spesso se necessario.

## **Attenzione**

1. Prima di caricare per la prima volta, scaricare il dispositivo utilizzandolo normalmente.

2. Se lo spazzolino non viene utilizzato per più di 6 mesi, collegarlo alla fonte di alimentazione per più di 12 ore. Quando è completamente carico, il dispositivo può essere utilizzato per circa 60 giorni.

### **Avvertenze**

- Non tirare il caricabatterie per il cavo, non immergerlo in acqua.
- Non utilizzare il dispositivo se il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione sono danneggiati o non funzionano correttamente.
- Se lo spazzolino non viene utilizzato per un lungo periodo, l'indicatore di carica inizialmente non si accende dopo la ricarica. Attendere 6 o 10 minuti affinché l'indicatore di carica della spazzola torni a funzionare correttamente.
- Il contatto tra i denti e il corpo del dispositivo è più caldo durante la ricarica, il che è normale. Se il calore proveniente da quest'area è elevato e ti senti a disagio, smetti di usare il dispositivo.
- Il dispositivo funziona correttamente solo con una testina di ricambio dedicata e un caricatore dal set. Scollegare l'alimentazione quando la stazione di ricarica non è in uso o durante la pulizia.
- L'apparecchio è solo per la pulizia dei denti. Non usarlo per altri scopi.
- Il dispositivo è solo per uso personale. Non può essere utilizzato da altre persone.
- I bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali possono utilizzare questo apparecchio purché siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo.
- Evitare il contatto del dispositivo con liquidi altamente corrosivi o disinfettanti per le mani.

### **Magazzinaggio**

- Mantenere il dispositivo asciutto e pulito.
- Tenere il dispositivo lontano da temperature elevate.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Se non si desidera utilizzare questo prodotto per un lungo periodo, scollegare la stazione di ricarica dalla fonte di alimentazione.
- Non esporre lo spazzolino alla luce diretta del sole.

### **Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f5]**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)



Napájení:	1.8W
Napětí:	5V
Voděodolný:	IPX7
Vibrace:	38000/min
Kapacita baterie:	1200mA

### Bezpečnostní

Před použitím výrobku si přečtěte tento návod a při používání zařízení dodržujte pokyny v něm uvedené.

### Popis zařízení [strana 2 - f1]

1. štětiny hlavičky kartáčku
2. hlavička kartáčku
3. tlačítko napájení
4. indikátor nabíjení
5. indikátor režimu
6. USB nabíjecí kabel

### Uživatelská příručka [strana 2 - f2]

1. Umístěte hlavičku kartáčku na horní část těla kartáčku a ponechte mezi nimi malý prostor. To umožní hlavičku kartáčku správně vibrovat.
2. Naberte malé množství zubní pasty, abyste zabránili jejímu potřísnění.
3. Před vložením do úst kartáčkovou hlavu navlhčete a poté zapněte vypínač. Vyberte si režim podle svých potřeb. Když kartáček zapnete, automaticky se aktivuje režim čištění.
4. Při čištění zubů držte tělo kartáčku tak, aby štětiny svíraly s linií zubu úhel 45°. Jemně pohybuje hlavou kartáčku krouživými pohyby. Během používání silně netlačte ani nedrhňte.
5. Během používání zařijete každých 30 sekund krátkou pauzu. Připomíná vám, abyste se přesunuli do jiné části úst pro efektivnější výsledek čištění. Po dvou minutách čištění se zařízení automaticky vypne.
6. Po vyčištění úst si vypláchněte ústa čistou vodou.

### Režimy štětce [strana 2 - f3]

1. Čištění
2. Leštění
3. Jemný režim
4. Bělení
5. Ochrana dásní

### Indikátor stavu baterie

Když je třeba kartáček nabít, indikátor bliká červeně.

### Ochrana proti nadměrnému vybití

Když napětí dosáhne 2,8 V, nabíjení se zastaví.

### Funkce časování

Bez ohledu na to, jaký režim používáte, pracovní doba zubního kartáčku je 2 minuty.

### Čištění a údržba [strana 2 - f4]

#### 1. Hlava kartáčku

Po použití opláchněte hlavu kartáčku a štětiny vodou a poté je nechte přirozeně uschnout. Netahejte za štětiny, mohly by se zdeformovat nebo vypadnout.

#### 2. Hlavní tělo

Hlavní tělo kartáčku lze omýt vodou. Neponořujte zubní kartáček do vody. Nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C nebo kyselý čisticí roztok.

#### 3. Nabíjecí základna

Odpojte nabíječku a otřete celý povrch nabíjecí základny vlhkým hadříkem.

#### 4. Výměna hlavičky kartáčku

Doporučuje se vyměnit hlavičku kartáčku každé tři měsíce nebo v případě potřeby častěji.

### Pozornost

1. Před prvním nabíjením zařízení vybijte běžným používáním.
2. Pokud kartáček nepoužíváte déle než 6 měsíců, připojte jej ke zdroji napájení na více než 12 hodin. Při plném nabití lze zařízení používat přibližně 60 dní.

## **Varování**

- Nabíječku netahejte za kabel, neponořujte ji do vody.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí kabel nebo napájecí adaptér poškozený nebo nefunkční.
- Pokud se kartáček delší dobu nepoužívá, indikátor nabíjení se po dobití zpočátku nerozsvítí. Počkejte 6 nebo 10 minut, než se indikátor nabití kartáče vrátí do správného provozu.
- Kontakt mezi zuby a tělem zařízení je během nabíjení teplejší, což je normální. Pokud je teplo z této oblasti velké a cítíte se nepříjemně, přestaňte zařízení používat.
- Zařízení funguje správně pouze s vyhrazenou náhradní hlavicí a nabíječkou ze sady. Pokud nabíjecí stanici nepoužíváte nebo když ji čistíte, odpojte napájení.
- Přístroj je určen pouze pro čištění zubů. Nepoužívejte jej pro jiné účely.
- Zařízení je určeno pouze pro osobní použití. Nemohou jej používat jiní lidé.
- Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi mohou tento spotřebič používat za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo dostaly pokyny od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
- Zabraňte kontaktu zařízení s vysoce korozivními kapalinami nebo dezinfekčními prostředky na ruce.

## **Úložný prostor**

- Udržujte zařízení suché a čisté.
- Udržujte zařízení mimo dosah vysokých teplot.
- Držte mimo dosah dětí.
- Pokud tento výrobek nechcete delší dobu používat, odpojte nabíjecí stanici od zdroje napájení.
- Nevystavujte zubní kartáček přímému slunečnímu záření.

## **Další informace o společnosti a výrobcích [strana 2 - f5]**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Moč:	1.8W
Napetost:	5V
Vodoodporen:	IPX7
Vibracije:	38000/min
Kapaciteta baterije:	1200mA

### Varnost

Pred uporabo izdelka preberite ta priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte navodila v njem.

### Popis zariadenia [stran 2 - f1]

1. ščetine glave ščetke
2. glava ščetke
3. gumb za vklop
4. indikator polnjenja
5. indikator načina
6. USB polnilni kabel

### Uporabniški priročnik [stran 2 - f2]

1. Postavite glavo ščetke na telo ščetke in pustite med njima majhen prostor. Tako bo glava ščetke pravilno vibrirala.
2. Vzemite majhno količino zobne paste, da preprečite brizganje.
3. Zmočite glavo ščetke, preden jo daste v usta, nato vklopite gumb za vklop. Izberite način glede na vaše potrebe. Ko vklopite zobno ščetko, se samodejno aktivira način čiščenja.
4. Ko si umivate zobe, držite telo ščetke tako, da so ščetine pod kotom 45° glede na linijo zob. Glavo ščetke nežno premikajte s krožnimi gibi. Med uporabo ne pritiskajte in ne drgnite močno.
5. Med uporabo boste vsakih 30 sekund doživeli kratek premor. Opomni vas, da se premaknete na drug del ust za učinkovitejši rezultat čiščenja. Po dveh minutah ščetkanja se naprava samodejno izklopi.
6. Po ščetkanju si sperite usta s čisto vodo.

### Načini čopiča [stran 2 - f3]

1. Čiščenje
2. Poliranje
3. Občutljiv način
4. Beljenje
5. Zaščita dlesni

### Indikator napolnjenosti baterije

Ko je treba zobno ščetko napolniti, indikator utripa rdeče.

### Zaščita pred prenapetostjo

Ko napetost doseže 2,8 V, se polnjenje ustavi.

### Funkcija merjenja časa

Ne glede na to, kateri način uporabljate, je čas delovanja zobne ščetke 2 minuti.

### Čiščenje in vzdrževanje [stran 2 - f4]

#### 1. Glava ščetke

Glavo ščetke in ščetine po uporabi sperite z vodo in pustite, da se naravno posušijo. Ne vlecite za ščetine, ker se lahko deformirajo ali izpadejo.

#### 2. Glavni del

Glavni del zobne ščetke lahko operete z vodo. Zobne ščetke ne potaplajte v vodo. Ne uporabljajte vode, ki je toplejša od 40 °C, ali kisle čistilne raztopine.

#### 3. Polnilna baza

Odklopite polnilnik in obrišite celotno površino polnilne baze z vlažno krpo.

#### 4. Zamenjava glave ščetke

Priporočljivo je, da glavo ščetke zamenjate vsake tri mesece ali pogosteje, če je potrebno.

### Pozor

1. Pred prvim polnjenjem izpraznite napravo z običajno uporabo.
2. Če zobne ščetke ne uporabljate več kot 6 mesecev, jo priključite na vir napajanja za več kot 12 ur. Ko je popolnoma napolnjena, lahko napravo uporabljate približno 60 dni.

**Opozorila**

- Polnilnika ne vlecite za kabel, ne potaplajte ga v vodo.
- Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali napajalnik poškodovan ali ne deluje pravilno.
- Če zobne ščetke dlje časa ne uporabljate, indikator polnjenja po polnjenju sprva ne zasveti. Počakajte 6 ali 10 minut, da se indikator napoljenosti ščetke vrne v pravilno delovanje.
- Stik med zobmi in ohišjem naprave je med polnjenjem toplejši, kar je normalno. Če je toplota iz tega območja velika in se počutite neprijetno, prenehajte z uporabo naprave.
- Naprava pravilno deluje le z namensko nadomestno glavo in polnilcem iz kompleta. Ko polnilne postaje ne uporabljate ali ko jo čistite, izklopite napajanje.
- Aparat je samo za čiščenje zob. Ne uporabljajte ga v druge namene.
- Naprava je samo za osebno uporabo. Ne morejo ga uporabljati drugi ljudje.
- Otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi lahko uporabljajo to napravo, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila od osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo.
- Izogibajte se stiku naprave z zelo jedkimi tekočinami ali razkužili za roke.

**Shranjevanje**

- Napravo ohranjajte suho in čisto.
- Napravo ne izpostavljajte visokim temperaturam.
- Hranite izven dosega otrok.
- Če tega izdelka ne želite uporabljati dlje časa, odklopite polnilno postajo iz vira napajanja.
- Zobne ščetke ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

**Ďalšie informácie o spoločnosti a výrobkoch [strana 2 - f5]**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Moč:	1.8W
Napetost:	5V
Vodoodpornost:	IPX7
Vibracije:	38000/min
Kapaciteta baterije:	1200 mA

## Varnost

Pred uporabo izdelka preberite ta priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte navodila iz tega priročnika.

## Opis izdelka [stran 2 - f1]

1. Ščetine glave krtače
2. glava ščetke
3. gumb za vklop
4. indikator polnjenja
5. indikator načina delovanja
6. kabel USB za polnjenje

## Uporabniški priročnik [stran 2 - f2]

1. Glavo ščetke namestite na telo ščetke, tako da med njima ostane majhen razmik. To bo glavi ščetke omogočilo pravilno vibriranje.
2. Vzemite majhno količino zobne paste, da se izognete razpršitvi.
3. Glavo ščetke navlažite, preden jo vstavite v usta, nato pa vklopite gumb za vklop. Izberite način delovanja glede na svoje potrebe. Ko zobno ščetko vklopite, se samodejno začne način čiščenja.
4. Pri ščetkanju zob držite telo ščetke tako, da so ščetine pod kotom 45° glede na linijo zob. Glavo ščetke nežno premikajte s krožnimi gibi. Med uporabo ne pritiskajte in ne drgnite močno.
5. Vsakih 30 sekund se pojavi kratek premor. To je opomnik, da se premaknete na drug del ustne votline in tako dosežete učinkovitejše čiščenje. Po dveh minutah čiščenja se aparat samodejno izklopi.
6. Po čiščenju si usta sperite s čisto vodo.

## Načini ščetkanja [stran 2 - f3]

1. Čiščenje
2. Poliranje
3. Občutljiv način
4. Beljenje
5. Zaščita dlesni

## Indikator ravni napoljenosti baterije

Indikator utripa rdeče, ko je treba zobno ščetko napolniti.

## Zaščita pred preobremenitvijo

Polnjenje se ustavi, ko napetost doseže 2,8 V.

## Funkcija nastavitve časa

Ne glede na to, kateri način uporabljate, je čas delovanja zobne ščetke 2 minuti.

## Čiščenje in vzdrževanje [stran 2 - f4]

### 1. Glava ščetke

Po uporabi glavo ščetke in ščetine sperite z vodo in jih pustite, da se naravno posušijo. Ščetin ne vlečite za ščetine, saj se lahko deformirajo ali izpadejo.

### 2. Glavno telo

Glavno telo zobne ščetke lahko operete z vodo. Zobne ščetke ne potaplajte v vodo. Ne uporabljajte vode, ki je toplejša od 40 °C, ali kisle čistilne raztopine.

### 3. Podstavek za polnjenje

Odklopite polnilnik in z vlažno krpo obrišite celotno površino polnilne osnove.

### 4. Zamenjava glave ščetke

Glavo krtače je priporočljivo zamenjati vsake tri mesece ali po potrebi pogosteje.

## Pozor

1. Pred prvim polnjenjem med normalno uporabo odklopite napravo iz električnega omrežja.
2. Če zobne ščetke niste uporabljali več kot 6 mesecev, je ne priključite na vir napajanja za več kot 12 ur. Popolnoma napolnjeno napravo lahko uporabljate približno 60 dni.

## Opozorila

- Polnilnika ne vlečite za kabel in ga ne potaplajte v vodo.

- Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali napajalnik poškodovan ali deluje nepravilno.
- Če zobne ščetke dalj časa ne uporabljate, se indikator polnjenja na začetku ne bo prižgal. Počakajte 6 ali 10 minut, da bo indikator polnjenja ponovno pravilno deloval.
- Med polnjenjem je stik med zobmi in telesom naprave toplejši, kar je normalno. Če je toplota s tega območja visoka in se počutite neprijetno, naprave ne uporabljajte.
- Naprava bo pravilno delovala le z namensko nadomestno glavo in priloženim polnilnikom. Ko polnilne postaje ne uporabljate ali ko jo čistite, odklopite napajanje.
- Naprava je namenjena samo za ščetkanje zob. Ne uporabljajte je v druge namene.
- Naprava je namenjena samo za osebno uporabo. Ne smejo ga uporabljati druge osebe.
- Otroci in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi lahko uporabljajo ta aparat, če so pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, ali če so od nje prejeli navodila.
- Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
- Izogibajte se stiku z zelo jedkimi tekočinami ali sredstvi za razkuževanje rok.

### **Shranjevanje**

- Napravo hranite suho in čisto.
- Napravo zaščitite pred visokimi temperaturami.
- Napravo hranite zunaj dosega otrok.
- Če izdelka ne želite uporabljati dlje časa, polnilno postajo izključite iz električnega omrežja.
- Zobne ščetke ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

### **Za več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f5]**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Võimsus:	1.8W
Pinge:	5V
Veekindel:	IPX7
Vibratsioon:	38000/min
Aku mahutavus:	1200mA

## Ohutus

Enne toote kasutamist lugege käesolevat kasutusjuhendit ja järgige seadme kasutamisel selles juhendis toodud juhiseid.

## Toote kirjeldus [lk 2 - f1]

1. harjapea harjad
2. harjapea
3. toitenupp
4. laadimisindikaator
5. režiimi indikaator
6. USB-laadimiskaabel

## Kasutusjuhend [lk 2 - f2]

1. Asetage harjapea harjakorpusele, jättes nende vahele väikese vahe. See võimaldab harjaotsal korralikult vibreerida.
2. Võtke väike kogus hambapastat, et vältida pritsmeid.
3. Niisutage harjapea enne selle suhu panemist, seejärel lülitage sisse toitenupp. Valige režiim vastavalt oma vajadustele. Kui lülitate hambaharja sisse, käivitub puhastusrežiim automaatselt.
4. Hammaste harjamise ajal hoidke harja korpust nii, et harjased oleksid 45° nurga all hambajoonega. Liigutage harja pead ettevaatlikult ringikujuliste liigutustega. Ärge vajutage ega hõõruge tugevalt kasutamise ajal.
5. Iga 30 sekundi järel tekib lühike paus. See on meeldetuletus, et liikuda edasi teisele suuosale tõhusama puhastustulemuse saavutamiseks. Pärast kaheminutilist puhastamist lülitub seade automaatselt välja.
6. Pärast puhastamist loputage suu puhta veega.

## Harjutusrežiimid [lk 2 - f3]

1. Puhastamine
2. Poleerimine
3. Delikaatne režiim
4. Valgendamine
5. Igemete kaitse

## Aku taseme indikaator

Indikaator vilgub punaselt, kui hambaharja tuleb laadida.

## Ülekoormuskaitse

Laadimine peatub, kui pinge saavutab 2,8 V.

## Aja seadistamise funktsioon

Sõltumata sellest, millist režiimi te kasutate, on hambaharja tööaeg 2 minutit.

## Puhastamine ja hooldus [lk 2 - f4]

### 1. Harjapea

Pärast kasutamist loputage harjapea ja harjased veega ja laske neil loomulikult kuivada. Ärge tõmmake harjaseid, sest need võivad deformeeruda või välja kukkuda.

### 2. Põhikorpus

Hambaharja põhikorpust saab veega pesta. Ärge kastke hambaharja vette. Ärge kasutage üle 40 °C sooja vett ega happelist puhastuslahust.

### 3. Laadimisalus

Ühendage laadija lahti ja pühkige kogu laadimisaluse pind niiske lapiga.

### 4. Harjapea vahetamine

Soovitav on vahetada harjapea iga kolme kuu tagant või vajaduse korral sagedamini.

## Tähelepanu

1. Enne esmakordset laadimist tõmmake seade tavapärase kasutamise ajal vooluvõrgust välja.
2. Kui hambaharja ei ole kasutatud rohkem kui 6 kuud, ärge ühendage seda enam kui 12 tunniks vooluvõrku. Täielikult laetud seadet saab kasutada umbes 60 päeva.

## Hoiatused

- Ärge tõmmake laadija juhtmest ega kastke seda vette.
- Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe või toiteadapter on kahjustatud või talitlushäirega.
- Kui hambaharja ei kasutata pikemat aega, ei sütle laadimisindikaator esialgu. Oodake 6 või 10 minutit, et laadimisindikaator taas korralikult tööle hakkaks.
- Laadimise ajal on hammaste ja seadme korpuse vaheline kontakt soojem, mis on normaalne. Kui selle piirkonna soojus on suur ja te tunnete end ebamugavalt, ärge kasutage seadet.
- Seade töötab korralikult ainult koos spetsiaalse asenduspeaga ja kaasasoleva laadijaga. Lülitage seade vooluvõrgust välja, kui laadimisjaama ei kasutata või kui seda puhastatakse.
- Seade on mõeldud ainult hammaste pesemiseks. Ärge kasutage seda muudel eesmärkidel.
- Seade on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada teised inimesed.
- Lapsed ja piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikud võivad seda seadet kasutada, kui nad on nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või on saanud temalt juhiseid.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Vältige kokkupuudet tugevalt söövitavate vedelike või käte desinfitseerimisvahenditega.

## Säilitamine

- Hoidke seade kuivana ja puhtana.
- Kaitske seadet kõrgete temperatuuride eest.
- Hoidke seade lastele kättesaamatus kohas.
- Kui te ei soovi seda toodet pikema aja jooksul kasutada, ühendage laadimisjaam vooluvõrgust lahti.
- Ärge pange hambaharja otsese päikesevalguse kätte.

## Lisateavet ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f5]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)



Galia:	1.8W
Įtampa:	5V
Atsparus vandeniui:	IPX7
Vibracija:	38000/min
Akumuliatoriaus talpa:	1200mA

## Saugumas

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vadovą ir, naudodami įrenginį, vadovaukitės jame pateiktomis instrukcijomis.

## Įrenginio aprašymas [2 puslapis - f1]

1. šepetėlio galvutės šereliai
2. šepetėlio galvutė
3. maitinimo mygtukas
4. įkrovimo indikatorius
5. režimo indikatorius
6. USB įkrovimo laidas

## Vartotojo vadovas [2 puslapis - f2]

1. Uždėkite šepetėlio galvutę ant šepetėlio korpuso, palikdami tarp jų nedidelį tarpą. Tai leis šepetėlio galvutei tinkamai vibruoti.
2. Paimkite nedidelį kiekį dantų pastos, kad ji neaptaškytų.
3. Sušlapinkite šepetėlio galvutę prieš dėdami ją į burną, tada įjunkite maitinimo mygtuką. Pasirinkite režimą pagal savo poreikius. Kai įjungiate dantų šepetėlį, valymo režimas įsijungia automatiškai.
4. Valydami dantis šepetėlio korpusą laikykite taip, kad šereliai būtų 45° kampu dantų linijai. Švelniai judinkite šepetėlio galvutę sukamaisiais judesiais. Naudojimo metu stipriai nespauskite ir netrinkite.
5. Naudodami kas 30 sekundžių patirsite trumpą pauzę. Tai primena, kad reikia pereiti į kitą burnos dalį, kad valymo rezultatas būtų efektyvesnis. Po dviejų minučių valymo prietaisas automatiškai išsijungs.
6. Po valymo išskalaukite burną švariu vandeniu.

## Šepetėlio režimai [2 puslapis - f3]

1. Valymas
2. Poliravimas
3. Subtilus režimas
4. Balinimas
5. Dantenu apsauga

## Baterijos lygio indikatorius

Kai reikia įkrauti dantų šepetėlį, indikatorius mirksi raudonai.

## Apsauga nuo perkrovos

Kai įtampa pasieks 2,8 V, įkrovimas sustos.

## Laiko nustatymo funkcija

Nepriklausomai nuo to, kokį režimą naudojate, dantų šepetėlio veikimo laikas yra 2 minutės.

## Valymas ir priežiūra [2 puslapis - f4]

### 1. Šepetėlio galvutė

Po naudojimo nuplaukite šepetėlio galvutę ir šerius vandeniu ir leiskite jiems natūraliai išdžiūti. Netraukite už šerių, nes jie gali deformuotis arba iškristi.

### 2. Pagrindinis korpusas

Pagrindinį dantų šepetėlio korpusą galima nuplauti vandeniu. Nenardinkite dantų šepetėlio į vandenį. Nenaudokite karštesnio nei 40°C vandens arba rūgštinio valymo tirpalo.

### 3. Įkrovimo bazė

Atjunkite įkroviklį ir drėgna šluoste nuvalykite visą įkrovimo pagrindo paviršių.

### 4. Šepetėlio galvutės keitimas

Šepetėlio galvutę rekomenduojama keisti kas tris mėnesius arba prireikus dažniau.

## Dėmesio

1. Prieš įkraudami pirmą kartą, iškraukite įrenginį naudodami jį įprastai.
2. Jei dantų šepetėlis nenaudojamas ilgiau nei 6 mėnesius, prijunkite jį prie maitinimo šaltinio ilgiau nei 12 valandų. Visiškai įkrautą įrenginį galima naudoti apie 60 dienų.

## **Įspėjimai**

- Netraukite įkroviklio už laido, namerkite į vandenį.
- Nenaudokite įrenginio, jei maitinimo laidas arba maitinimo adapteris yra pažeistas arba netinkamai veikia.
- Jei dantų šepetėlis nenaudojamas ilgą laiką, įkrovimo indikatorius iš pradžių neužsidega. Palaukite 6 ar 10 minučių, kol šepetėlio įkrovos indikatorius vėl pradės veikti tinkamai.
- Įkrovimo metu dantų ir prietaiso korpuso kontaktas yra šiltesnis, o tai yra normalu. Jei karštis iš šios vietos yra didelis ir jaučiatės nepatogiai, nebenaudokite prietaiso.
- Prietaisas tinkamai veikia tik su tam skirta pakaitine galvute ir įkrovikliu iš komplekto. Atjunkite maitinimą, kai įkrovimo stotelė nenaudojama arba ją valote.
- Prietaisas skirtas tik dantų valymui. Nenaudokite jo kitiems tikslams.
- Prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui. Jo negali naudoti kiti žmonės.
- Vaikai ir asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais gali naudoti šį prietaisą, jei jie yra prižiūrimi arba yra gavę nurodymus iš asmens, atsakingo už jų saugumą.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Stenkitės, kad prietaisas nesiliestų su labai šaldinančiais skysčiais arba rankų dezinfekavimo priemonėmis.

## **Sandėliavimas**

- Laikykite prietaisą sausą ir švarų.
- Saugokite prietaisą nuo aukštos temperatūros.
- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei nenorite naudoti šio gaminio ilgą laiką, atjunkite įkrovimo stotelę nuo maitinimo šaltinio.
- Nelaikykite dantų šepetėlio tiesioginiuose saulės spinduliuose.

## **Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [2 puslapis - f5]**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautifly.eu](https://www.youtube.com/beautifly.eu)

Jauda:	1.8W
Spriegums:	5V
Ūdensnecaurlaidīgs:	IPX7
Spriegums:	38000/min
Akumulatora ietilpība:	1200mA

## Drošība

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu un, lietojot ierīci, ievērojiet tajā sniegtos norādījumus.

## Izstrādājuma apraksts [2. lappuse - f1]

1. birstes galviņas sari
2. birstes galviņa
3. ieslēgšanas poga
4. uzlādes indikators
5. režīma indikators
6. USB uzlādes kabelis

## Lietotāja rokasgrāmata [[2. lappuse - f2]

1. Uzlieciet birstes galviņu uz birstes korpusa, atstājot starp tām nelielu atstarpi. Tas ļaus birstes galviņai pareizi vibrēt.
2. Ņemiet nelielu daudzumu zobu pastas, lai izvairītos no izšļakstīšanās.
3. Pirms ievietošanas mutē samitriniet birstes galviņu, pēc tam ieslēdziet ieslēgšanas pogu. Izvēlieties režīmu atbilstoši savām vajadzībām. Ieslēdzot zobu birsti, tīrīšanas režīms sāks darboties automātiski.
4. Tīrot zobus, turiet birstes korpusu tā, lai sariņi būtu 45° leņķī pret zobu līniju. Maigi kustiniet birstes galviņu ar apļveida kustībām. Lietošanas laikā nespiediet vai netīriet spēcīgi.
5. Ik pēc 30 sekundēm būs jūtama īsa pauze. Tas ir atgādinājums pāriet uz citu mutes dobuma daļu, lai tīrīšana būtu efektīvāka. Pēc divu minūšu tīrīšanas ierīce automātiski izslēdzas.
6. Pēc tīrīšanas izskalojiet muti ar tīru ūdeni.

## Tīrīšanas režīmi [2. lappuse - f3]

1. Tīrīšana
2. Pulēšana
3. Maigais režīms
4. Balināšana
5. Smaganu aizsardzība

## Akumulatora līmeņa indikators

Indikators mirgo sarkanā krāsā, kad zobu birste ir jāuzlādē.

## Pārslodzes aizsardzība

Uzlāde apstājas, kad spriegums sasniedz 2,8 V.

## Laika iestatīšanas funkcija

Neatkarīgi no tā, kuru režīmu izmantojat, zobu birstes darbības laiks ir 2 minūtes.

## Tīrīšana un apkope [2. lappuse - f4]

### 1. Sukas galviņa

Pēc lietošanas noskalojiet birstes galviņu un sariņus ar ūdeni un ļaujiet tiem dabiski nožūt. Nevelciet sariņus, jo tie var deformēties vai izkrist.

### 2. Galvenais korpusis

Zobu birstes galveno korpusu var mazgāt ar ūdeni. Neiegremdējiet zobu birsti ūdenī. Neizmantojiet ūdeni, kas karstāks par 40 °C, vai skābu tīrīšanas šķīdumu.

### 3. Uzlādes bāze

Atvienojiet lādētāju un noslaukiet visu uzlādes pamatnes virsmu ar mitru drānu.

### 4. Birstes galviņas nomainīšana

Ieteicams birstes galviņu nomainīt ik pēc trim mēnešiem vai, ja nepieciešams, biežāk.

## Uzmanību

1. Pirms pirmās uzlādes parastas lietošanas laikā atvienojiet ierīci no tīkla.
2. Ja zobu birste nav lietota ilgāk nekā 6 mēnešus, nepieslēdziet to strāvas avotam ilgāk par 12 stundām. Pilnībā uzlādētu ierīci var lietot aptuveni 60 dienas.

## **Brīdinājumi**

- Nevelciet lādētāju par vadu un neiegremdējiet ūdenī.
- Nelietojiet ierīci, ja strāvas vads vai strāvas adapteris ir bojāts vai darbojas nepareizi.
- Ja zobu birste netiek lietota ilgu laiku, sākotnēji uzlādes indikators nedegs. Pagaidiet 6 vai 10 minūtes, lai uzlādes indikators atkal darbotos pareizi.
- Uzlādes laikā kontakts starp zobiem un ierīces korpusu ir siltāks, kas ir normāli. Ja šīs zonas karstums ir liels un jūtaties neērti, nelietojiet ierīci.
- Ierīce darbosies pareizi tikai ar speciālo rezerves galviņu un komplektā iekļauto lādētāju. Izslēdziet strāvas padevi, kad uzlādes stacija netiek lietota vai kad to tīriet.
- Ierīce ir paredzēta tikai zobu tīrīšanai. Nelietojiet to citiem mērķiem.
- Ierīce ir paredzēta tikai personīgai lietošanai. To nedrīkst lietot citas personas.
- Bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām drīkst lietot šo ierīci, ja viņi atrodas par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai ir saņēmuši tās norādījumus.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- Izvairieties no saskares ar ļoti kodīgiem šķīdumiem vai roku dezinfekcijas līdzekļiem.

## **Uzglabāšana**

- Ierīci uzglabājiet sausu un tīru.
- Sargājiet ierīci no augstas temperatūras.
- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Ja nevēlaties ilgstoši lietot šo ierīci, atvienojiet uzlādes staciju no strāvas padeves.
- Nepakļaujiet zobu birsti tiešiem saules stariem.

## **Sīkāka informācija par uzņēmumu un izstrādājumiem [2. lpp - f5]**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Erő:	1,8W
Feszültség:	5V
Vízálló:	IPX7
Rezgés:	38000/perc
Akkumulátor-kapacitás:	1200mA

## Biztonság

A termék használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

## Eszköz leírása [2. oldal - f1]

1. kefefej sörték
2. kefefej
3. bekapcsoló gomb
4. töltésjelző
5. módjelző
6. USB töltőkábel

## Felhasználói kézikönyv [2. oldal - f2]

1. Helyezze a kefefejet a kefetest tetejére, hagyjon közöttük egy kis helyet. Ez biztosítja, hogy a kefefej megfelelően rezegjen.
2. Vegyünk egy kis mennyiségű fogkrémet, hogy elkerüljük a kifröccsenést.
3. Nedvesítse meg a kefefejet, mielőtt a szájába tenné, majd kapcsolja be a bekapcsológombot. Válassza ki az üzemmódot az Ön igényei szerint. Amikor bekapcsolja a fogkefét, a tisztítási mód automatikusan elindul.
4. Fogmosás közben tartsa a kefe testét úgy, hogy a sörték 45°-os szöveget zárjanak be a fogvonalhoz képest. Óvatosan mozgassa körkörös mozdulatokkal a kefefejet. Használat közben ne nyomja meg vagy dörzsölje erőteljesen.
5. Használat közben 30 másodpercenként rövid szünetet fog tapasztalni. Emlékeztet arra, hogy a hatékonyabb tisztítás érdekében a száj másik részére kell áthelyezni. Két perc fogmosás után a készülék automatikusan kikapcsol.
6. Fogmosás után öblítse ki a száját tiszta vízzel.

## Kefe működési módok [2. oldal - f3]

1. Tisztítás
2. Polírozás
3. Kíméletes mód
4. Fehérités
5. Ínyvédelem

## Elem töltöttségi szint jelző

Ha a fogkefét fel kell tölteni, a jelzőfény pirosan villog.

## Védelem a túlzott kisülés ellen

Amikor a feszültség eléri a 2,8 V-ot, a töltés leáll.

## Időzítő funkció

Függetlenül attól, hogy melyik üzemmódot használja, a kefe működési ideje 2 perc.

## Tisztítás és karbantartás [2. oldal - f4]

### 1. Kefefej

Használat után öblítse le vízzel a kefefejet és a sörtéket, majd hagyja természetes módon megszáradni. Ne húzza a szőrszálakat, mert deformálódhatnak vagy kihullhatnak.

### 2. Főtest

A fogkefe fő része vízzel lemosható. Ne merítse vízbe a fogkefét. Ne használjon 40°C-nál melegebb vizet vagy savas tisztítóoldatot.

### 3. Töltőbázis

Húzza ki a töltőt, és törölje le a töltőtalp teljes felületét egy nedves ruhával.

### 4. A kefefej cseréje

Javasoljuk a kefefej cseréjét háromhavonta, vagy szükség esetén gyakrabban.

## Figyelem

1. Az első töltés előtt a szokásos módon merítse le a készüléket.
2. Ha a fogkefét több mint 6 hónapig nem használja, csatlakoztassa az áramforráshoz több mint 12 órán keresztül. A teljes feltöltést követően a készülék körülbelül 60 napig használható.

### **Figyelmeztetések**

- Ne húzza a töltőt a kábelnél fogva, és ne merítse vízbe.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a tápegység sérült vagy nem működik megfelelően.
- Ha a fogkefét hosszabb ideig nem használja, a töltésjelző kezdetben nem világít feltöltés után. Várjon 6 vagy 10 percet, amíg a fogkefe töltésjelzője visszatér a normál működéshez.
- A fogak és a készülék teste közötti érintkezés felmelegszik a töltés során, ami normális. Ha hő szabadul fel erről a területről, és kényelmetlenül érzi magát, hagyja abba a készülék használatát.
- A készülék csak külön cserélhető fejjel működik megfelelően és a töltő a csomagban. Húzza ki a tápkábelt, ha a töltőállomást nem használja, vagy amikor tisztítja.
- A készülék csak fogak tisztítására szolgál. Nem szabad más célra használni.
- A készülék kizárólag személyes használatra szolgál. Mások nem használhatják.
- Gyermekes és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek használhatják ezt a készüléket, ha felügyelik őket, vagy ha a biztonságukért felelős személy utasításokat kaptak.
- Gyermekes nem játszhatnak a készülékkel.
- Kerülje a készülék érintkezését erősen korrozív folyadékokkal vagy kézfertőtlenítő szereket.

### **Tárolás**

- Tartsa a készüléket szárazon és tisztán.
- Tartsa távol a készüléket magas hőmérséklettől.
- Gyermekes elől elzárva tartandó.
- Ha hosszabb ideig nem szeretné használni a terméket, kérjük, húzza ki a töltőállomást az áramforrásból.
- Ne tegye ki a fogkefét közvetlen napfénynek.

### **További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f5]**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Putere:	1,8 W
Tensiune:	5V
Impermeabil:	IPX7
Vibrație:	38000/min
Capacitatea bateriei:	1200mA

### Securitate

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

### Descrierea dispozitivului [pagina 2 - f1]

1. peri cap de perie
2. cap de perie
3. buton de alimentare
4. indicator de încărcare
5. indicator de mod
6. Cablu de încărcare USB

### Manual de utilizare [pagina 2 - f2]

1. Așezați capul periei pe partea superioară a corpului periei, lăsând un spațiu mic între ele. Acest lucru va asigura că capul periei vibrează corect.
2. Luați o cantitate mică de pastă de dinți pentru a preveni stropirea acesteia.
3. Udați capul periei înainte de a-l pune în gură, apoi porniți butonul de pornire. Alegeți modul în funcție de nevoile dvs. Când porniți perișta de dinți, modul de curățare pornește automat.
4. În timp ce vă periați dinții, țineți corpul periei astfel încât perii să fie la un unghi de 45° față de linia dinților. Mișcați ușor capul periei cu mișcări circulare. Nu apăsați și nu frecați puternic în timpul utilizării.
5. În timpul utilizării, veți experimenta o scurtă pauză la fiecare 30 de secunde. Vă reamintește să vă mutați în altă parte a gurii pentru un rezultat de curățare mai eficient. După două minute de periaj, dispozitivul se va opri automat.
6. După periaj, clătiți-vă gura cu apă curată.

### Moduri de funcționare a pensulei [pagina 2 - f3]

1. Curatenie
2. Lustruire
3. Mod blând
4. Albire
5. Protecția gingiilor

### Indicator de nivel al bateriei

Când perișta de dinți trebuie încărcată, indicatorul clipește roșu.

### Protecție împotriva scurgerilor excesive

Când tensiunea ajunge la 2,8 V, încărcarea se va opri.

### Funcția de sincronizare

Indiferent de modul pe care îl utilizați, timpul de funcționare al periei este de 2 minute.

### Curățare și întreținere [pagina 2 - f4]

#### 1. Cap de perie

După utilizare, clătiți capul periei și perii cu apă și apoi lăsați să se usuce în mod natural. Nu trageți firele de păr deoarece se pot deforma sau căde.

#### 2. Corpul principal

Corpul principal al periștei de dinți poate fi spălat cu apă. Nu scufundați perișta de dinți în apă. Nu utilizați apă mai fierbinte de 40°C sau soluție de curățare acidă.

#### 3. Baza de incarcare

Deconectați încărcătorul și ștergeți întreaga suprafață a bazei de încărcare cu o cârpă umedă.

#### 4. Înlocuirea capului periei

Se recomandă înlocuirea capului periei la fiecare trei luni sau mai des dacă este necesar.

### Atenție

1. Descarcă dispozitivul utilizându-l în mod normal înainte de a-l încărca pentru prima dată.
2. Dacă perișta de dinți nu este folosită mai mult de 6 luni,

conectați-o la sursa de alimentare mai mult de 12 ore. Odată încărcat complet, dispozitivul poate fi folosit aproximativ 60 de zile.

### **Avertizări**

- Nu trageți încărcătorul de cablu și nu îl scufundați în apă.
- Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare sau sursa de alimentare sunt deteriorate sau nu funcționează corect.
- Dacă periuța de dinți nu este folosită o perioadă lungă de timp, indicatorul de încărcare nu se aprinde inițial după reîncărcare. Vă rugăm să așteptați 6 sau 10 minute pentru ca indicatorul de încărcare al periuței de dinți să revină la funcționarea normală.
- Contactul dintre dinți și corpul dispozitivului devine mai cald în timpul încărcării, ceea ce este normal. Dacă se eliberează căldură din această zonă și simțiți disconfort, nu mai utilizați dispozitivul.
- Dispozitivul funcționează corect numai cu un cap special înlocuibil și încărcător inclus în kit. Deconectați curentul atunci când stația de încărcare nu este utilizată sau când o curățați.
- Aparatul este destinat numai curățării dinților. Nu trebuie folosit în alte scopuri.
- Dispozitivul este doar pentru uz personal. Nu poate fi folosit de alte persoane.
- Copiii și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse pot folosi acest aparat dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii nu trebuie să aibă voie să se joace cu dispozitivul.
- Evitați contactul aparatului cu lichide puternic corozive sau dezinfectanți pentru mâini.

### **Depozitare**

- Păstrați aparatul uscat și curat.
- Țineți aparatul departe de temperaturi ridicate.
- A nu se lăsa la îndemana copiilor.
- Dacă nu doriți să utilizați acest produs pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să deconectați stația de încărcare de la sursa de alimentare.
- Nu expuneți periuța de dinți la lumina directă a soarelui.

### **Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f5]**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)



власть:	1.8W
напряжение:	5V
водонепроницаемый:	IPX7
вибрация:	38000/мин
емкость батареи:	1200mA

## **Безопасность**

Перед использованием продукта прочтите данное руководство и следуйте содержащимся в нем инструкциям при использовании устройства.

## **Описание устройства [страница 2 - f1]**

1. щетина головки щетки
2. головка щетки
3. кнопка питания
4. индикатор зарядки
5. индикатор режима
6. USB-кабель для зарядки

## **Руководство пользователя [страница 2 - f2]**

1. Поместите головку щетки поверх корпуса щетки, оставив между ними небольшое пространство. Это позволит головке щетки правильно вибрировать.
2. Наберите небольшое количество зубной пасты, чтобы она не разбрызгивалась.
3. Смочите головку щетки перед тем, как положить ее в рот, затем включите кнопку питания. Выберите режим в соответствии с вашими потребностями. При включении зубной щетки автоматически активируется режим чистки.
4. При чистке зубов держите корпус щетки так, чтобы щетинки находились под углом 45° к линии зубов. Аккуратно перемещайте головку щетки круговыми движениями. Не нажимайте и не трите сильно во время использования.
5. Во время использования вы будете испытывать короткую паузу каждые 30 секунд. Он напоминает вам о необходимости перейти к другой части рта для более эффективного результата очистки. Через две минуты чистки устройство автоматически выключится.
6. Прополощите рот чистой водой после чистки зубов.

## **Режимы кисти [страница 2 - f3]**

1. Очистка
2. Полировка
3. Деликатный режим
4. Отбеливание
5. Защита десен

## **Индикатор уровня заряда батареи**

Когда зубной щетке требуется зарядка, индикатор мигает красным.

## **Защита от переразряда**

Когда напряжение достигнет 2,8 В, зарядка прекратится.

## **Функция синхронизации**

Независимо от того, какой режим вы используете, время работы зубной щетки составляет 2 минуты.

## **Очистка и техническое обслуживание [страница 2 - f4]**

### **1. Головка щетки**

Промойте головку щетки и щетинки водой после использования, а затем дайте им высохнуть естественным путем. Не тяните за щетинки, так как они могут деформироваться или выпасть.

### **2. Основной корпус**

Основной корпус зубной щетки можно мыть водой. Не погружайте зубную щетку в воду. Не используйте воду с температурой выше 40°C или кислотный чистящий раствор.

### **3. Зарядная база**

Отключите зарядное устройство и протрите всю поверхность зарядной базы влажной тканью.

### **4. Замена головки щетки**

Рекомендуется заменять насадку щетки каждые три месяца или чаще, если это необходимо.

**Внимание**

1. Перед первой зарядкой разрядите устройство обычным образом.
2. Если зубная щетка не используется более 6 месяцев, подключите ее к источнику питания более чем на 12 часов. При полной зарядке устройство можно использовать около 60 дней.

**Предупреждения**

- Не тяните зарядное устройство за кабель, не погружайте его в воду.
- Не используйте устройство, если шнур питания или адаптер питания повреждены или неисправны.
- Если зубная щетка не используется в течение длительного времени, индикатор зарядки сначала не загорается после подзарядки. Подождите 6 или 10 минут, пока индикатор заряда щетки не вернется к нормальной работе.
- Контакт между зубцами и корпусом устройства нагревается во время зарядки, что является нормальным явлением. Если тепло от этой области велико и вы чувствуете себя некомфортно, прекратите использование устройства.
- Прибор работает корректно только со специальной сменной головкой и зарядным устройством из комплекта. Отключайте электропитание, когда зарядная станция не используется или во время ее очистки.
- Прибор предназначен только для чистки зубов. Не используйте его для других целей.
- Устройство предназначено только для личного использования. Его не могут использовать другие люди.
- Дети и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями могут использовать этот прибор при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции от лица, ответственного за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Избегайте контакта устройства с высококоррозионными жидкостями или дезинфицирующим средством для рук.

**Хранилище**

- Держите устройство сухим и чистым.
- Держите устройство подальше от высоких температур.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Если вы не хотите использовать этот продукт в течение длительного времени, отключите зарядную станцию от источника питания.
- Не подвергайте зубную щетку воздействию прямых солнечных лучей.

**Дополнительная информация о компании и продукции**

**[страница 2 - f5]**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautifly.eu](https://www.youtube.com/beautifly.eu)

Makt:	1,8W
Spenninger:	5V
Vannrett:	IPX7
Vibrasjon:	38000/min
Batterikapasitet:	1200mA

## Sikkerhet

Før du bruker produktet, les denne håndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

## Enhetsbeskrivelse [side 2 - f1]

1. børstehodebust
2. børstehode
3. strømknapp
4. ladeindikator
5. modusindikator
6. USB-ladekabel

## Brukerhåndbok [side 2 - f2]

1. Plasser børstehodet på toppen av børstekroppen, og la det være et lite mellomrom mellom dem. Dette vil sikre at børstehodet vibrerer riktig.
2. Ta en liten mengde tannkrem for å unngå at den spruter.
3. Fukt børstehodet før du putter det i munnen, og slå deretter på strømknappen. Velg modus avhengig av dine behov. Når du slår på tannbørsten, starter rengjøringsmodusen automatisk.
4. Mens du pusser tennene, hold børstekroppen slik at busten er i en 45° vinkel til tannlinjen. Beveg børstehodet forsiktig i sirkulære bevegelser. Ikke press eller skrubbe kraftig under bruk.
5. Under bruk vil du oppleve en kort pause hvert 30. sekund. Den minner deg på å flytte til en annen del av munnen for et mer effektivt rengjøringsresultat. Etter to minutter med børsting vil enheten automatisk slå seg av.
6. Etter børsting, skyll munnen med rent vann.

## Børstedriftsmoduser [side 2 - f3]

1. Rengjøring
2. Polering
3. Skånsom modus
4. Bleking
5. Tannkjøttbeskyttelse

## Batterinivåindikator

Når tannbørsten må lades, blinker indikatoren rødt.

## Beskyttelse mot overdreven utslipp

Når spenningen når 2,8V vil ladingen stoppe.

## Timing funksjon

Uansett hvilken modus du bruker, er børstens driftstid 2 minutter.

## Rengjøring og vedlikehold [side 2 - f4]

### 1. Børstehode

Etter bruk, skyll børstehodet og busten med vann og la deretter tørke naturlig. Ikke trekk i hårene da de kan deformeres eller falle ut.

### 2. Hoveddel

Tannbørstens hoveddel kan vaskes med vann. Ikke senk tannbørsten i vann. Ikke bruk vann som er varmere enn 40°C eller sur rengjøringsløsning.

### 3. Ladebase

Koble fra laderen og tørk av hele overflaten av ladebasen med en fuktig klut.

### 4. Bytte av børstehodet

Det anbefales å skifte børstehodet hver tredje måned eller oftere om nødvendig.

## Merk følgende

1. Lad ut enheten ved å bruke den på vanlig måte før du lader den for første gang.
2. Hvis tannbørsten ikke er brukt på mer enn 6 måneder, koble den til strømkilden i mer enn 12 timer. Når den er fulladet, kan enheten brukes i omtrent 60 dager.

**Advarsler**

- Ikke trekk laderen i kabelen eller dypp den i vann.
- Ikke bruk enheten hvis strømledningen eller strømforsyningen er skadet eller ikke fungerer som den skal.
- Hvis tannbørsten ikke brukes over lengre tid, lyser ikke ladeindikatoren i utgangspunktet etter opplading. Vent 6 eller 10 minutter til tannbørstens ladeindikator går tilbake til normal drift.
- Kontakten mellom tennene og enhetens kropp blir varmere under lading, noe som er normalt. Hvis det frigjøres varme fra dette området og du føler ubehag, slutte å bruke enheten.
- Enheten fungerer bare som den skal med et dedikert utskiftbart hode og lader inkludert i settet. Koble fra strømmen når ladestasjonen ikke er i bruk eller når du rengjør den.
- Enheten er kun beregnet for rengjøring av tenner. Den skal ikke brukes til andre formål.
- Enheten er kun til personlig bruk. Den kan ikke brukes av andre.
- Barn og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner kan bruke dette apparatet hvis de er under tilsyn eller har mottatt instruksjoner fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn bør ikke få leke med enheten.
- Unngå kontakt med enheten med svært etsende væsker eller hånddesinfeksjonsmidler.

**Oppbevaring**

- Hold enheten tørr og ren.
- Hold enheten unna høye temperaturer.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Hvis du ikke ønsker å bruke dette produktet over en lengre periode, må du koble ladestasjonen fra strømkilden.
- Ikke utsett tannbørsten for direkte sollys.

**Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f5]**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](https://www.youtube.com/beautifly.eu)

Teho:	1,8W
Jännitys:	5V
Vedenkestävä:	IPX7
Täriä:	38000/min
Akun kapasiteetti:	1200mA

## Turvallisuus

Lue tämä käsikirja ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

## Laitteen kuvaus [sivu 2 - f1]

1. harjaspään harjakset
2. harjaspää
3. virtapainike
4. latauksen merkkivalo
5. tilan ilmaisin
6. USB-latauskaapeli

## Käyttöopas [sivu 2 - f2]

1. Aseta harjaspää harjan rungon päälle ja jätä niiden väliin pieni tila. Tämä varmistaa, että harjaspää värisee kunnolla.
2. Ota pieni määrä hammastahnaa, jotta se ei roisku.
3. Kostuta harjaspää ennen kuin laitat sen suuhusi ja kytke sitten virtapainike päälle. Valitse tila tarpeidesi mukaan. Kun käynnistät hammasharjan, puhdistustila käynnistyy automaattisesti.
4. Kun harjaat hampaita, pidä harjan rungosta kiinni niin, että harjakset ovat 45° kulmassa hammaslinjaan nähden. Liikuta harjaspäätä varovasti pyörivin liikkein. Älä paina tai hankaa voimakkaasti käytön aikana.
5. Käytön aikana koet lyhyen tauon 30 sekunnin välein. Se muistuttaa sinua siirtymään toiseen suuhun tehokkaamman puhdistustuloksen saavuttamiseksi. Kahden minuutin harjauksen jälkeen laite sammuu automaattisesti.
6. Harjauksen jälkeen huuhtelee suusi puhtaalla vedellä.

## Harjan käyttötilat [sivu 2 - f3]

1. Puhdistus
2. Kiillotus
3. Hellävarainen tila
4. Valkaisu
5. lensuojaus

## Akun varaustason ilmaisin

Kun hammasharja on ladattava, merkkivalo vilkkuu punaisena.

## Suojaus liiallista purkausta vastaan

Kun jännite saavuttaa 2,8 V, lataus pysähtyy.

## Ajoitustoiminto

Riippumatta siitä, mitä tilaa käytät, harjan käyttöaika on 2 minuuttia.

## Puhdistus ja huolto [sivu 2 - f4]

### 1. Harjaspää

Käytön jälkeen huuhtelee harjaspää ja harjakset vedellä ja anna kuivua luonnollisesti. Älä vedä karvoja, koska ne voivat vääntyä tai pudota.

### 2. Päärunko

Hammasharjan päärunko voidaan pestä vedellä. Älä upota hammasharjaa veteen. Älä käytä yli 40°C kuumaa vettä tai hapanta puhdistusliuosta.

### 3. Latausalusta

Irrota laturi ja pyyhi latausalustan koko pinta kostealla liinalla.

### 4. Harjaspään vaihto

Harjaspää on suositeltavaa vaihtaa kolmen kuukauden välein tai tarvittaessa useammin.

## Huomio

1. Pura laitteesi käyttämällä sitä normaalisti ennen kuin lataat sen ensimmäistä kertaa.
2. Jos hammasharjaa ei ole käytetty yli 6 kuukauteen, kytke se virtalähteeseen yli 12 tunniksi. Kun laite on ladattu täyteen, sitä voidaan käyttää noin 60 päivää.

**Varoitukset**

- Älä vedä laturia kaapelista tai upota sitä veteen.
- Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai virtalähde on vaurioitunut tai jos se ei toimi kunnolla.
- Jos hammasharjaa ei käytetä pitkään aikaan, latauksen merkkivalo ei aluksi syty uudelleenlatauksen jälkeen. Odota 6 tai 10 minuuttia, jotta hammasharjan latauksen ilmaisin palaa normaaliin toimintaan.
- Hampaiden ja laitteen rungon välinen kosketus lämpenee latauksen aikana, mikä on normaalia. Jos lämpöä vapautuu tältä alueelta ja tunnet epämukavuutta, lopeta laitteen käyttö.
- Laite toimii oikein vain erillisen vaihdettavan pään kanssa ja laturi sisältyy pakkaukseen. Irrota virtajohto, kun latausasema ei ole käytössä tai kun puhdistat sitä.
- Laite on tarkoitettu vain hampaiden puhdistukseen. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.
- Laite on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Muut ihmiset eivät voi käyttää sitä.
- Lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan tai he ovat saaneet ohjeita turvallisuudestaan vastaavalta henkilöltä.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Vältä koskettamasta laitetta voimakkaasti syövyttävien nesteiden kanssa tai käsien desinfiointiaineita.

**Varastointi**

- Pidä laite kuivana ja puhtaana.
- Pidä laite poissa korkeista lämpötiloista.
- Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Jos et halua käyttää tätä tuotetta pitkään aikaan, irrota latausasema virtalähteestä.
- Älä altista hammasharjaa suoralle auringonvalolle.

**Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f5]**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Εξουσία:	1,8W
Ενταση:	5V
Αδιάβροχο:	IPX7
Δόνηση:	38000/λεπτό
Χωρητικότητα μπαταρίας:	1200 mA

## Ασφάλεια

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

## Περιγραφή συσκευής [σελίδα 2 - f1]

1. τρίχες κεφαλής βούρτσας
2. κεφαλή βούρτσας
3. κουμπί λειτουργίας
4. ένδειξη φόρτισης
5. ένδειξη λειτουργίας
6. Καλώδιο φόρτισης USB

## Εγχειρίδιο χρήστη [σελίδα 2 - f2]

1. Τοποθετήστε την κεφαλή της βούρτσας στο επάνω μέρος του σώματος της βούρτσας, αφήνοντας ένα μικρό διάστημα μεταξύ τους. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η κεφαλή της βούρτσας δονείται σωστά.
2. Πάρτε μια μικρή ποσότητα οδοντόκρεμας για να μην πιτσιλιστεί.
3. Βρέξτε την κεφαλή της βούρτσας πριν τη βάλετε στο στόμα σας και μετά ενεργοποιήστε το κουμπί λειτουργίας. Επιλέξτε τη λειτουργία ανάλογα με τις ανάγκες σας. Όταν ενεργοποιείτε την οδοντόβουρτσα, η λειτουργία καθαρισμού ξεκινά αυτόματα.
4. Ενώ βουρτσίζετε τα δόντια σας, κρατήστε το σώμα της βούρτσας έτσι ώστε οι τρίχες να βρίσκονται σε γωνία 45° ως προς τη γραμμή των δοντιών. Μετακινήστε απαλά την κεφαλή της βούρτσας με κυκλικές κινήσεις. Μην πιέζετε ή τρίβετε έντονα κατά τη χρήση.
5. Κατά τη χρήση, θα έχετε μια μικρή παύση κάθε 30 δευτερόλεπτα. Σας υπενθυμίζει να μετακινηθείτε σε άλλο σημείο του στόματός σας για πιο αποτελεσματικό αποτέλεσμα καθαρισμού. Μετά από δύο λεπτά βουρτσίσματος, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
6. Μετά το βουρτσισμό, ξεπλύνετε το στόμα σας με καθαρό νερό.

## Τρόποι λειτουργίας βούρτσας [σελίδα 2 - f3]

1. Καθαρισμός
2. Γυάλισμα
3. Απαλή λειτουργία
4. Λεύκανση
5. Προστασία των ούλων

## Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

Όταν η οδοντόβουρτσα χρειάζεται φόρτιση, η ένδειξη αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

## Προστασία από υπερβολική εκκένωση

Όταν η τάση φτάσει τα 2,8 V, η φόρτιση θα σταματήσει.

## Λειτουργία χρονισμού

Ανεξάρτητα από τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε, ο χρόνος λειτουργίας της βούρτσας είναι 2 λεπτά.

## Καθαρισμός και συντήρηση [σελίδα 2 - f4]

### 1. Κεφαλή βούρτσας

Μετά τη χρήση, ξεπλύνετε την κεφαλή και τις τρίχες της βούρτσας με νερό και στη συνέχεια αφήστε να στεγνώσει φυσικά. Μην τραβάτε τις τρίχες γιατί μπορεί να παραμορφωθούν ή να πέσουν.

### 2. Κύριο σώμα

Το κύριο σώμα της οδοντόβουρτσας μπορεί να πλυθεί με νερό. Μην βυθίζετε την οδοντόβουρτσα σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε νερό θερμότερο από 40°C ή όξινο διάλυμα καθαρισμού.

### 3. Βάση φόρτισης

Αποσυνδέστε το φορτιστή και σκουπίστε όλη την επιφάνεια της βάσης φόρτισης με ένα υγρό πανί.

### 4. Επανατοποθέτηση της κεφαλής της βούρτσας

Συνιστάται η αντικατάσταση της κεφαλής της βούρτσας κάθε τρεις μήνες ή πιο συχνά εάν είναι απαραίτητο.

## Προσοχή

1. Αποφορτίστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τη κανονικά πριν τη φορτίσετε για πρώτη φορά.
2. Εάν η οδοντόβουρτσα δεν χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 6 μήνες, συνδέστε την στην πηγή ρεύματος για περισσότερες από 12 ώρες. Μόλις φορτιστεί πλήρως, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου 60 ημέρες.

## Προειδοποιήσεις

- Μην τραβάτε το φορτιστή από το καλώδιο και μην τον βυθίζετε σε νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό είναι κατεστραμμένο ή δεν λειτουργεί σωστά.
- Εάν η οδοντόβουρτσα δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ένδειξη φόρτισης αρχικά δεν ανάβει μετά την επαναφόρτιση. Περιμένετε 6 ή 10 λεπτά για να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία η ένδειξη φόρτισης της οδοντόβουρτσας.
- Η επαφή μεταξύ των δοντιών και του σώματος της συσκευής γίνεται πιο ζεστή κατά τη φόρτιση, κάτι που είναι φυσιολογικό. Εάν απελευθερώνεται θερμότητα από αυτήν την περιοχή και αισθάνεστε δυσφορία, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Η συσκευή λειτουργεί σωστά μόνο με ειδική αντικαταστάσιμη κεφαλή και φορτιστής περιλαμβάνονται στο κιτ. Αποσυνδέστε το ρεύμα όταν ο σταθμός φόρτισης δεν χρησιμοποιείται ή όταν τον καθαρίζετε.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για τον καθαρισμό των δοντιών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλα άτομα.
- Παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη συσκευή εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με πολύ διαβρωτικά υγρά ή απολυμαντικά χεριών.

## Αποθήκευση

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή και καθαρή.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υψηλές θερμοκρασίες.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το σταθμό φόρτισης από την πηγή ρεύματος.
- Μην εκθέτετε την οδοντόβουρτσα στο άμεσο ηλιακό φως.

## Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f5]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](https://www.youtube.com/beautifly.eu)



Vlast:	1,8 W
Napetost:	5V
Vodootporan:	IPX7
Vibracija:	38000/min
Kapacitet baterije:	1200 mA

### Sigurnost

Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

### Opis uređaja [stranica 2 - f1]

1. čekinje glave četke
2. glava četke
3. gumb za uključivanje
4. indikator punjenja
5. indikator načina rada
6. USB kabel za punjenje

### Korisnički priručnik [stranica 2 - f2]

1. Postavite glavu četkice na vrh tijela četkice, ostavljajući mali prostor između njih. To će osigurati da glava četkice pravilno vibrira.
2. Uzmite malu količinu paste za zube kako biste spriječili prskanje.
3. Namočite glavu četkice prije nego što je stavite u usta, zatim uključite tipku za napajanje. Odaberite način rada ovisno o svojim potrebama. Kada uključite četkicu za zube, automatski se pokreće način rada za čišćenje.
4. Dok perete zube, držite tijelo četkice tako da su čekinje pod kutom od 45° u odnosu na liniju zuba. Nježno pomičite glavu četkice kružnim pokretima. Ne pritiskajte i ne trljajte snažno tijekom uporabe.
5. Tijekom korištenja doživjet ćete kratku stanku svakih 30 sekundi. Podsjeća vas da prijedete na drugi dio usta za učinkovitiji rezultat čišćenja. Nakon dvije minute četkanja uređaj će se automatski isključiti.
6. Nakon četkanja isperite usta čistom vodom.

### Načini rada četke [stranica 2 - f3]

1. Čišćenje
2. Poliranje
3. Nježni način rada
4. Izbjeljivanje
5. Zaštita desni

### Indikator razine baterije

Kada četkicu za zube treba napuniti, indikator treperi crveno.

### Zaštita od prekomjernog pražnjenja

Kada napon dosegne 2,8 V, punjenje će prestati.

### Funkcija mjerenja vremena

Bez obzira koji način rada koristite, vrijeme rada četke je 2 minute.

### Čišćenje i održavanje [stranica 2 - f4]

#### 1. Glava četke

Nakon upotrebe isperite glavu četkice i čekinje vodom i ostavite da se osuše prirodnim putem. Nemojte čupati dlačice jer se mogu deformirati ili ispasti.

#### 2. Glavno tijelo

Glavni dio četkice za zube može se oprati vodom. Nemojte uranjati četkicu za zube u vodu. Nemojte koristiti vodu topliju od 40°C ili kiselu otopinu za čišćenje.

#### 3. Baza za punjenje

Isključite punjač i obrišite cijelu površinu baze za punjenje vlažnom krpom.

#### 4. Zamjena glave četkice

Preporuča se mijenjati glavu četkice svaka tri mjeseca ili češće ako je potrebno.

### Pažnja

1. Ispraznite svoj uređaj normalnom uporabom prije prvog punjenja.
2. Ako se četkica za zube ne koristi dulje od 6 mjeseci, spojite je na izvor napajanja dulje od 12 sati. Nakon potpunog punjenja uređaj se može koristiti otprilike 60 dana.

## Upozorenja

- Nemojte povlačiti punjač za kabel niti ga uranjati u vodu.
- Nemojte koristiti uređaj ako je strujni kabel ili napajanje oštećeno ili ne radi ispravno.
- Ako se četkica za zube ne koristi dulje vrijeme, indikator punjenja u početku ne svijetli nakon ponovnog punjenja. Pričekajte 6 ili 10 minuta da se indikator napunjenosti četkice za zube vrati u normalan rad.
- Kontakt između zuba i tijela uređaja postaje topliji tijekom punjenja, što je normalno. Ako se iz ovog područja oslobađa toplina i osjećate nelagodu, prestanite koristiti uređaj.
- Uređaj ispravno radi samo s namjenskom zamjenjivom glavom i punjač uključen u komplet. Isključite napajanje kada se stanica za punjenje ne koristi ili kada je čistite.
- Uređaj je namijenjen isključivo čišćenju zuba. Ne smije se koristiti u druge svrhe.
- Uređaj je samo za osobnu upotrebu. Ne mogu ga koristiti drugi ljudi.
- Djeca i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima mogu koristiti ovaj uređaj ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djeci se ne smije dopustiti da se igraju s uređajem.
- Izbjegavajte kontakt uređaja s visoko korozivnim tekućinama ili sredstva za dezinfekciju ruku.

## Skladištenje

- Držite uređaj suhim i čistim.
- Držite uređaj podalje od visokih temperatura.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Ako ne želite koristiti ovaj proizvod dulje vrijeme, isključite stanicu za punjenje iz izvora napajanja.
- Ne izlažite četkicu za zube izravnoj sunčevoj svjetlosti.

## Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f5]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Kraft:	1,8W
Spänning:	5V
Vattentät:	IPX7
Vibration:	38000/min
Batterikapacitet:	1200mA

## **säkerhet**

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

## **Enhetsbeskrivning [sida 2 - f1]**

1. borsthuvud
2. borsthuvud
3. strömknapp
4. laddningsindikator
5. lägesindikator
6. USB-laddningskabel

## **Användarmanual [sida 2 - f2]**

1. Placera borsthuvudet på toppen av borstkroppen, lämna ett litet utrymme mellan dem. Detta kommer att säkerställa att borsthuvudet vibrerar ordentligt.
2. Ta en liten mängd tandkräm för att förhindra att den stänker.
3. Blöt borsthuvudet innan du stoppar det i munnen och slå sedan på strömbrytaren. Välj läge beroende på dina behov. När du slår på tandborsten startar rengöringsläget automatiskt.
4. Medan du borstar tänderna, håll i borstkroppen så att borsten är i 45° vinkel mot tandlinjen. Flytta försiktigt borsthuvudet i cirkulära rörelser. Tryck eller skrubba inte kraftigt under användning.
5. Under användning kommer du att uppleva en kort paus var 30:e sekund. Den påminner dig om att flytta till en annan del av munnen för ett mer effektivt rengöringsresultat. Efter två minuters borstning stängs enheten av automatiskt.
6. Efter borstning, skölj munnen med rent vatten.

## **Borstens driftlägen [sida 2 - f3]**

1. Rengöring
2. Polering
3. Milt läge
4. Whitening
5. Gummiskydd

## **Batterinivåindikator**

När tandborsten behöver laddas blinkar indikatorn rött.

## **Skydd mot överdriven urladdning**

När spänningen når 2,8V avbryts laddningen.

## **Timing funktion**

Oavsett vilket läge du använder är borstens drifttid 2 minuter.

## **Rengöring och underhåll [sida 2 - f4]**

### **1. Borsthuvud**

Efter användning, skölj borsthuvudet och borsten med vatten och låt sedan torka naturligt. Dra inte i hårstråna eftersom de kan deformeras eller falla av.

### **2. Huvuddel**

Tandborstens huvuddel kan tvättas med vatten. Sänk inte ner tandborsten i vatten. Använd inte vatten som är varmare än 40°C eller sur rengöringslösning.

### **3. Laddningsbas**

Koppla ur laddaren och torka av hela ytan på laddningsbasen med en fuktig trasa.

### **4. Byte av borsthuvudet**

Det rekommenderas att byta borsthuvudet var tredje månad eller oftare vid behov.

## **Uppmärksamhet**

1. Ladda ur enheten genom att använda den normalt innan du laddar den för första gången.
2. Om tandborsten inte används på mer än 6 månader, anslut den till strömkällan i mer än 12 timmar. När den är fulladdad kan enheten användas i cirka 60 dagar.

## Varningar

- Dra inte i laddaren i kabeln och doppa inte ner den i vatten.
- Använd inte enheten om nätsladden eller strömförsörjningen är skadad eller inte fungerar korrekt.
- Om tandborsten inte används under en längre tid, tänds inte laddningsindikatorn initialt efter laddning. Vänta 6 eller 10 minuter tills tandborstens laddningsindikator återgår till normal drift.
- Kontakten mellan tänderna och enhetens kropp blir varmare under laddning, vilket är normalt. Om värme släpps ut från detta område och du känner obehag, sluta använda enheten.
- Enheten fungerar endast korrekt med ett dedikerat utbytbart huvud och laddare ingår i satsen. Koppla ur strömmen när laddstationen inte används eller när du rengör den.
- Enheten är endast avsedd för rengöring av tänder. Den ska inte användas för andra ändamål.
- Enheten är endast avsedd för personligt bruk. Den kan inte användas av andra.
- Barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga kan använda denna apparat om de övervakas eller har fått instruktioner från en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska inte tillåtas leka med enheten.
- Undvik att enheten kommer i kontakt med starkt frätande vätskor eller handdesinfektionsmedel.

## Lagring

- Håll enheten torr och ren.
- Håll enheten borta från höga temperaturer.
- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Om du inte vill använda den här produkten under en längre tid, koppla ur laddstationen från strömkällan.
- Utsätt inte tandborsten för direkt solljus.

## Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f5]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Strøm:	1,8W
Spænding:	5V
Vandtæt:	IPX7
Vibration:	38000/min
Batterikapacitet:	1200mA

## Sikkerhed

Før du bruger produktet, skal du læse denne vejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

## Enhedsbeskrivelse [side 2 - f1]

1. børstehovedbørster
2. børstehoved
3. afbryderknap
4. ladeindikator
5. tilstandsindikator
6. USB-opladningskabel

## Brugervejledning [side 2 - f2]

1. Placer børstehovedet på toppen af børstehuset, efterlad et lille mellemrum mellem dem. Dette vil sikre, at børstehovedet vibrerer korrekt.
2. Tag en lille mængde tandpasta for at forhindre, at den sprøjter.
3. Fugt børstehovedet, før du putter det i munden, og tænd derefter for tænd/sluk-knappen. Vælg tilstanden afhængigt af dine behov. Når du tænder for tandbørsten, starter rengørings tilstanden automatisk.
4. Mens du børster tænder, skal du holde børstekroppen, så børstehårene er i en vinkel på 45° i forhold til tandlinjen. Bevæg forsigtigt børstehovedet i cirkulære bevægelser. Tryk eller skrub ikke kraftigt under brug.
5. Under brug vil du opleve en kort pause hvert 30. sekund. Den minder dig om at flytte til en anden del af munden for et mere effektivt rengøringsresultat. Efter to minutters børstning slukker enheden automatisk.
6. Efter børstning, skyl munden med rent vand.

## Børstedriftstilstande [side 2 - f3]

1. Rengøring
2. Polering
3. Blid tilstand
4. Hvidning
5. Gummibeskyttelse

## Batteriniveauindikator

Når tandbørsten skal oplades, blinker indikatoren rødt.

## Beskyttelse mod overdreven udledning

Når spændingen når 2,8V, stopper opladningen.

## Timing funktion

Uanset hvilken tilstand du bruger, er børstens driftstid 2 minutter.

## Rengøring og vedligeholdelse [side 2 - f4]

### 1. Børstehoved

Efter brug skal du skylle børstehovedet og børstehårene med vand og derefter lade det tørre naturligt. Træk ikke i hårene, da de kan deformeres eller falde ud.

### 2. Hoveddel

Tandbørstens hoveddel kan vaskes med vand. Nedsænk ikke tandbørsten i vand. Brug ikke vand varmere end 40°C eller sur rengøringsopløsning.

### 3. Opladningsbase

Tag opladeren ud af stikkontakten, og tør hele overfladen af opladeren af med en fugtig klud.

### 4. Udskiftning af børstehovedet

Det anbefales at udskifte børstehovedet hver tredje måned eller oftere, hvis det er nødvendigt.

## Opmærksomhed

1. Aflad din enhed ved at bruge den normalt, før du oplader den første gang.

2. Hvis tandbørsten ikke er brugt i mere end 6 måneder, skal den tilsluttes strømkilden i mere end 12 timer. Når enheden er fuldt opladet, kan den bruges i cirka 60 dage.

### Advarsler

- Træk ikke opladeren i kablet eller nedsænk den i vand.
- Brug ikke enheden, hvis netledningen eller strømforsyningen er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Hvis tandbørsten ikke bruges i længere tid, lyser opladningsindikatoren i første omgang ikke efter genopladning. Vent 6 eller 10 minutter, indtil tandbørstens opladningsindikator vender tilbage til normal drift.
- Kontakten mellem tænderne og enhedens krop bliver varmere under opladning, hvilket er normalt. Hvis der frigives varme fra dette område, og du føler ubehag, skal du stoppe med at bruge enheden.
- Enheden fungerer kun korrekt med et dedikeret udskifteligt hoved og oplader inkluderet i sættet. Tag strømmen ud, når ladestationen ikke er i brug, eller når den rengøres.
- Apparatet er kun beregnet til rensning af tænder. Det bør ikke bruges til andre formål.
- Enheden er kun til personlig brug. Det kan ikke bruges af andre mennesker.
- Børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner kan bruge dette apparat, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktioner fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn bør ikke have lov til at lege med enheden.
- Undgå at apparatet kommer i kontakt med stærkt ætsende væsker eller hånddesinfektionsmidler.

### Opbevaring

- Hold enheden tør og ren.
- Hold enheden væk fra høje temperaturer.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Hvis du ikke ønsker at bruge dette produkt i længere tid, skal du tage ladestationen ud af strømkilden.
- Udsæt ikke tandbørsten for direkte sollys.

### Mere information om virksomheden og produkterne

[side 2 - f5]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

Stroom:	1,8 W
Spanning:	5V
Waterbestendig:	IPX7
Trillingen:	38000/min
Batterij capaciteit:	1200mA

## Beveiliging

Lees deze handleiding voordat u het product gebruikt en volg de daarin opgenomen aanbevelingen bij het gebruik van het apparaat.

## Apparaatbeschrijving [pagina 2 - f1]

1. borstelharen
2. opzetborstel
3. aan/uit-knop
4. oplaadindicator
5. modusindicator
6. USB-oplaadkabel

## Gebruikershandleiding [pagina 2 - f2]

1. Plaats de opzetborstel op de bovenkant van de borstel en laat er een kleine ruimte tussen. Dit zorgt ervoor dat de opzetborstel goed trilt.
2. Neem een kleine hoeveelheid tandpasta om spatten te voorkomen.
3. Maak de opzetborstel nat voordat u hem in uw mond steekt en zet vervolgens de aan/uit-knop aan. Kies de modus afhankelijk van uw behoeften. Wanneer je de tandenborstel aanzet, start de reinigingsmodus automatisch.
4. Houd tijdens het tandenpoetsen het borstellichaam zo vast dat de borstelharen een hoek van 45° maken ten opzichte van de tandlijn. Beweeg de opzetborstel voorzichtig in cirkelvormige bewegingen. Tijdens gebruik niet krachtig drukken of schrobben.
5. Tijdens het gebruik ervaart u elke 30 seconden een korte pauze. Het herinnert u eraan om naar een ander deel van uw mond te gaan voor een effectiever reinigingsresultaat. Na twee minuten poetsen wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
6. Spoel na het poetsen uw mond met schoon water.

## Bedrijfsmodi borstels [pagina 2 - f3]

1. Reiniging
2. Polijsten
3. Zachte modus
4. Bleken
5. Bescherming van het tandvlees

## Indicator batterijniveau

Wanneer de tandenborstel moet worden opgeladen, knippert de indicator rood.

## Bescherming tegen overmatige ontlading

Wanneer de spanning 2,8 V bereikt, stopt het opladen.

## Timing-functie

Welke stand je ook gebruikt, de gebruikstijd van de borstel bedraagt 2 minuten.

## Reiniging en onderhoud [pagina 2 - f4]

### 1. Opzetborstel

Spoel de opzetborstel en borstelharen na gebruik af met water en laat ze vervolgens op natuurlijke wijze drogen. Trek niet aan de haartjes, want deze kunnen vervormen of uitvallen.

### 2. Hoofdgedeelte

Het hoofdgedeelte van de tandenborstel kan met water worden gewassen. Dompel de tandenborstel niet onder in water. Gebruik geen water heter dan 40°C of een zure reinigungsoplossing.

### 3. Oplaadbasis

Koppel de oplader los en veeg het gehele oppervlak van het oplaadstation af met een vochtige doek.

### 4. De opzetborstel vervangen

Het wordt aanbevolen om de opzetborstel elke drie maanden te vervangen, of vaker indien nodig.

## Aandacht

1. Ontlaad uw apparaat door het normaal te gebruiken voordat u het voor de eerste keer oplaadt.
2. Als de tandenborstel langer dan 6 maanden niet wordt gebruikt, sluit hem dan langer dan 12 uur aan op de stroombron. Eenmaal volledig opgeladen kan het apparaat ongeveer 60 dagen worden gebruikt.

## Waarschuwingen

- Trek de oplader niet aan de kabel en dompel hem niet onder in water.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de voeding beschadigd is of niet goed functioneert.
- Als de tandenborstel langere tijd niet wordt gebruikt, gaat de oplaadindicator na het opladen in eerste instantie niet branden. Wacht 6 tot 10 minuten totdat de oplaadindicator van de tandenborstel weer normaal werkt.
- Het contact tussen de tanden en het lichaam van het apparaat wordt tijdens het opladen warmer, wat normaal is. Als er warmte vrijkomt uit dit gebied en u zich ongemakkelijk voelt, stop dan met het gebruik van het apparaat.
- Het apparaat werkt alleen goed met een speciale vervangbare kop en oplader inbegrepen in de set. Haal de stekker uit het stopcontact als het laadstation niet in gebruik is of als u het schoonmaakt.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van tanden. Het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
- Het apparaat is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het kan niet door andere mensen worden gebruikt.
- Kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens kunnen dit apparaat gebruiken als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Vermijd contact van het apparaat met zeer corrosieve vloeistoffen of handdesinfectiemiddelen.

## Opslag

- Houd het apparaat droog en schoon.
- Houd het apparaat uit de buurt van hoge temperaturen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Als u dit product langere tijd niet wilt gebruiken, koppel dan het laadstation los van de stroombron.
- Stel de tandenborstel niet bloot aan direct zonlicht.

## Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f5]

- [www.beautifyly.eu](http://www.beautifyly.eu)
- [www.youtube.com/beautifyly.eu](http://www.youtube.com/beautifyly.eu)



Güç:	1,8 W
Tansiyon:	5V
Su geçirmez:	IPX7
Titreşim:	38000/dak
Pil Kapasitesi:	1200mA

## Güvenlik

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan tavsiyelere uyun.

## Cihaz açıklaması [sayfa 2 - f1]

1. fırça başlığı kılları
2. fırça başlığı
3. güç düğmesi
4. şarj göstergesi
5. mod göstergesi
6. USB şarj kablosu

## Kullanım kılavuzu [sayfa 2 - f2]

1. Fırça başlığını, aralarında küçük bir boşluk kalacak şekilde fırça gövdesinin üstüne yerleştirin. Bu, fırça başlığının düzgün şekilde titreşmesini sağlayacaktır.
2. Sıçramasını önlemek için az miktarda diş macunu alın.
3. Fırça başlığını ağızınıza koymadan önce ıslatın ve ardından güç düğmesini açın. İhtiyaçlarınıza göre modu seçin. Diş fırçasını açtığınızda temizleme modu otomatik olarak başlar.
4. Dişlerinizi fırçalarken fırça gövdesini, kıllar diş çizgisine 45° açı yapacak şekilde tutun. Fırça başlığını dairesel hareketlerle yavaşça hareket ettirin. Kullanım sırasında kuvvetli bir şekilde bastırmayın veya fırçalamayın.
5. Kullanım sırasında her 30 saniyede bir kısa bir duraklama yaşayacaksınız. Daha etkili bir temizlik sonucu için ağızınızın başka bir yerine geçmenizi hatırlatır. İki dakikalık fırçalamanın ardından cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
6. Fırçaladıktan sonra ağızınızı temiz su ile çalkalayın.

## Fırça çalışma modları [sayfa 2 - f3]

1. Temizleme
2. Parlatma
3. Nazik mod
4. Beyazlatma
5. Diş eti koruması

## Pil seviyesi göstergesi

Diş fırçasının şarj edilmesi gerektiğinde gösterge kırmızı renkte yanıp söner.

## Aşırı deşarja karşı koruma

Voltaj 2,8V'a ulaştığında şarj işlemi duracaktır.

## Zamanlama fonksiyonu

Hangi modu kullanırsanız kullanın fırçanın çalışma süresi 2 dakikadır.

## Temizlik ve bakım [sayfa 2 - f4]

### 1. Fırça başlığı

Kullandıktan sonra fırça başlığını ve kıllarını suyla durulayın ve doğal olarak kurumaya bırakın. Deforme olabileceği veya düşebileceği için tüyleri çekmeyin.

### 2. Ana gövde

Diş fırçasının ana gövdesi su ile yıkanabilir. Diş fırçasını suya batırmayın. 40°C'den sıcak su veya asitli temizleme solüsyonu kullanmayın.

### 3. Şarj tabanı

Şarj cihazını fişten çekin ve şarj tabanının tüm yüzeyini nemli bir bezle silin.

### 4. Fırça kafasının değiştirilmesi

Fırça başlığının her üç ayda bir veya gerekiyorsa daha sık değiştirilmesi önerilir.

**Dikkat**

1. Cihazınızı ilk kez şarj etmeden önce normal şekilde kullanarak şarjını boşaltın.
2. Diş fırçası 6 aydan uzun süre kullanılmıyorsa, 12 saatten fazla güç kaynağına bağlayın. Cihaz tamamen şarj edildikten sonra yaklaşık 60 gün boyunca kullanılabilir.

**Uyarılar**

- Şarj cihazını kablosundan çekmeyin veya suya batırmayın.
- Güç kablosu veya güç kaynağı hasarlıysa veya düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayın.
- Diş fırçası uzun süre kullanılmazsa, şarj sonrasında şarj göstergesi ilk başta yanmaz. Diş fırçası şarj göstergesinin normal çalışmaya dönmesi için lütfen 6 veya 10 dakika bekleyin.
- Şarj esnasında cihazın dişleri ile gövdesi arasındaki temas ısınır, bu normaldir. Bu bölgeden ısı yayılıyorsa ve rahatsızlık hissediyorsanız cihazı kullanmayı bırakın.
- Cihaz yalnızca özel bir değiştirilebilir başlıkla düzgün çalışır ve şarj cihazı kit içerisinde yer almaktadır. Şarj istasyonu kullanılmadığında veya temizlerken gücün fişini çekin.
- Cihaz yalnızca diş temizliği için tasarlanmıştır. Başka amaçlarla kullanılmamalıdır.
- Cihaz yalnızca kişisel kullanım içindir. Başkaları tarafından kullanılamaz.
- Çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı kişiler, gözetim altında olmaları veya güvenliklerinden sorumlu bir kişiden talimat almaları durumunda bu cihazı kullanabilirler.
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir.
- Cihazın son derece aşındırıcı sıvılarla temasından kaçınınız veya el dezenfektanları.

**Depolamak**

- Cihazı kuru ve temiz tutun.
- Cihazı yüksek sıcaklıklardan uzak tutun.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Bu ürünü uzun süre kullanmak istemiyorsanız, lütfen şarj istasyonunun fişini güç kaynağından çıkarın.
- Diş fırçasını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

**Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f5]**

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

мощност:	1,8 W
напрежение:	5V
Водоустойчив:	IPX7
Вибрация:	38000/мин
Капацитет на батерията:	1200mA

## **Сигурност**

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Описание на устройството [страница 2 - f1]

1. косми на главата на четката
2. глава на четката
3. бутон за хранване
4. индикатор за зареждане
5. индикатор за режим
6. USB кабел за зареждане

## **Ръководство за потребителя [страница 2 - f2]**

1. Поставете главата на четката върху тялото на четката, оставяйки малко разстояние между тях. Това ще гарантира, че главата на четката вибрира правилно.
2. Вземете малко количество паста за зъби, за да не се пръска.
3. Намокрете главата на четката, преди да я поставите в устата си, след това включете бутона за хранване. Изберете режима в зависимост от вашите нужди. Когато включите четката за зъби, режимът на почистване започва автоматично.
4. Докато миете зъбите си, дръжте тялото на четката така, че косъмчетата да са под ъгъл от 45° спрямо линията на зъбите. Внимателно движете главата на четката с кръгови движения. Не натискайте и не търкайте енергично по време на употреба.
5. По време на употреба ще имате кратка пауза на всеки 30 секунди. Напомня ви да се преместите в друга част на устата си за по-ефективен резултат от почистването. След две минути четкане устройството автоматично ще се изключи.
6. След миене изплакнете устата си с чиста вода.

## **Режими на работа на четката [страница 2 - f3]**

1. Почистване
2. Полиране
3. Щадящ режим
4. Избелване
5. Защита на венците

## **Индикатор за ниво на батерията**

Когато четката за зъби има нужда от зареждане, индикаторът мига в червено.

## **Защита срещу прекомерно разреждане**

Когато напрежението достигне 2,8 V, зареждането ще спре.

## **Времева функция**

Независимо кой режим използвате, времето за работа на четката е 2 минути.

## **Почистване и поддръжка [страница 2 - f4]**

### **1. Глава на четката**

След употреба изплакнете главата на четката и косъмчетата с вода и след това оставете да изсъхнат естествено. Не дърпайте космите, защото могат да се деформират или да паднат.

### **2. Основно тяло**

Основното тяло на четката за зъби може да се измие с вода. Не потапяйте четката за зъби във вода. Не използвайте вода с температура над 40°C или киселинен почистващ разтвор.

### **3. База за зареждане**

Изключете зарядното устройство и избършете цялата повърхност на основата за зареждане с влажна кърпа.

### **4. Смяна на главата на четката**

Препоръчително е да сменяте главата на четката на всеки три месеца или по-често, ако е необходимо.

**внимание**

1. Разрежете устройството си, като го използвате нормално, преди да го заредите за първи път.
2. Ако четката за зъби не се използва повече от 6 месеца, свържете я към източника на хранване за повече от 12 часа. След пълно зареждане устройството може да се използва приблизително 60 дни.

**Предупреждения**

- Не дърпайте зарядното за кабела и не го потапяйте във вода.
- Не използвайте устройството, ако хранващият кабел или хранването са повредени или не функционират правилно.
- Ако четката за зъби не се използва дълго време, индикаторът за зареждане първоначално не светва след презареждане. Моля, изчакайте 6 или 10 минути, докато индикаторът за зареждане на четката за зъби се върне към нормална работа.
- Контактът между зъбите и тялото на устройството се затопля по време на зареждане, което е нормално. Ако от тази зона се отделя топлина и почувствате дискомфорт, спрете да използвате уреда.
- Устройството работи правилно само със специална сменяема глава и зарядно включено в комплекта. Изключвайте хранването, когато станцията за зареждане не се използва или когато я почиствате.
- Устройството е предназначено само за почистване на зъби. Не трябва да се използва за други цели.
- Устройството е само за лична употреба. Не може да се използва от други хора.
- Деца и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности могат да използват този уред, ако са под наблюдение или са получили инструкции от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Не трябва да се позволява на деца да си играят с устройството.
- Избягвайте контакт на устройството със силно корозивни течности или дезинфектанти за ръце.

**Съхранение**

- Пазете устройството сухо и чисто.
- Пазете устройството от високи температури.
- Да се пази далеч от деца.
- Ако не искате да използвате този продукт за продължителен период от време, моля, изключете зарядната станция от източника на хранване.
- Не излагайте четката за зъби на пряка слънчева светлина.

**Повече информация за компанията и продуктите**

[страница 2 - f5]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautifly.eu](https://www.youtube.com/beautifly.eu)

- والشاحن متضمن في المجموعة. افصل الطاقة عندما لا تكون محطة الشحن قيد الاستخدام أو عند تنظيفها.
- الجهاز مخصص لتنظيف الأسنان فقط. ولا ينبغي استخدامه لأغراض أخرى.
  - الجهاز للاستخدام الشخصي فقط. لا يمكن استخدامه من قبل أشخاص آخرين.
  - يمكن للأطفال والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة استخدام هذا الجهاز إذا كانوا تحت الإشراف أو تلقوا تعليمات من شخص مسؤول عن سلامتهم.
  - لا ينبغي السماح للأطفال باللعب بالجهاز.
  - تجنب ملامسة الجهاز للسوائل شديدة التآكل.
  - أو مطهرات اليد

#### تخزين

- حافظ على الجهاز جافًا ونظيفًا.
- احفظ الجهاز بعيدًا عن درجات الحرارة المرتفعة.
- تبقي بعيدًا عن متناول الأطفال.
- إذا كنت لا ترغب في استخدام هذا المنتج لفترة طويلة من الوقت، يرجى فصل محطة الشحن من مصدر الطاقة.
- لا تعرض فرشاة الأسنان لأشعة الشمس المباشرة.

[f5 - صفحة 2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

قوة:	1.8 واط
توتر:	5 فولت
ضد للماء:	IPX7
اهتزاز:	38000/دقيقة
قدرة البطارية:	1200 مللي أمبير

## حمية

قبل استخدام المنتج، اقرأ هذا الدليل واتبع التوصيات الواردة فيه عند استخدام الجهاز

## [f1 - صفحة 2] وصف الجهاز

1. شعيرات رأس الفرشاة
2. رأس الفرشاة
3. زر الطاقة
4. مؤشر الشحن
5. مؤشر الوضع
6. كابل شحن USB

## [f2 - صفحة 2] دليل المستخدم

1. ضعي رأس الفرشاة أعلى جسم الفرشاة، مع ترك مسافة صغيرة بينهما. سيضمن ذلك أن رأس الفرشاة يهتز بشكل صحيح
2. خذ كمية صغيرة من معجون الأسنان لمنعه من التناثر
3. بلل رأس الفرشاة قبل وضعها في فمك، ثم قم بتشغيل زر الطاقة. اختر الوضع حسب احتياجاتك. عند تشغيل فرشاة الأسنان، يبدأ وضع التنظيف تلقائياً
4. أثناء تنظيف أسنانك، أمسكي جسم الفرشاة بحيث تكون الشعيرات بزوايا 45 درجة مع خط الأسنان. حرك رأس الفرشاة بلطف بحركات دائرية. لا تضغط أو تفرك بقوة أثناء الاستخدام
5. أثناء الاستخدام، سوف تواجه توفراً قصيراً كل 30 ثانية. فهو يذكرك بالانتقال إلى جزء آخر من فمك للحصول على نتيجة تنظيف أكثر فعالية. بعد دقيقتين من تنظيف الأسنان بالفرشاة، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً
6. بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، اشطف فمك بالماء النظيف

## [f3 - صفحة 2] أوضاع تشغيل الفرشاة

1. التنظيف
2. التلميع
3. الوضع اللطيف
4. التبييض
5. حماية اللثة

## مؤشر مستوى البطارية

عندما تحتاج فرشاة الأسنان إلى الشحن، يومض المؤشر باللون الأحمر

## الحماية ضد التفريغ المفرط

عندما يصل الجهد إلى 2.8 فولت، سيتوقف الشحن

## وظيفة التوقيت

بغض النظر عن الوضع الذي تستخدمه، فإن وقت تشغيل الفرشاة هو دقيقتين

## [f4 - صفحة 2] التنظيف والصيانة

1. رأس الفرشاة
- بعد الاستخدام، اشطفي رأس الفرشاة والشعيرات بالماء ثم اتركها لتجف بشكل طبيعي. لا تسحب الشعر لأنه قد ينشوه أو يتساقط
2. الجسم الرئيسي
- يمكن غسل الجسم الرئيسي لفرشاة الأسنان بالماء. لا تغمر فرشاة الأسنان في الماء. لا تستخدم ماء أكثر سخونة من 40 درجة مئوية أو محلول التنظيف الحمضي
3. قاعدة الشحن
- افصل الشاحن وامسح سطح قاعدة الشحن بالكامل بقطعة قماش مبللة
4. استبدال رأس الفرشاة
- يوصى باستبدال رأس الفرشاة كل ثلاثة أشهر أو أكثر إذا لزم الأمر

## انتباه

1. قم بتفريغ جهازك باستخدامه بشكل طبيعي قبل شحنه لأول مرة
2. إذا لم يتم استخدام فرشاة الأسنان لأكثر من 6 أشهر، قم بتوصيلها بمصدر الطاقة لأكثر من 12 ساعة. بمجرد شحن الجهاز بالكامل، يمكن استخدامه لمدة 60 يوماً تقريباً

## تحذيرات

- لا تسحب الشاحن من الكابل أو تغمره في الماء.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك الطاقة أو مصدر الطاقة تالفاً أو لا يعمل بشكل صحيح.
- إذا لم يتم استخدام فرشاة الأسنان لفترة طويلة، فإن مؤشر الشحن لا يضيء في البداية.
- بعد إعادة الشحن. يرجى الانتظار لمدة 6 أو 10 دقائق حتى يعود مؤشر شحن فرشاة الأسنان إلى التشغيل الطبيعي
- يصحح الاتصال بين الأسنان وجسم الجهاز أكثر دفناً أثناء الشحن، وهذا أمر طبيعي.
- إذا انطلقت حرارة من هذه المنطقة وشعرت بعدم الراحة، فتوقف عن استخدام الجهاز يعمل الجهاز بشكل صحيح فقط مع وجود رأس مخصص قابل للاستبدال.



**[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym:** Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory

naależy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

**[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment:** Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



**[PL] Skrócona deklaracja zgodności:** Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej

oraz także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

**[EN] Summary declaration of conformity:** The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

[www.beautifly.eu/deklaracje](http://www.beautifly.eu/deklaracje)

Importer: Beauty Factor Sp. z o.o. Plac Bankowy 2,  
00-095 Warszawa, Polska

Model: White Smile