

BEAUTIFLY

B-Lumi

Blush

series

Depilator laserowy

Laser hair remover



Instrukcja obsługi

User manual


W ZESTAWIE 2 NAKŁADKI DO RÓŻNYCH CZĘŚCI CIAŁA
 500 000 IMPULSÓW ŚWIETLNYCH
 5 POZIOMÓW
 DUŻE OKIENKO NAKŁADKI DEPILUJĄCEJ 5.2 CM²
 CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD
 PORĘCZNY I PROSTY W OBSŁUDZE
 KOSMETYCZKA W ZESTAWIE

Laser kosmetyczny B-Lumi wykorzystuje technologię Intense Pulsed Light (IPL), która jest jednym z najskuteczniejszych sposobów szybkiego i łatwego usuwania niechcianego owłosienia oraz rewitalizacji skóry. W porównaniu ze zwykłą metodą depilacji laserowej jest bezpieczniejsza i bardziej niezawodna, a efekty trwalsze.

Usuwanie owłosienia za pomocą światła pulsacyjnego wymaga odpowiedniej długości fali impulsu. B-Lumi posiada światło o długości fali 510nm-1100nm. Melanina we włosach absorbuje ciepło wysokiej energii, a mieszki włosów w naturalny sposób kurczą się i odpadają. Korzystanie z urządzenia B-Lumi, w technologii Photon wymaga około 8 tygodni na usunięcie owłosienia. Po pierwszych dwóch zabiegach można zauważyć, redukcję owłosienia. Po każdym zabiegu depilacji zmniejsza się gęstość włosów. Urządzenie może być stosowane na większości części ciała.

Dane techniczne	
Moc wejściowa:	36W
Napięcie znamionowe:	100-240V
Znamionowy zakres częstotliwości:	50Hz - 60Hz
Temperatura przechowywania:	od 0°C do 40°C
Temperatura pracy:	od 5°C do 35°C
Wilgotność podczas pracy:	od 30% do 85%

Opis ogólny




Aby uzyskać najlepsze efekty sugerujemy, przed pierwszym użyciem, zapoznaj się z instrukcją obsługi w tym ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami, w celu prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzenia.

Funkcje

B-Lumi posiada dwie funkcje oraz oddzielne lampy do każdej z nich.

- Funkcja 1: depilacja IPL
- Funkcja 2: rewitalizacja skóry skóry IPL



Depilacja

rozmiar okienka: ~ 3.2 x 1.6 cm



Rewitalizacja skóry

rozmiar okienka: ~ 3.2 x 1.9 cm

Tryb automatycznych impulsów

Naciśnij przycisk impulsów przez 2 sekundy, ekran pokaże **⚡**, w tym samym czasie urządzenie przełączy się w tryb automatyczny. Urządzenie zacznie migać automatycznie, gdy okno impulsów znajdzie się na Twojej skórze. Gdy urządzenie jest w trybie automatycznym, naciśnij przycisk impulsów przez 2 sekundy, urządzenie przełączy się na pokazany tryb ręczny **⚡**.

Przeciwwskazania

1. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 15 roku życia. Młodzież w wieku 15–18 lat może korzystać z urządzenia za zgodą i/lub pod nadzorem rodziców bądź opiekunów.
2. Nie należy używać, jeśli skóra w obszarze, który ma być poddany zabiegowi, jest opalona lub zaczerwieniona. Używanie urządzenia na opalonej lub zaczerwienionej skórze może spowodować tymczasowe lub nawet trwałe odbarwienia skóry.
3. Nie używaj, jeśli jesteś w ciąży, próbujesz zajść w ciążę, podejrzewasz, że możesz być w ciąży lub jesteś w okresie karmienia piersią. Urządzenie B-Lumi nie było testowane pod tym kątem, dlatego nie należy go używać w tych przypadkach. Zmiany hormonalne występujące podczas ciąży lub karmienia piersią mogą zwiększać ryzyko uszkodzenia skóry lub wrażliwość skóry.
4. Nie należy stosować urządzenia, w przypadku występowania chorób takich jak epilepsja, napady padaczkowe lub migrena. Błyski energii mogą powodować silne bóle głowy i migreny.
5. Nie stosować na obszarach skóry pokrytych tatuażem, ciemnobrązowych lub czarnych miejscach (takich jak ciemne piegi, znamiona, lub brodawki). Tatuaże lub ciemne plamy mogą wchłonąć za dużo energii świetlnej, która może powodować obrzęk skóry, tymczasowe lub stałe pęcherze, przebarwienia lub wybielenie skóry.
6. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli masz tendencję do tworzenia się bliznowców.
7. Nie używaj na skórze głowy, uszach, szyi, sutkach oraz na błonach śluzowych (wargach sromowych mniejszych, w okolicach pochwy i odbytu). W tych punktach strefy bikini, gdzie skóra ma silniejszą pigmentację, należy używać niższego poziomu intensywności światła. Użycie w tych miejscach może spowodować obrzęk skóry, pęcherze lub tymczasowe przebarwienie lub wybielenie skóry.

8. Nie stosować, jeśli w obszarze leczenia występuje jakikolwiek czynny stan zapalny skóry, w tym trądzik, łuszczyca, wyprysk, oparzenia, opryszczka, otarcie naskórka lub wysypka. Te czynniki mogą uczynić skórę bardziej wrażliwą na światło i sprawić, że zabieg będzie nieprzyjemny lub spowodować na skórze obrzęk, pęcherze lub infekcje. Jeśli skóra będzie wystarczająco zagojona, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.
9. Nie należy stosować urządzenia jeśli przyjmujesz leki, które uwrażliwiają skórę na światło, w tym niesteroidowe środki przeciwzapalne (np. aspiryna, ibuprofen, cetaminofen), tetracykliny, fenotiazyny, tiazyd, diuretyki, sulfonilomoczniki, sulfonamidy, DTIC, fluorouracyl, winblastyna, gryzeofulwina, kwasy alfa-hydroksylowe (AHAS), Beta-Hydroxi Acids (BHAS), Retin-A, Accutane i / lub retinoidy miejscowe.
10. Nie stosować, jeśli u pacjenta występuje choroba związana z nadwrażliwością na światło, np. porfiria, polimorficzna erupcja światła, pokrzywka słoneczna, toczeń itp. Warunki te powodują, że skóra jest bardziej wrażliwa na działanie światła i wykonanie zabiegu może być nieprzyjemne lub powodujące obrzęk skóry, pęcherze lub infekcje.



Procedura działania

Aby uzyskać najlepsze efekty sugerujemy, przed pierwszym użyciem, zapoznać się z instrukcją obsługi w tym ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami, w celu prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzenia. Urządzenie do usuwania włosów B-Lumi posiada zintegrowane filtry, które chronią skórę przed szkodliwym promieniowaniem i oparzeniem podczas trwania zabiegu depilacji. Tempo wzrostu włosów różni się, w zależności od wieku, metabolizmu i innych czynników. Wzrost włosów jest zwykle podzielony na trzy etapy.

Faza rosnąca


Włosy aktywnie rosną wraz z cebulkami. Na tym etapie koncentracja melaniny jest najwyższa. Melanina określa formację koloru włosów. Koncentracja melaniny jest również decydującym czynnikiem skuteczności intensywnej technologii światła pulsacyjnego. Tylko włosy w rosnącej fazie zareagują na proces depilacji światłem.

Faza degeneracji

Zatrzymanie wzrostu włosów i zakorzenienie cebulki.

Faza odbudowy

Dojrzałe włosy odrywają się od cebulek i wypadają. Cebulka jest w uśpieniu, aż do kolejnego cyklu wzrostu włosa.



Pierwszy etap

Drugi etap

Trzeci etap

W pierwszym etapie depilacji urządzeniem B-Lumi, wykorzystuje się energię światła do działania bezpośrednio na cebulki włosów poniżej skóry. Melanina w skórze oraz cebulki włosów wchłaniają impulsową energię światła emitowanego przez urządzenie. Im ciemniejszy jest kolor włosów, tym więcej energii świetlnej jest absorbowane, a proces ten pobudza cebulki do wejścia w fazę uśpioną.

W drugim etapie, w okresie depilacji, włosy będą naturalnie wypadać, a regeneracja zostanie zahamowana, co może potrwać 1-2 tygodnie. Tylko włosy w fazie wzrostu zostaną usunięte. Aby skutecznie usunąć niechciane owłosienie należy powtarzać proces depilacji raz w tygodniu przez okres dwóch miesięcy.

Ostrzeżenia dotyczące obsługi

1. Produkt nie włączy się bez włożenia lampy, należy włożyć lampę przed podłączeniem do zasilania. Podczas pracy urządzenia nie zastaniaj otworów powietrza wlotowego i wentylacyjnego, aby nie wpłynęło to negatywnie na wydzielanie ciepła.
2. Podczas pracy urządzenia należy nosić okulary ochronne.
3. Przed użyciem oczyść obszar skóry poddawany zabiegowi. Nie jest dozwolone stosowanie żadnych kosmetyków na skórę bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu. Może to spowodować zniszczenie urządzenia i wpłynąć na efekt wykonywanego zabiegu.
4. Dostosuj poziom energii od niskiego do wysokiego poziomu. Im wyższy poziom energii, tym lepszy wynik. Bezpośrednio po zabiegu może wystąpić zaczerwienienie skóry.
5. Po zabiegu fototerapii należy zastosować preparat nawilżający oraz preparaty z wysoką ochroną przeciwsłoneczną.
6. Po skończonym zabiegu użyj wilgotnego bawełnianego wacika lub szmatki do czyszczenia lampy z pozostałości włosów, sebum czy łoju.
7. Zaleca się, aby urządzenie i akcesoria były przechowywane z dala od wody i wilgoci. Przechowuj urządzenie w wentylowanym i suchym otoczeniu oraz trzymaj go z daleka od dzieci.
8. Zabronione jest umieszczanie metalowych przedmiotów w otworze emisji ciepła. W przeciwnym razie występuje ryzyko porażenia prądem.
9. Funkcja kontroli temperatury: Urządzenie automatycznie wyłączy ekran, gdy temperatura jest zbyt wysoka po długim użytkowaniu urządzenia. Możesz ponownie włączyć ekran, gdy ostygnie przez 3 minuty.



Instalacja: użyj kciuka i palca wskazującego, aby przytrzymać przypominające pasek wybruszenie po bokach w górę i w dół, wciśnij do szczeliny, aby zakończyć instalację.



Wymij: użyj kciuka i palca wskazującego, aby przytrzymać przypominające pasek wybruszenie po bokach w górę i w dół, pociągnij wzdłuż szczeliny.

Wykonaj test wrażliwości skóry

Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy lub na nowym obszarze ciała, wybierz niewielki obszar w pobliżu obszaru, który zamierzasz poddać zabiegowi, w celu wykonanie testu wrażliwości skóry. Użyj poziomu najniższego urządzenia. Podążaj za instrukcją dotyczącą wykonania zabiegu poniżej, ale wyemituj nie więcej niż 2-3 impulsy. Po wykonanym teście skórnym, odczekaj 60 minut i sprawdź, czy skóra nie reaguje. Jeśli po 60 minutach skóra wydaje się normalna i nie ma zaczerwienienia lub innej reakcji skórnej, jesteś gotowy do przeprowadzenia pełnego zabiegu.

Wybierz odpowiednią intensywność


Wybierz odpowiednią intensywność w zależności od tolerancji skóry i zwiększaj ją stopniowo od jednego do pięciu stopni. Jeśli intensywność jest zbyt słaba oraz nie ma reakcji skórnych, możesz stopniowo zwiększać poziom intensywności.

Nie błyskaj impulsami w jednym miejscu na skórze wiele razy. Wytworzy to zbyt duże ciepło na skórze, co mogłoby spowodować obrzęk skóry, pęcherze lub tymczasowe lub trwałe zmiany w kolorze twojej skóry. Po każdym błysku, powoli przesuwaj urządzenie do sąsiedniego miejsca na skórze. Przed powrotem do wcześniejszego obszaru na skórze, odczekaj co najmniej 20 sekund.

Procedura działania

Usuwanie włosów

(nakładka depilacja)



Zastosowanie

- Wąsik, włosy pod pachami, włosy na ciele i nogach, włosy w miejscach linii włosów na czole i obszarze bikini.
- Efekt jest inny w zależności od koloru skóry.
Urządzenie nie nadaje się do białych i jasnych.

Tabela porównująca kolor skóry i włosów

kolor skóry \ kolor włosów	biały	odcień kości słoniowej	beżowy	jasny brąz	brązowy	ciemny brąz i czarny
czarny	✓	✓	✓	✓	✓	✗
ciemny brąz	✓	✓	✓	✓	✓	✗
brązowy	✓	✓	✓	✓	✓	✗
złoty	✓	✓	✓	✓	✓	✗
czerwony	✗	✗	✗	✗	✗	✗
biały	✗	✗	✗	✗	✗	✗
szary	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ dotyczy ✗ nie dotyczy

Jak często przeprowadzać zabieg depilacji:

Zazwyczaj jest to około 7-9 zabiegów. Pierwsze 3 zabiegi wykonaj raz w tygodniu. W kolejnych 4-9 zabiegach wykonaj jedną terapię co 2-3 tygodnie. W okresie podtrzymywania efektu depilacji i niedopuszczenia do ponownego uaktywnienia się cebulek włosowych należy regularnie powtarzać zabiegi, aby skóra pozostała gładka. Jeśli zabiegi nie będą kontynuowane, cebulki włosów ponownie się uaktywnią i włosy zaczną odrastać. Aby zachować rezultaty, wystarczy powtarzać zabiegi co 4-8 tygodni, co pozwoli uzyskać pewność, że cebulki włosów nie uaktywnią się i odrastanie włosów zostanie zahamowane. Odstępy między zabiegami mogą być różne w zależności od indywidualnego tempa odrastania włosów.

Jak przeprowadzić zabieg depilacji:

- Krok 1:** Przed użyciem urządzenia B-Lumi przygotuj skórę, goląc wybrany obszar poddawany zabiegowi. Skórę należy również umyć.
- Krok 2:** Załóż okulary ochronne, aby uniknąć stymulowania oczu światłem IPL.
- Krok 3:** Wybierz odpowiednią intensywność (patrz punkt "wybierz intensywność") i zacznij od niskiego poziomu.
- Krok 4:** Pozwól, aby okno urządzenia dotykało wybranych obszarów w pionie i traktuj obszary po kolei. Nie powtarzaj raz za razem w tym samym miejscu, ani nie pomijaj żadnego obszaru.
- Krok 5:** Zacznij na początkowym obszarze i powtórz krok 4, 2-3 razy.
- Krok 6:** Po zabiegu zaleca się użyć preparatu nawilżającego po depilacji.
- Krok 7:** Wyłącz urządzenie i użyj wilgotnej ściereczki lub wacika, aby wyczyścić okno zabiegowe.
- Krok 8:** Umieść urządzenie i akcesoria w kosmetyczce lub pudełku i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Fotoodmłodzenie skóry

(nakładka redukcja zmarszczek)



Chcesz zachować młody i zdrowy wygląd skóry na lata? Przez cały rok eksploatujemy naszą skórę poddając ją działaniu różnych warunków atmosferycznych. Szczególnie brzemienne w skutkach jest ekspozycja na słońce. Intensywne opalanie pozostawia z reguły ślady na twarzy czy dekolcie, które często trudno zamaskować makijażem. Podobne przebarwienia pojawiają się wraz z upływem czasu także na grzbietach dłoni. Jak sobie z nimi radzić?

Osobom, które chcą widocznie odmłodzić skórę i odświeżyć jej wygląd, wyrównując koloryt i redukując uciążliwe przebarwienia, proponujemy zabiegi fotoodmłodzenia nowoczesnym laserem kosmetycznym B-Lumi. Terapia laserem B-Lumi pozwala na znaczne wygładzenie skóry, całkowite usunięcie plam starczych czy rumieni.

Celem odmłodzenia wybranych partii, są krótkie i bezpieczne impulsy światła kierowane w stronę powierzchni skóry. Fala świetlna pobudza komórki skóry do produkcji kolagenu i elastyny, które przyspieszają regenerację skóry. Efektem leczniczego działania promieniowania IPL jest poprawa ukrwienia i dotlenienia skóry, wzrost liczby włókien kolagenowych i elastycznych, lepsze wchłanianie wilgoci, uregulowanie procesu barwników i rogowacenia.

Efekty:

- Likwidacja objawów starzenia się skóry
- Przebudowa włókien kolagenowych
- Jędrna i elastyczna skóra
- Zmniejszenie porów
- Wygładzenie zmarszczek
- Poprawa nawilżenia skóry
- Rozjaśnienie przebarwień

Jak często przeprowadzać zabieg fotoodmłodzenia:

Aby uzyskać porządane efekty należy przeprowadzić serię zabiegów. Zaleca się przeprowadzenie serii 8 zabiegów, jedna kuracja każdego tygodnia.

Jak przeprowadzić zabieg fotoodmładzania:


- Krok 1:** Przed przystąpieniem do zabiegu należy dokładnie oczyścić skórę z makijażu oraz wszelkich kosmetyków. Należy również przetrzeć lampę.
- Krok 2:** Załóż okulary ochronne, aby uniknąć stymulowania oczu światłem IPL.
- Krok 3:** Wybierz odpowiednią intensywność (patrz punkt "wybierz intensywność") i zacznij od niskiego poziomu.
- Krok 4:** Pozwól, aby okno urządzenia dotykało wybranych obszarów w pionie i traktuj obszary po kolei. Nie powtarzaj raz za razem w tym samym miejscu, ani nie pomijaj żadnego obszaru.
- Krok 5:** Zaczynaj na początkowym obszarze i powtórz krok 4, 2-3 razy. Po zabiegu zaleca się użyć preparatu silnie nawilżającego.
- Krok 6:** Wyłącz urządzenie i użyj wilgotnej ściereczki lub wacika, aby wyczyścić okno zabiegowe.
- Krok 7:** Umieść urządzenie i akcesoria w pokrowcu lub pudełku i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

2 OVERLAYS FOR DIFFERENT PARTS OF THE BODY INCLUDED
500,000 LIGHT PULSES
5 LEVELS
LARGE 5.2 CM² EPILATION ATTACHMENT WINDOW
EASY TO READ LCD DISPLAY
HANDY AND EASY TO USE
COSMETIC BAG INCLUDED

The B-Lumi cosmetic laser uses Intense Pulsed Light (IPL) technology, which is one of the most effective ways to quickly and easily remove unwanted hair and revitalize the skin. Compared to the usual method of laser hair removal, it is safer and more reliable, and the effects are more durable. Pulsed light hair removal requires the appropriate pulse wavelength. The B-Lumi has a light wavelength of 510nm-1100nm. The melanin in the hair absorbs high energy heat and the hair follicles naturally shrink and fall off. Using the B-Lumi device with Photon technology requires about 8 weeks for hair removal. After the first two treatments, you can notice hair reduction. After each epilation treatment, the hair thickness is reduced. The device can be used on most parts of the body.

Technical data	
Input power:	36W
Rated voltage:	100-240V
Rated frequency range:	50Hz - 60Hz
Storage temperature:	from 0°C to 40°C
Working temperature:	from 5°C to 35°C
Humidity at work:	from 30% to 85%

General specification




For the best results, we suggest that before the first use, read the instruction manual including all safety rules and warnings, for correct and safe using the device.

Function

B-Lumi has two functions and separate lamps for each of them.

- Function 1: IPL hair removal
- Function 2: IPL skin revitalization



Epilation

windows size: ~ 3.2 x 1.6 cm



Skin revitalization

windows size: ~ 3.2 x 1.9 cm

Automatic pulse mode

Press the pulse button for 2 seconds, the screen will show **⚡**, at the same time, the device will switch to automatic mode. The device will flash automatically when the pulse window is on your skin. When the machine is in auto mode, press the pulse button for 2 seconds, the device will switch to manual mode shown **⚡**.

Contraindications

1. The device is not intended for children under 15 years of age. Young people aged 15-18 can use the device with permission and / or under the supervision of parents or guardians.
2. Do not use if the skin in the area to be treated is tanned or burned. Using the device on tanned or burned skin can cause temporary or even permanent discoloration of the skin.
3. Do not use if you are pregnant, try to get pregnant, you suspect you may be pregnant or you are breastfeeding. The B-Lumi device has not been tested for this occasion, therefore, do not use it in these cases. Hormonal changes occurring during pregnancy or breastfeeding may increase the risk of skin damage or skin sensitivity.
4. Do not use the device if you have a disease such as epilepsy or light-induced seizures or migraine. Energy flashes can cause severe headaches and migraines.
5. Do not use on areas covered with tattoos, dark brown or black places (such as dark freckles, birthmarks, or warts). Tattoos or dark spots can absorb too a lot of light energy that can cause swelling of the skin, temporary or permanent blisters, discoloration or whitening of the skin.
6. Do not use the device if you have a tendency to form keloids.
7. Do not use on the scalp, ears, neck, nipples or on mucous membranes (lips vulva smaller, around the vagina and anus). At those points of the bikini zone where the skin has stronger pigmentation, use a lower level of light intensity. Use in these places may cause swelling of the skin, blisters or temporary discoloration or skin bleaching.


8. Do not use if any active inflammation of the skin occurs in the treatment area, including acne, psoriasis, pimple, burns, herpes, abrasions or epidermis rash. These factors can make the skin more sensitive to light and make the procedure work unpleasant or cause swelling, blisters or infections on the skin. If the skin is enough healed, before using the device, consult a doctor.
9. Do not use the device if you are taking medicines that sensitize the skin to light including non-steroidal anti-inflammatory agents (e.g. aspirin, ibuprofen, cetaminophen), tetracyclines, phenothiazines, thiazides, diuretics, sulfonyleureas, sulfonamides, DTICs, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, alpha-hydroxy acids (AHAS), Beta-Hydroxi Acids (BHAS), Retin-A, Accutane and / or local retinoids.
10. Do not use if you have a disease related to photosensitivity, e.g. porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus etc. These conditions make it the skin is more sensitive to light and the treatment can be unpleasant or causing swelling of the skin, blisters or infections.



Product principle

The B-Lumi hair removal device has integrated filters that protect the skin against harmful radiation and burn during the depilation procedure. Hair growth rate varies, depending on age, metabolism and other factors. Hair growth is usually divided into three stages.

1. **The growing phase** actively grows along with onions. At this stage, the concentration of melanin is the highest. Melanin determines the formation of hair color. Melanin concentration is also a decisive factor in the effectiveness of intensive pulsation light technology. Only hair in the growing phase will react to the liquid depilation process.
2. **Phase degeneration** with hair growth and rooting onion.
3. **A phase built** on the hair and fall off onions and fall out. Onion is in sleep until the next hair growth cycle.



The first stage

The second stage

The third stage

In the first stage of depilation, the B-Lumi device uses energy to act directly on the hair bulbs below the skin. Melanin in the middle and my hair bulbs absorb the impulse energy of light emitted by the device. The darker the color of the hair, the more light energy is absorbed, and this process stimulates the onion to enter the dormant phase.

In the second stage, during the depilation period, the hair will naturally fall out, and regeneration will be inhibited, which may take 1-2 weeks. Only hair in the growth phase will be removed. To effectively remove unwanted hair, repeat the depilation process once a week for a period of two months.

Operating warnings

1. The product will not turn on without inserting the lamp, insert the lamp before connecting to power. Do not block the intake air openings and the and ventilation holes during operation so that it does not adversely affect heat generation.
2. Wear protective goggles when using the device.
3. Clean the area of skin to be treated before use. It is not allowed to apply any cosmetics to avoid the destroy of instrument and affect result.
4. Adjust the energy level from low to high level. On condition of safety, the higher the energy level is, the better result it will be. After treatment, it is normal to have skin redness.
5. After the phototherapy treatment, use moisturizing preparation and sun block product.
6. After treatment then power off, please use wet cotton swab or cloth to clean treatment window. This can avoid hair and sebum of carbon sticking glass and affecting energy of shooting light.
7. Please don't let system and accessories touch liquid or put it in humid environment. Please store instrument in ventilated and dry environment and keep far away from children.
8. Please don't put metal object into heat emission hole. Otherwise there will be risk of electric shock.
9. Temperature control function: The device will automatically turn off the screen when the temperature is too high after using the device for a long time. You can turn on the screen again when it cooling down for 3 minutes.



Installation: use thumb and forefinger to hold the strip-like bulge of up and down sides, push into the slot to complete the installation.



Remove: use thumb and forefinger to hold the strip-like bulge of up and down sides, pull out along the slot.

Perform skin sensitivity test


If you are using the device for the first time or in a new area of the body, select a small area near the area you intend to undergo to test the sensitivity of the skin. Use the lowest level of the device. Follow the instructions for the procedure below, but emit no more than 2-3 flashes. After the skin test, wait 60 minutes and check that the skin does not react. If after 60 minutes the skin appears normal and there is no redness or other skin reaction, you are ready to perform the full procedure.

Choose the right intensity

Choose the suitable energy according to your skin tolerance and increase energy from one to five level gradually. If there isn't unsuitable or reaction, you could increase energy gradually.

Don't hold the applicator window still over one spot on the skin and flash multiple pulses on the skin. Doing so may cause too much heat and may result in skin swelling, blisters, or temporary or permanent changes in the color of your skin. After each flash, move treatment window slowly to a neighboring skin spot. Before returning to a previously treated skin spot, wait for at least 20 seconds.

Operation procedure



Hair removal

(lamp depilation / detailed depilation)

Application

- Lip hair, armpit hair, body hair and legs, hair on places that affecting looks such as hair line on forehead and bikini area.
- The effect is different according to skin color. It is not suitable for white and light color hair.

Skin and hair color comparison table

skin color \ hair color	white	Ivory tint	beige	light brown	brown	dark brown and black
black	✓	✓	✓	✓	✓	✗
dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
golden	✓	✓	✓	✓	✓	✗
red	✗	✗	✗	✗	✗	✗
white	✗	✗	✗	✗	✗	✗
gray	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ applicable ✗ not applicable

How often to perform depilation treatment:

Usually, it is about 7–9 treatments. The first 3 treatments take place once a week. In the next 4–9 treatments, do one treatment every 2–3 weeks.

During the period of maintaining the depilation effect and preventing the hair roots from reactivating, regular treatments should be repeated so that the skin remains smooth. If the treatments are not continued, the hair roots will reactivate and the hair will grow back. In order to preserve the results, it is enough to repeat the treatments every 4–8 weeks, which will ensure that the hair roots will not activate and the hair regrowth will remain inhibited. The intervals between treatments may vary depending on the individual rate of hair regrowth.

How to perform depilation treatment:

- Step 1:** Before using the B-Lumi device, prepare the skin by shaving the selected area to be treated. The skin should also be washed.
- Step 2:** Put on safety glasses to avoid eye stimulation with IPL light.
- Step 3:** Select the desired intensity (see "Choose the right intensity") and start from a low level.
- Step 4:** Let the treatment window touches treated areas vertically, and treat the areas by turns. Do not repeat again and again in the same place, nor omit any area.
- Step 5:** Start in the initial area and repeat step 4, 2-3 times.
- Step 6:** After the treatment it is recommended to use a moisturizer after depilation.
- Step 7:** Turn off the device and use a damp cloth or swab to clean the treatment window.
- Step 8:** Place the device and accessories in a vanity case or box and store them in a safe place.

Photorejuvenation of the skin

(lamp wrinkle reduction)



Do you want to keep the skin young and healthy for years? We use our skin throughout the year by subjecting it to various atmospheric conditions. The exposure to the sun is particularly effective. Intense tanning usually leaves marks on the face or neckline, which is often difficult to mask with makeup. Similar discolorations also appear on the backs of the hands over time. How to deal with them?

People who want to visibly rejuvenate the skin and refresh its appearance, even out the color and reduce the stumbling discoloration, we offer photorejuvenation treatments with a modern B-Lumi cosmetic laser. Laser therapy B-Lumi allows for significant skin smoothing, complete removal of age spots or blishes.

The purpose of rejuvenation of selected parties are short and safe light pulses directed towards the surface of the skin. The light wave stimulates skin cells to produce collagen and elastin, which accelerate the regeneration of the skin. The effect of the therapeutic effect of IPL radiation is the improvement of blood supply and oxygenation of the skin, increase in the number of collagen and elastic fibers, better absorption of moisture, regulation of the dyes and keratinization process.

Effects:

- Elimination of signs of skin aging
- Reconstruction of collagen fibers
- Firm and elastic skin
- Reducing the pores
- Smoothing wrinkles
- Improving skin hydration
- Lightening discoloration

How often to perform photorejuvenation treatment:

To obtain the desired effects, a series of treatments should be carried out. It is recommended to carry out a series of 8 treatments, one treatment each week.

How to perform photorejuvenation treatment:

- Step 1:** Before proceeding with the treatment, thoroughly clean the skin with makeup and cosmetics. Also, wipe the lamp.
- Step 2:** Put on safety glasses to avoid eye stimulation with IPL light.
- Step 3:** Select the desired intensity (see "Choose the right intensity") and start from a low level.
- Step 4:** Allow the device window to touch selected areas vertically and treat them areas in turn. Do not repeat again and again in the same place, nor omit any area.
- Step 5:** Start in the initial area and repeat step 4, 2-3 times.
- Step 6:** After the procedure, it is recommended to use a strong moisturizer.
- Step 7:** Turn off the device and use a damp cloth or swab to clean the treatment window.
- Step 8:** Place the device and accessories in a case or box and store them in a safe place.