

BEAUTIFLY

B-Glossy

Blush

series

Urządzenie do mezoterapii bezigłowej
Needleless mesotherapy device



Instrukcja obsługi User manual

Dane techniczne B-Glossy Blush

Napięcie znamionowe:	5V/1A
Moc znamionowa:	4W
Pojemność baterii:	600mAh
Czas ładowania:	3 godziny
Średnica głowicy masującej:	35 mm

Opis urządzenia

1. Głowica ultradźwiękowa
2. Światła fotonowe
3. Poziom naładowania baterii
4. Fototerapia: Czerwony/Niebieski
5. Tryby pracy
6. Przycisk wł./wył
7. Przycisk zmiany trybu



Terapia ultradźwiękami

Częstotliwość ultradźwięków wynosi 3 MHz. Fala ultradźwiękowa ma silną moc i dużą energię.

Ultradźwięki wywołują efekt cieplny, fizykochemiczny i mechaniczny.

Oznacza to zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych oraz pobudzenie przemiany materii komórek.

W trakcie terapii zachodzi zjawisko, w którym składniki aktywne z produktów kosmetycznych są otaczane wirami transportującymi i wtłaczane w głębsze warstwy skóry. Głęboki masaż tkanek powoduje poprawę krążenia, wyrównanie kolorytu i odczuwalną gładkość cery.

1. Działanie mechaniczne: polega na wykorzystaniu działania ultradźwięków jako mikromasażu. Ultradźwięki powodują poprawę ukrwienia, a tym samym zmieniają strukturę błon komórkowych i protein. Dzięki temu zwiększa się przepuszczalność tkanek skóry, intensyfikuje wytwarzanie kolagenu i elastyny, co znakomicie przekłada się na procesy regeneracyjne oraz regulację pracy gruczołów łojowych.

2. Efekt termiczny: ultradźwięki rozgrzewają powierzchnię skóry. Poprawiają krążenie krwi i zwiększają ilość składników odżywczych w komórkach skóry. Nie powodują odczucia gorąca, ponieważ ciepło wytwarzane jest wewnątrz.

3. Działanie chemiczne: ultradźwięki poprawiają zdolność do katalizy, czyli zwiększenia szybkości procesów regeneracyjnych skóry. Lepsza przepuszczalność błon komórkowych i poprawiony metabolizm pomagają znacznie zmniejszyć obrzęk, zaczerwienienie i zasinienie na twarzy. Przy użyciu odpowiednich składników aktywnych widoczność naczynek i rumień stają się dużo mniejsze.

Terapia światłem fotonowym

Czerwone światło

Służy do usuwania zmarszczek. Długość fali wynosi $625 \text{ nm} \pm 3 \text{ nm}$ i może być stosowana do każdego rodzaju skóry. Bio-efekty: stymulowanie komórek do szybszej produkcji kolagenu i elastyny, zwiększenie żywotności komórek, przyspieszenie krążenia krwi. Działa ujędrniająco szybko wygładzając skórę. Świetnie redukuje przebarwienia wyrównując koloryt cery. Pomaga usunąć obrzęki i cienie pod oczami.

Niebieskie światło

Niebieskie światło o długości fali $465 \text{ nm} \pm 3 \text{ nm}$ jest przeznaczone dla cery trądzikowej oraz wrażliwej. Bio-efekty: wpływa korzystnie na cerę trądzikową, zmniejsza stany zapalne, reguluje pracę gruczołów łojowych i ilość wydzielanego sebum. Powoduje lepsze napięcie skóry, dzięki czemu rozszerzone pory stają się mniej widoczne.

Terapia jonami dodatnimi Ion+

Polega na oczyszczeniu skóry z martwych warstw rogowych i wszelkich zanieczyszczeń. Poprawia to przepuszczalność dla składników aktywnych. Przebarwienia z czasem stają się mniej widoczne, a cera wyraźnie rozjaśniona. Efekt ten będzie jeszcze lepszy jeśli terapię połączysz np. z płynem micelarnym.

Terapia jonami dodatnimi Ion-

Polega na wykorzystaniu działania prądu o odpowiednim natężeniu w celu pokonania bariery, która uniemożliwia głębokie wchłanianie składników aktywnych z produktów kosmetycznych. Po serii zabiegów skóra staje się widocznie napięta, wygładzona, nawilżona i rozjaśniona – nabiera promiennego blasku. Efekt będzie jeszcze lepszy jeśli do terapii Ion- użyjesz odpowiedniego kosmetyku, np. serum, czy ampułki.

Masaż wibracyjny

Przyjemny masaż działa odprężająco i zmniejsza napięcie mięśniowe. Pobudzenie pracy mięśni znacząco wpływa na poprawę owalu twarzy.

4 tryby – sposoby użycia:

Uwaga:

Pielęgnację rozpocznij od oczyszczania (tryb Cleanse), użyj kosmetyku do oczyszczania twarzy. Gruntowne oczyszczanie porów będzie polegało na głębokim usuwaniu zanieczyszczeń, a brud wydostanie się na powierzchnię skóry. Zmyj powierzchnię skóry płynem do demakijażu. Każdy tryb ustaw na 4 minuty czasu użytkowania. W ciągu 1 minuty bezczynności urządzenie automatycznie się wyłączy. Urządzenie działa na zasadzie indukcji, co oznacza, że zaczyna pracować po zetknięciu ze skórą.

Korzystanie z trybu Cleanse (przy użyciu wacika)

W tym trybie masz do wyboru 3 poziomy intensywności, ciepło oraz wibracje. Dzięki temu możesz skutecznie oczyścić pory z zanieczyszczeń, rozjaśnić skórę i poprawić jej koloryt.

1. Zdejmij zaczepek na bawełniany płatek kosmetyczny

2. Przymocuj bawełniany płatek kosmetyczny
3. Polej płatek płynem do demakijażu
4. Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie
5. Połóż palce wokół pasków czujnika
6. Oczyść twarz okrężnymi ruchami

CZAS PIELEGNACJI: 4 minuty

Zastosowanie trybu Rejuvenate (nie trzeba używać wacika)

Tryb wykorzystuje czerwone światło i ciepło oraz masaż wibracyjny, a także niebieskie światło, ciepło i masaż wibracyjny. Działa silnie ujędrniająco stymulując skórę do intensywnej produkcji kolagenu i elastyny. Skutecznie niweluje zmarszczki i bruzdy, nawilża pozostawiając efekt odmłodzonej skóry.

1. Nałóż na skórę serum albo maseczkę
2. Naciśnij przycisk włączania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie i wybrać tryb Rejuvenate
3. Trzymając urządzenie, dotknij pasków czujników znajdujących się po obu stronach urządzenia. Zabieg wykonuj pociągając urządzenie od dołu twarzy w górę

CZAS PIELEGNACJI: 4 minuty

Korzystanie z trybu Lifting (nie trzeba używać wacika)

Ten tryb skutecznie stymuluje i odpręża skórę oraz pomaga głęboko ją nawilżyć. Czerwone światło połączone z wibracjami i ciepłem świetnie wspomaga remodeling twarzy, dzięki czemu pozwala jej odzyskać piękny, młodzieńczy owal.

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk włączania, aby włączyć urządzenie. Wybierz tryb Liftingu
2. Trzymając urządzenie, dotknij pasków czujników znajdujących się po obu stronach urządzenia. Przeciągaj urządzenie od dołu twarzy ku górze

CZAS PIELEGNACJI: 4 minuty


Korzystanie z trybu Eye care

Tryb wykorzystuje wibracje, ciepło oraz opcjonalnie czerwone światło. Po wykonaniu zabiegów na skórze twarzy przechodzimy do okolic oka i wykonujemy precyzyjną pielęgnację delikatnej skóry wokół oczu. Skóra strefy oka wymaga szczególnej pielęgnacji, a odpowiednie zabiegi pomogą Ci zniwelować zmarszczki mimiczne, opuchliznę i cienie pod oczami.

CZAS PIELEGNACJI: 4 minuty

Instrukcje użytkownika

Używanie zasilacza

1. Kiedy na wyświetlaczu kontrolera pojawi się symbol  oznacza to niski poziom naładowania baterii. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda DC kontrolera, następnie włóż wtyczkę kontrolera do gniazda sieciowego, wskaźnik baterii na wyświetlaczu LCD zacznie migać.

2. Żywotność baterii akumulatorowej jest równa lub większa niż 500 cykli ładowania-rozładowania w normalnych warunkach, co pozwala na jej stosowanie przez ponad trzy lata (raz dziennie).

Środki ostrożności

1. Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego przez długi czas do zasilania.
2. Nie dotykaj go mokrymi rękami, może to doprowadzić do porażenia prądem lub zwarcia.
3. Nie umieszczaj urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, gdyż może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub uszkodzenia izolacji.
4. Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci.
5. Zabronione jest używanie urządzenia przez dzieci.
6. Zabronione jest używanie go w miejscach przechowywania materiałów łatwopalnych.
7. Nie czyść urządzenia substancjami żrącymi.
8. Używaj tylko dołączonego do zestawu zasilacza.
9. Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że urządzenie jest suche.
10. Nie używaj urządzenia na skórze z oparzeniami słonecznymi.
11. Wstrzymaj użytkowanie w przypadku niepożądanych skutków ubocznych.

Przeciwwskazania

- ciąża
- implanty metalowe, rozrusznik serca
- metalowe przedmioty (np. biżuteria)
- nowotwór
- gorączka
- stany chorobowe, osłabienie
- przerwanie ciągłości naskórka
- wcześniej stosowane wypełniacze, botoks (musi upłynąć 6 tygodni od zabiegu)
- choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze skóry
- ostre postacie trądziku różowatego i ropowiczego
- aktywna opryszczka
- epilepsja
- migreny
- nieleczone i nieuregulowane choroby tarczycy.

Wskazania

- utrata jędrności i elastyczności skóry
- szary, ziemisty koloryt cery
- obecność zmarszczek i bruzd
- przebarwienia
- trądzik
- przesuszenie i odwodnienie skóry

B-Glossy specifications

Rated voltage:	5V/1A
Rated power:	4W
Battery capacity:	600mAh
Charging time:	3 hours
Massaging head diameter:	35 mm

Description of the appliance

1. Ultrasound head
2. Photon lights
3. Battery level
4. Light therapy: Red/Blue
5. Operating mode
6. Buttons on/off
7. Button mode


Ultrasound therapy

The frequency of the ultrasound is 3 MHz. The ultrasound wave has a strong power and high energy. Ultrasound has a thermal, physicochemical and mechanical effect. This means an increase of the penetrability of cell membranes and stimulating cell metabolism. During therapy, there occurs a phenomenon in which active substances from cosmetic products are surrounded by transport vortices and forced into the deeper layers of the skin. Deep tissue massage improves circulation, evens skin tone and makes the skin feel smooth.

1.Mechanical operation: based on the use of ultrasound as a micro-massage. Ultrasound improves blood supply, thus changing the structure of cell membranes and proteins. Due to this, the permeability of skin tissues is increased, the production of collagen and elastin is intensified, which perfectly translates into regeneration processes and regulation of the work of the sebaceous glands.

2.Thermal effect: the ultrasound warms up the skin surface. It improves blood circulation and increases the amount of nutrients in skin cells. It doesn't cause a heat sensation because the heat is produced internally.

3. Chemical operation: ultrasound improves the ability of catalysis, that is an increase in the speed of skin regeneration processes. Better permeability of cell membranes and improved metabolism help to significantly reduce swelling, redness and lividness on the face. With the use of suitable active substances, the visibility of capillaries and erythema become much smaller.



Photon light therapy

Red light

It is used for wrinkle removal. The wavelength is $625 \text{ nm} \pm 3 \text{ nm}$ and can be applied to all skin types. Bio-effects: stimulation of the cells to produce collagen and elastin faster, increasing of cell viability, acceleration of blood circulation. It has a firming effect quickly smoothing the skin. It perfectly reduces discoloration evening out the skin tone. It helps remove puffiness and dark circles under the eyes.

Blue light

Blue light with wavelength of $465 \text{ nm} \pm 3 \text{ nm}$ is intended for acne-prone and sensitive skin. Bio-effects: it has a beneficial effect on acne-prone skin, reduces inflammation, regulates the work of sebaceous glands and the amount of sebum secreted. It tightens the skin, making enlarged pores less visible.

Ion+ Positive ion therapy

Consists of cleansing the skin from dead corneum and any other impurities. This improves the permeability to active substances. Discolorations become less visible with time, and the skin is visibly brightened. This effect will be much better if you combine the therapy with, for example, micellar water.

Ion– Negative ion therapy

Consists of the use of a current of sufficient intensity to overcome the barrier that prevents deep absorption of active substances from cosmetic products. After a series of treatments, the skin becomes visibly taut, smoothed, hydrated and brightened – it acquires a radiant glow. This effect will be much better if you use a proper cosmetic with the Ion– therapy, for example serum or ampoule.

Vibration massage

Pleasant massage has a relaxing effect and reduces muscle tension. Stimulating the work of muscles significantly improves the shape of the face.

4 modes of operation – methods of use

Caution:

Begin the treatment with cleansing (Cleanse mode), use a facial cleanser. Thorough cleansing of the pores will involve a deep removal of impurities, which will come out to the surface of the skin. Wash the surface of the skin with makeup remover. Set each mode for 4 minutes of use time. Within 1 minute of inactivity, the appliance will automatically switch off. The appliance works on the basis of induction, which means it starts working when it comes into contact with the skin.

Use of Cleanse mode (with a cotton pad)

In this mode you have the choice of 3 levels of intensity, heat and vibration. Thanks to this, you can effectively cleanse the pores of impurities, brighten the skin and improve its tone.

1. Remove the cotton pad clip.
2. Attach a cotton pad.
3. Pour makeup remover onto the cotton pad.
4. Press and hold the button for 3 seconds to switch on the appliance.
5. Put your fingers around the sensor strips.
6. Cleanse your face with circular motions.

TREATMENT TIME: 4 minutes

Use of Rejuvenate mode (no need to use a cotton pad)

This mode uses red light, heat and vibration massage, as well as blue light, heat and vibration massage. It has a strong firming effect stimulating the skin to intensive production of collagen and elastin. It effectively levels wrinkles and furrows, moisturizes leaving the effect of rejuvenated skin.

1. Apply serum or mask on your skin
2. Press the power button for 3 seconds to switch on the appliance and select Rejuvenate mode.
3. Holding the appliance, touch the sensor strips located on both sides of the appliance. Perform the treatment moving the appliance from the bottom of your face upwards.

TREATMENT TIME: 4 minutes

Use of Lifting mode (no need to use a cotton pad)

This mode effectively stimulates and relaxes the skin, as well as it helps to deeply moisturize it. Red light combined with vibrations and heat is great for remodelling of the face, letting it regain its beautiful youthful oval.

1. Press and hold the power button for 3 seconds to switch on the appliance. Select the Lifting mode.
2. Holding the appliance, touch the sensor strips located on both sides of the appliance. Move the appliance from the bottom of your face upwards.

TREATMENT TIME: 4 minutes


Use of Eye care mode

This mode uses vibrations, heat and optionally red light. After the treatment on your facial skin, we move on to the eye area and do a precise treatment of the delicate skin around the eyes. The skin of the eye area requires special care, and the right treatments will help you level laughter lines, puffiness and dark circles around the eyes.

TREATMENT TIME: 4 minutes

Operating instructions

Use of charger

1. When the symbol  appears on the controller display, it indicates a low battery level. Insert the charger plug into the controller DC jack, next insert the controller plug into a socket, the battery level indicator on the LCD display will start to flash.
2. The rechargeable battery life-span is equal to or greater than 500 charge-discharge cycles in normal conditions, which allows it to be used for over 3 years (once a day).

Precautions

1. Do not leave the appliance plugged in for a long time.
2. Do not touch it with wet hands, it may lead to an electric shock or short circuit.
3. Do not put the appliance in places of high humidity, as this may result in electric shock, short circuit or damage to the insulation.

4. Keep the appliance out of the reach of children.
5. The device must not be used by children.
6. The device must not be used in places where flammable materials are stored.
7. Do not clean the appliance with corrosive substances.
8. Use only the charger included.
9. Make sure the appliance is dry before connecting to the charger.
10. Do not use the appliance on sunburned skin.
11. Stop using in case of undesirable side effects.

Contraindications

- pregnancy
- metal implants, cardiac pacemakers
- metal objects (e.g. jewellery)
- cancer
- fever
- medical conditions, weakness
- skin abrasions or damage
- previously used fillers, Botox (6 weeks since the treatment must have passed)
- viral, bacterial and fungal skin diseases
- acute forms of rosacea and pyoderma
- active cold sores
- epilepsy
- migraines
- untreated and unregulated thyroid diseases.

Indications

- loss of firmness and elasticity of the skin
- grey, sallow complexion
- presence of wrinkles and furrows
- discolouration
- acne
- dryness and dehydration of the skin



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego

zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out basket on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may lead to health detriment or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus dürfen nicht mit anderem Hausmüll vermischt werden. Dies ist durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung gekennzeichnet. Verschlossene Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus sollten bei den örtlichen getrennten Sammelstellen oder beim Verkäufer abgegeben werden; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung kann bei der Entsorgung oder Wiederverwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Umweltverschmutzung führen.

Электрические и электронные устройства и батареи, а также аккумуляторы нельзя смешивать с другими бытовыми отходами. На это указывает символ перечеркнутой корзины на упаковке. Изношенное электрическое и электронное оборудование, а также батарейки и аккумуляторы необходимо сдать в местные пункты раздельного сбора отходов или к продавцу, а подробности узнать в своей административной зоне обслуживания. Электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, вредные для окружающей среды и здоровья человека. При дальнейшей утилизации или переработке оборудования, неправильное обращение или повреждение может привести к ущербу для здоровья или загрязнению окружающей среды.

يجب عدم خلط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات مع النفايات المنزلية الأخرى. يشار إلى ذلك من خلال رمز السلة المشطوب على العبوة. يجب تسليم المعدات الكهربائية والإلكترونية البالية وكذلك البطاريات إلى نقاط تجميع النفايات المنفصلة المحلية أو إلى البائع، وللحصول على التفاصيل استفسر في مجتمعك. قد تحتوي المعدات الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات على مواد وخليط ومكونات خطيرة ضارة بالبيئة وصحة الإنسان. قد يؤدي التعامل غير السليم أو التلف الذي يلحق بهم إلى أضرار صحية أو تلوث بيئي أثناء التخلص من الجهاز أو إعادة تدويره مرة أخرى.

Los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas y los acumuladores no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Lo indica el símbolo del contenedor con ruedas tachado en el envase. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, deben entregarse en los puntos locales de recogida selectiva o en tiendas, donde fue comprado el aparato, cuyos datos deben solicitarse a su ayuntamiento. Los equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos para el medioambiente y la salud humana. El uso inadecuado o los daños en los aparatos pueden causar daños a la salud humana o al medioambiente durante su posterior eliminación o reciclaje.

Il est interdit d'éliminer les équipements électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci est indiqué par le symbole de la poubelle barrée sur l'emballage. Les déchets d'équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, doivent être déposés aux points de collecte sélective locaux ou chez votre détaillant. Renseignez -vous auprès de votre collectivité locale. Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et accumulateurs peuvent contenir des substances, mélanges et composants dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Une manipulation incorrecte ou des dommages sur l'appareil et ses composants peuvent entraîner des dommages à la santé ou à l'environnement lors de la mise au rebut ou du recyclage de l'équipement.



Deklaracja zgodności odnośnie do
Dyrektywy RE 2014/30/UE
Deklaracja zgodności odnośnie do
Dyrektywy RE 2011/35/UE

Importer niniejszym oświadcza, że urządzenie Beautifly B-Glossy Blush jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym: (link poniżej)

The importer hereby declares that the Beautifly B-Glossy Blush device complies with Directive 2014/35 / EU of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use in certain voltage limits and Directive 2014/30 / EU of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: (link below)

Der Importeur erklärt hiermit, dass das Beautifly B-Glossy Blush Gerät der Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung auf der entspricht Markt für elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in bestimmten Spannungsgrenzen und Richtlinie 2014/30/EU des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: (Link unten)

L'importateur déclare par la présente que l'appareil Beautifly B-Glossy Blush est conforme à la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être utilisé dans certaines limites de tension et la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative au rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : (lien ci-dessous)

Настоящим импортер заявляет, что устройство Beautifly B-Glossy Blush соответствует Директиве 2014/35/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. о гармонизации законов государств-членов, касающихся размещения на рынка электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения и Директивы 2014/30/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. о гармонизации законодательства государств-членов, касающихся электромагнитной совместимости. Полный текст декларации о соответствии доступен по следующему интернет-адресу: (ссылка ниже)

El importador declara que el dispositivo Beautifly B-Glossy Blush cumple con la Directiva 2014/35 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las leyes de los Estados miembros relacionadas con la puesta a disposición en el mercado de equipos eléctricos diseñados para su uso en determinados límites de tensión y la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las leyes de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: (enlace a continuación)

يصرح المستورد بموجب هذا أن جهاز Beautifly B-Glossy Blush يتوافق مع التوجيه 2014/35/UE الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 26 فبراير 2014 بشأن موازنة قوانين الدول الأعضاء المتعلقة بالإتاحة على سوق المعدات الكهربائية المصممة للاستخدام في حدود جهد معينة والتوجيه 2014/30/UE للبرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخ 26 فبراير 2014 بشأن تنسيق قوانين الدول الأعضاء المتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي. النص الكامل لإعلان المطابقة متاح على عنوان الإنترنت التالي: (الرابط أدناه)

<https://beautifly.eu/deklaracje>

Importer: Beauty Factor Sp. z o.o. Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa, Polska