




# BEAUTIFLY

Looky  
Young  
series


Masażer do oczu  
Eye massager

Instrukcja obsługi  
User manual



 /beautifuly.eu  @beautifuly.eu  beautifuly.eu

 /beautifulyeu  @beautifuly.eu



opis przycisku: przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć; naciśnij krótko aby przełączyć czerwone/niebieskie światło LED, utrzymując głowicę masażu w stałym kontakcie z Twoim ciałem.

## Dane techniczne

<b>Wymiary:</b>	<b>25*25*120mm</b>
<b>Waga netto:</b>	<b>30g</b>
<b>Temperatura:</b>	<b>42 ± 2°C</b>
<b>Moc:</b>	<b>≤3W</b>
<b>Napięcie ładowania:</b>	<b>=== 5V</b>
<b>Napięcie:</b>	<b>=== 3.7V</b>
<b>Prąd ładowania:</b>	<b>160mA</b>
<b>Pojemność baterii:</b>	<b>200mA</b>

## Funkcje produktu

Zintegrowany masaż wibracyjny o wysokiej częstotliwości + fototerapia + wprowadzanie jonów + ciepły kompres. Idealny do stosowania z produktami do pielęgnacji skóry, dla efektywnego i głębokiego wchłonięcia się składników aktywnych i zapewnienia najlepszych efektów.

Masaż wibracyjny o wysokiej częstotliwości zwiększa produkcję kolagenu, naprawia włókna elastyczne oraz redukuje cienie i worki pod oczami.

Termiczny masaż magnetyczny z utrzymującą się temperaturą  $42^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  pobudza skórę i pozostawia ją jędrną, gładką i elastyczną.


Fototerapia z niebieskim i czerwonym światłem, które mogą skutecznie przeniknąć do dna mięśni, poprawiając elastyczność skóry i rozjaśnić skórę wokół oczu.

Nie używaj urządzenia podczas ładowania. Produkt przypomni Ci, gdy poziom naładowania baterii jest niski. Czerwone światło mruga, gdy bateria jest rozładowana i podczas ładowania. Stałe niebieskie światło zapala się, gdy bateria jest w pełni naładowana.

Po 2 minutach nieużywania urządzenie wyłącza się automatycznie.


Nowoczesny design głowicy masażu dopasowuje się do skóry.

## Diagram porównawczy






## Jak używać



Na skórę wokół oczu nałóż odpowiednią ilość produktu do pielęgnacji.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2s., aby włączyć urządzenie. Jednokrotnie naciskając przycisk zasilania, w zależności od wymagań pielęgnacyjnych skóry, wybierz tryb terapii czerwonym lub niebieskim światłem.



Trzymaj urządzenie tak, by głowica masująca była w stałym kontakcie ze skórą i delikatnie wibrowała.



Po użyciu wyczyść głowicę masującą suchą chusteczką i nałóż osłonkę ochronną.

## Jak używać



**Pielęgnacja oczu:** Nałóż krem pod oczy i powoli masuj skórę od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka. Poprawi to krążenie krwi i limfy oraz usunie cienie. Dzięki masażowi kosmetyk pod oczy głębiej się wchłonie, zapewniając lepsze nawilżenie i efekt na skórze.




**Pielęgnacja czoła:** Nałóż produkt do pielęgnacji skóry i wykonuj masaż ruchem ku górze-od brwi do linii włosów. Terapia jonowa i wibracje o wysokiej częstotliwości głęboko aktywują tkanki komórkowe skóry, poprawiając napięcie skóry powyżej nosa, między brwiami i na czole.



**Pielęgnacja policzków:** Nałóż produkt do pielęgnacji i masuj skórę od wewnątrz twarzy na zewnątrz, aby poprawić krążenie krwi, osiągnąć efekt odmładzania skóry i zminimalizować widoczność drobnych linii.



**Pielęgnacja ust:** Nałóż balsam do ust wzdłuż ich konturu. Delikatnym masażem podnieś kąciki ust do góry, aby zniwelować drobne linie wokół nich i poprawić nawilżenie, sprawiając, że usta staną miękkie i błyszczące.



**Pielęgnacja szyi:** Nałóż kremem nawilżający i wykonaj masaż ruchami od dołu do góry. Terapia jonowa i wysokiej częstotliwości masaż wibracyjny to dwa magiczne narzędzia do pielęgnacji skóry, stosowane, aby ożywić komórki, głęboko odżywić skórę i złagodzić linie szyi.

# Przechowywanie

Przechowuj urządzenie w suchym miejscu chronionym przed wilgocią.  
Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

# Bezpieczeństwo

**Zapoznaj się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegaj jej w trakcie korzystania z urządzenia.**

Nie używaj urządzenia na zranionej, krwawiącej, podrażnionej lub opuchniętej skórze.

Nie masuj gałek ocznych ani wewnętrznych części oczu.

Chroń urządzenie przed upadkiem lub silnymi uderzeniami.

Nie umieszczaj go w kabinie prysznicowej ani


w wilgotnych miejscach. Urządzenie nie jest wodoodporne.

Trzymaj urządzenie z dala od silnych pól magnetycznych.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych.

Trzymaj urządzenie z dala od płynów erozyjnych.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.



### Technical data

<b>Size:</b>	25*25*120mm
<b>Net weight:</b>	30g
<b>Temperature:</b>	42 ± 2°C
<b>Power:</b>	≤3W
<b>Charging voltage:</b>	== 5V
<b>Voltage:</b>	== 3.7V
<b>Charging current:</b>	160mA
<b>Battery capacity:</b>	200mA

## Product features

It integrates hot compress + high frequency micro-vibration + phototherapy + ion introduction. Perfect to be used with skin care products for efficient absorption of active ingredients to the bottom of the skin, ensuring best eye and facial beauty effects.


High-frequency vibration massage increases collagen, repairs elastic fibers, and reduces dark circles and bags under the eyes.

Magnetic thermal massage head with constant temperature hot compress ( $42^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ), wakes up the skin and makes it firm, smooth and elastic. Blue light and red light therapy can penetrate into the bottom of the muscle effectively. It can enhance skin elasticity and dilute the melanin around the eyes.

Do not use the instrument while charging. The product will remind you when the battery is low. The red light blinks when the battery is low, and it continues to flash during charging. The solid blue light lights up when fully charged. When unused for 2 minutes, it goes into shutdown mode.

The modern design of the massage head adapts to the skin.

## Comparison diagram








## How to use



Take an appropriate amount of skin care product and apply it around the eyes.



According to the required skin care needs, long press for 2s to turn on the instrument and short press to switch between red and blue.



While massaging, hold the instrument so that the massage head is in contact with the skin and vibrating.



After using, dry the massage head with a tissue and cover it with a protective cover.

## How to use



**Eye care:** Apply eye cream and using the device slowly massage the skin from the inner to the outer corner of the eye. It will improve blood circulation and remove dark circles. Eye cream, that is deeply absorbed, can make the skin firm and supple.




**Forehead care:** Apply a skin care product and massage upward from the eyebrow to the hairline. Ion high-frequency vibration, deeply activates skin cell tissue. It stretches the skin above the nose, between the eyebrows, and on the forehead.



**Cheek care:** Apply a skin care product and massage the skin from the inside of the face outwards to promote blood circulation, achieve the effect of skin rejuvenation and dilute fine lines.



**Lip care:** Apply a lip balm along the contour of the lips. With a gentle massage, lift the corners of the mouth upwards to smooth the fine lines around them and improve hydration, making the lips tender and shiny.



**Neck care:** Repeat the massage with moisturizing cream from bottom to top. The ion effect and high frequency vibration massage are two major skin care magic weapons to revitalize the cells, deeply nourish the skin and dilute the neck lines.

## Storage

Keep this product at a dry place protected from humidity.

Keep this product out of reach of children.

## Safety instructions

Please read these instructions and follow them when using the device.

Do not use this product on wounded, bleeding, or swollen skin.

Do not massage eyeballs or inner parts of eyes.

Prevent this product from falling or strong collisions.

Do not place it in the shower room or humid areas.

Keep it away from strong magnet fields.

Do not expose it to sunlight.

Keep this product away from erosive fluids.

Never try to repair the product yourself. Repairs may only be performed by qualified specialists



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i

akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out basket on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may lead to health detriment or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus dürfen nicht mit anderem Hausmüll vermischt werden. Dies ist durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung gekennzeichnet. Verschlossene Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus sollten bei den örtlichen getrennten Sammelstellen oder beim Verkäufer abgegeben werden; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung kann bei der Entsorgung oder Wiederverwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Umweltverschmutzung führen.

Электрические и электронные устройства и батареи, а также аккумуляторы нельзя смешивать с другими бытовыми отходами. На это указывает символ перечеркнутой корзины на упаковке. Изношенное электрическое и электронное оборудование, а также батарейки и аккумуляторы необходимо сдать в местные пункты раздельного сбора отходов или к продавцу, а подробности узнать в своей административной зоне обслуживания. Электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, вредные для окружающей среды и здоровья человека. При дальнейшей утилизации или переработке оборудования, неправильное обращение или повреждение может привести к ущербу для здоровья или загрязнению окружающей среды.

Il est interdit d'éliminer les équipements électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci est indiqué par le symbole de la poubelle barrée sur l'emballage. Les déchets d'équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, doivent être déposés aux points de collecte sélective locaux ou chez votre détaillant. Renseignez-vous auprès de votre collectivité locale. Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et accumulateurs peuvent contenir des substances, mélanges et composants dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Une manipulation incorrecte ou des dommages sur l'appareil et ses composants peuvent entraîner des dommages à la santé ou à l'environnement lors de la mise au rebut ou du recyclage de l'équipement.

Los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas y los acumuladores no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Lo indica el símbolo del contenedor con ruedas tachado en el envase. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, deben entregarse en los puntos locales de recogida selectiva o en tiendas, donde fue comprado el aparato, cuyos datos deben solicitarse a su ayuntamiento. Los equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos para el medioambiente y la salud humana. El uso inadecuado o los daños en los aparatos pueden causar daños a la salud humana o al medioambiente durante su posterior eliminación o reciclaje.

Elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory nelze mísit s jiným domácím odpadem. Informuje o tom symbol přeškrtnutého koše umístěný na obalu. Vysloužilá elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory předejte na místa tříděného sběru odpadu nebo prodávajícímu, na podrobnosti se zeptejte ve své obci. Elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a součástky škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávné zacházení s nimi nebo jejich poškození může vést při další likvidaci nebo recyklaci zařízení k újmě na zdraví nebo k znečištění životního prostředí.

يجب عدم خلط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات مع النفايات المنزلية الأخرى. يشار إلى ذلك من خلال رمز السلة المشطوب على العبوة. يجب تسليم المعدات الكهربائية والإلكترونية البالية وكذلك البطاريات إلى نقاط تجميع النفايات المنفصلة المحلية أو إلى البائع، وللحصول على التفاصيل استفسر في مجتمعك. قد تحتوي المعدات الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات على مواد وخطأ ومكونات خطيرة ضارة بالبيئة وصحة الإنسان. قد يؤدي التعامل غير السليم أو التلف الذي يلحق بهم إلى أضرار صحية أو تلوث بيئي أثناء التخلص من الجهاز أو إعادة تدويره مرة أخرى.



Skrócona deklaracja zgodności odnośnie  
do Dyrektywy RE 2014/30/UE  
Skrócona deklaracja zgodności odnośnie  
do Dyrektywy RE 2011/65/UE

Importer niniejszym oświadcza, że urządzenie Beautifly Looky Young jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym: (link poniżej)

The importer hereby declares that the Beautifly Looky Young device complies with the Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, and with the Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The full text of the Declaration of Conformity is available at: (link below)

El importador por la presente declara que el dispositivo Beautifly Looky Young cumple con la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, y con la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos. El texto completo de la Declaración de Conformidad está disponible en: (enlace a continuación)

Der Importeur erklärt hiermit, dass das Gerät Beautifly Looky Young der Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit sowie der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgendem Link verfügbar:

Импортер настоящим заявляет, что устройство Beautifly Looky Young соответствует Директиве Европейского Парламента и Совета 2014/30/ЕС от 26 февраля 2014 года о гармонизации законодательства государств-членов, относящегося к электромагнитной совместимости, а также Директиве Европейского Парламента и Совета 2011/65/ЕС от 8 июня 2011 года об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании. Полный текст декларации о соответствии доступен по следующей ссылке:

Importér tímto prohlašuje, že zařízení Beautifly Looky Young je v souladu s direktívou Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o sladění právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a směrcí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek ve vybavení elektrických a elektronických zařízeních. Plné znění prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: (link níže)

L'importateur déclare par la présente que l'appareil Beautifly Looky Young est conforme à la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, ainsi qu'à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. La déclaration de conformité complète est disponible à l'adresse suivante : (lien ci-dessous)

يعلن المستورد بهذا أن جهاز Beautifly Looky Young متوافق مع توجيهات البرلمان الأوروبي ومجلسه 2014/30 الاتحاد الأوروبي بشأن توحيد التشريعات للدول الأعضاء فيما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي، وكذلك توجيهات البرلمان الأوروبي ومجلسه 2011/65 الاتحاد الأوروبي بشأن تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. تتوفر النص الكامل لإعلان الامتثال على العنوان التالي: (الرابط أدناه)

<https://beautifly.eu/deklaracje>

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2,  
00-095 Warszawa, Polska