




# BEAUTIFLY

Derma  
Blush  
series

Urządzenie do  
mikrodermabrazji  
Microdermabrasion and  
blackhead remover


Instrukcja obsługi  
User manual



 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautifly.eu

f1



f2



f3



f4



Napięcie:	5V
Aktualny:	450mAh
Bateria:	Akumulator litowo-jonowy
Moc:	1,6 W
Rozmiar:	163,5x52x38mm
Waga:	205g
Moc ssania:	50-60 kPa

### **Opis części - urządzenie (strona 2, figura f1)**

1. Wskaźnik ładowania
2. Wskaźnik mocy ssania
3. Przycisk zasilania/regulacja mocy ssania
4. Port USB

### **Opis części - głowice (strona 2, figura f2)**

1. Mała okrągła głowica ssąca. Niska moc ssania Dla osób, które mają suchą lub wrażliwą skórę oraz tych, którzy rozpoczynają zabiegi urządzeniem.
2. Owalna głowica ssąca. Średnia moc ssania/specjalny kształt. Do zabiegów liftingu i ujędrniania.
3. Okrągła głowica ssąca. Dłukatna/średnia moc ssania. Dla osób, które mają tłustą skórę, trądzik lub zaskórniki.
4. Mała mikrokrystaliczna głowica ssąca
5. Owalna mikrokrystaliczna głowica ssąca
6. Okrągła mikrokrystaliczna głowica ssąca

### **Obsługa**

#### **Włączanie/Wyłączanie**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, produkt jest włączony, wyświetlacz jest włączony, a moc ssania wyświetla 1 poziom (soft).

### **Regulacja mocy**

Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby wyregulować moc ssania. Każde jego krótkie wciśnięcie zwiększa moc ssania o jeden poziom, zgodnie z kolejnością: soft > normal > strong > ultra strong.

### **Zastosowanie**

- Przebarwienia
- Blizny
- Rozstępy
- Rozszerzone, bardzo widoczne pory
- Zaskórniki i trądzik (omijać zmiany zapalne, ropne)
- Zmarszczki
- Skóra pozbawiona zdrowego kolorytu z pierwszymi oznakami fotostarzenia

## Przeciwwskazania

- Aktywny trądzik ropny
- Trądzik różowaty
- Terapia retinoidami
- Zabiegi kwasowe, lasery - przynajmniej 4 tygodnie odstępu przed wykonaniem mikrodermabrazji
- Łuszczyca
- Choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze skóry
- Cera naczyńniowa
- Skłonność do bliznowacenia
- Przerwana ciągłość skóry (świeże rany)
- Nowotwory skóry lub podejrzane znamiona w miejscu poddawalnemu zabiegowi
- Wypełniacze w twarzy - co najmniej 4 tygodnie odstępu przed wykonaniem mikrodermabrazji, w przeciwnym wypadku preparat może się przemieścić.
- Nie myć urządzenia wodą, urządzenie nie jest wodoodporne.

Mikrodermabrazja (strona 2 - figura f3) - przesuwaj zgodnie z kierunkiem strzałek

Masaż liftingujący (strona 2 - figura f4) - przesuwaj zgodnie z kierunkiem strzałek

Ustaw głowicę ssącą w pozycji 90 stopni i powoli przesuwaj ją po twarzy. Nie przytrzymuj w tej samej części przez długi czas. (Zanim zdejmiesz głowicę ssącą ze skóry, przechyl ją na bok, aby uwolnić powietrze pod ciśnieniem. Pozwoli to bezpiecznie ściągnąć ją, nie podrażniając przy tym skóry. Nie ciągnij ani nie przesuwaj jej bezpośrednio, aby uniknąć pociągnięcia skóry i zaczerwienienia).

Szczegółowy opis znajdziesz na:

<https://www.youtube.com/beautiflyeu>

<https://www.beautifly.eu>



[beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)



[youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Tension:	5V
Current:	450mAh
Battery:	Li-ion battery
Power:	1.6W
Size:	163.5x52x38mm
Libra:	205g
Suction power:	50-60 kPa

### **Part description - device (page 2, figure f1)**

1. Charging indicator
2. Suction power indicator
3. Power button/suction power adjustment
4. USB port

### **Parts description - heads (page 2, figure f2)**

1. **Small round suction head.** Low suction power For people who have dry or sensitive skin and those who start treatments with the device.
2. **Oval suction head.** Medium suction power/special shape. For lifting and firming treatments.
3. **Round suction head.** Gentle/medium suction power. For people who have oily skin, acne or blackheads.
4. **Small microcrystalline suction head**
5. **Oval microcrystalline suction head**
6. **Round microcrystalline suction head**

### **Service**

#### **On/Off**

Press and hold the power button for 3 seconds, the product is turned on, the display is on, and the suction power displays 1 level (soft).

### **Power regulation**

Short press the power button to adjust the suction power. Each short press increases the suction power by one level, in the order: soft > normal > strong > ultra strong.

### **Application**

- Discoloration
- Scars
- Stretch marks
- Enlarged, highly visible pores
- Blackheads and acne (avoid inflammatory and purulent lesions)
- Wrinkles
- Skin lacking a healthy color with the first signs of photoaging

## Contraindications

- Active purulent acne
- Rosacea
- Retinoid therapy
- Acid treatments, lasers - at least 4 weeks before microdermabrasion
- Psoriasis
- Viral, bacterial and fungal diseases of the skin
- Vascular skin
- Tendency to scarring
- Broken skin (fresh wounds)
- Skin tumors or suspicious moles in the treated area
- Fillers in the face - at least 4 weeks before performing microdermabrasion, otherwise the preparation may move.
- Do not wash the device with water, the device is not waterproof.

Microdermabrasion (page 2 - figure f3) - move in the direction of the arrows

Lifting massage (page 2 - figure f4) - move in the direction of the arrows

Set the suction head to a 90 degree position and slowly move it over your face. Do not hold in the same part for a long time. (Before removing the suction head from the skin, tilt it to the side to release the pressurized air. This will allow you to safely remove it without irritating the skin. Do not pull or move it directly to avoid pulling the skin and causing redness.)

A detailed description can be found at:

<https://www.youtube.com/beautiflyeu>

<https://www.beautifly.eu>



[beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)



[youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Spannung:	5V
Aktuell:	450 mAh
Batterie:	Li-Ionen-Akku
Leistung:	1,6 W
Größe:	163,5 x 52 x 38 mm
Waage:	205g
Saugleistung:	50-60 kPa

## **Teilebeschreibung - Gerät (Seite 2, Bild f1)**

1. Ladeanzeige
2. Saugleistungsanzeige
3. Power-Taste/Saugleistungseinstellung
4. USB-Anschluss

## **Teilebeschreibung - Köpfe (Seite 2, Abbildung f2)**

1. Kleiner runder Saugkopf. Geringe Saugleistung Für Menschen mit trockener oder empfindlicher Haut und diejenigen, die Behandlungen mit dem Gerät beginnen.
2. Ovaler Saugkopf. Mittlere Saugleistung/spezielle Form. Für Lifting- und Straffungsbehandlungen.
3. Runder Saugkopf. Sanfte/mittlere Saugleistung. Für Menschen mit fettiger Haut, Akne oder Mitessern.
4. Kleiner mikrokristalliner Saugkopf
5. Ovaler mikrokristalliner Saugkopf
6. Runder mikrokristalliner Saugkopf

## **Service**

### **An aus**

Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, das Produkt wird eingeschaltet, das Display ist eingeschaltet und die Saugleistung zeigt 1 Stufe (sanft) an.

## **Leistungsregulierung**

Drücken Sie kurz den Netzschalter, um die Saugleistung einzustellen. Jeder kurze Druck erhöht die Saugleistung um eine Stufe, in der Reihenfolge: sanft > normal > stark > ultrastark.

## **Anwendung**

- Verfärbung
- Narben
- Dehnungsstreifen
- Vergrößerte, gut sichtbare Poren
- Mitesser und Akne (entzündliche und eitrig Läsionen vermeiden)
- Falten
- Haut ohne gesunde Farbe mit den ersten Anzeichen von Lichtalterung

## Kontraindikationen

- Aktive eitrige Akne
- Rosazea
- Retinoidtherapie
- Säurebehandlungen, Laser – mindestens 4 Wochen vor der Mikrodermabrasion
- Schuppenflechte
- Virus-, Bakterien- und Pilzkrankungen der Haut
- Gefäßhaut
- Neigung zur Narbenbildung
- Hautverletzungen (frische Wunden)
- Hauttumore oder verdächtige Muttermale im behandelten Bereich
- Füllstoffe im Gesicht – mindestens 4 Wochen vor der Mikrodermabrasion, sonst kann sich das Präparat verschieben.
- Waschen Sie das Gerät nicht mit Wasser, das Gerät ist nicht wasserdicht.

Mikrodermabrasion (Seite 2 - Abbildung f3) - in Pfeilrichtung bewegen

Hebemasage (Seite 2 - Abb. f4) - in Pfeilrichtung bewegen

Stellen Sie den Saugkopf auf eine 90-Grad-Position und bewegen Sie ihn langsam über Ihr Gesicht. Halten Sie nicht lange an demselben Teil fest. (Bevor Sie den Saugkopf von der Haut entfernen, neigen Sie ihn zur Seite, um die Druckluft freizusetzen. Dadurch wird er sicher entfernt, ohne die Haut zu reizen. Ziehen oder bewegen Sie ihn nicht direkt, um ein Ziehen an der Haut und eine Rötung zu vermeiden.)

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie unter:

<https://www.youtube.com/beautiflyeu>

<https://www.beautifly.eu>



[beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)



[youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)



Tensión:	5V
Actual:	450mAh
Batería:	batería de iones de litio
Fuerza:	1.6W
Tamaño:	163,5x52x38mm
Libra:	205g
Poder de succión:	50-60 kPa

### **Descripción de la pieza - dispositivo (página 2, figura f1)**

1. Indicador de carga
2. Indicador de potencia de succión
3. Botón de encendido/ajuste de potencia de succión
4. Puerto USB

### **Descripción de las piezas - cabezales (página 2, figura f2)**

1. Cabezal de succión redondo pequeño. Poca potencia de succión Para personas que tienen la piel seca o sensible y que inician tratamientos con el aparato.
2. Cabezal de succión ovalado. Potencia de succión media/forma especial. Para tratamientos lifting y reafirmantes.
3. Cabezal de succión redondo. Potencia de succión suave/media. Para personas que tienen piel grasa, acné o puntos negros.
4. Pequeño cabezal de succión microcristalino
5. Cabezal de succión microcristalino ovalado
6. Cabezal de succión microcristalino redondo

### **Servicio**

#### **Encendido apagado**

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos, el producto se enciende, la pantalla está encendida y la potencia de succión muestra 1 nivel (suave).

### **Regulación de potencia**

Presione brevemente el botón de encendido para ajustar la potencia de succión. Cada pulsación corta aumenta la potencia de succión en un nivel, en el orden: suave > normal > fuerte > ultrafuerte.

### **Solicitud**

- Decoloración
- Cicatrices
- Estrías
- Poros agrandados y muy visibles
- Puntos negros y acné (evitar lesiones inflamatorias y purulentas)
- Arrugas
- Piel sin color saludable con los primeros signos de fotoenvejecimiento

## Contraindicaciones

- Acné purulento activo
- Rosácea
- Terapia con retinoides
- Tratamientos con ácido, láser: al menos 4 semanas antes de la microdermoabrasión
- Soriasis
- Enfermedades virales, bacterianas y fúngicas de la piel
- Piel vascular
- Tendencias a la cicatrización
- Piel rota (heridas recientes)
- Tumores en la piel o lunares sospechosos en la zona tratada
- Rellenos en la cara - por lo menos 4 semanas antes de realizar la microdermoabrasión, de lo contrario la preparación puede moverse.
- No lave el dispositivo con agua, el dispositivo no es resistente al agua.

Microdermoabrasión (página 2 - figura f3) - muévase en la dirección de las flechas

Masaje de elevación (página 2 - figura f4) - muévase en la dirección de las flechas

Coloque el cabezal de succión en una posición de 90 grados y muévelo lentamente sobre su cara. No mantenga en la misma parte durante mucho tiempo. (Antes de retirar el cabezal de succión de la piel, inclínelo hacia un lado para liberar el aire a presión. Esto le permitirá retirarlo con seguridad sin irritar la piel. No tire ni lo mueva directamente para evitar tirar de la piel y causar enrojecimiento. )

Puede encontrar una descripción detallada en:

<https://www.youtube.com/beautiflyeu>

<https://www.beautifly.eu>



[beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)



[youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Tension:	5V
Actuel:	450mAh
Batterie:	Batterie Li-ion
Pouvoir:	1.6W
taille:	163,5x52x38mm
Balance:	205g
Puissance d'aspiration :	50-60 kPa

## Description de la pièce - appareil (page 2, figure f1)

1. Indicateur de charge
2. Indicateur de puissance d'aspiration
3. Bouton d'alimentation/réglage de la puissance d'aspiration
4. Prise USB

## Description des pièces - têtes (page 2, figure f2)

1. Petite tête d'aspiration ronde. Faible puissance d'aspiration Pour les personnes ayant la peau sèche ou sensible et celles qui débutent des traitements avec l'appareil.
2. Tête d'aspiration ovale. Puissance d'aspiration moyenne/forme spéciale. Pour les soins liftants et raffermissants.
3. Tête d'aspiration ronde. Puissance d'aspiration douce/moyenne. Pour les personnes qui ont la peau grasse, l'acné ou les points noirs.
4. Petite tête d'aspiration microcristalline
5. Tête d'aspiration microcristalline ovale
6. Tête d'aspiration microcristalline ronde

## Service

### Allumé éteint

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, le produit est allumé, l'écran est allumé et la puissance d'aspiration affiche 1 niveau (doux).

## Régulation de puissance

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour régler la puissance d'aspiration. Chaque appui court augmente la puissance d'aspiration d'un niveau, dans l'ordre : doux > normal > fort > ultra fort.

## Application

- Décoloration
- Cicatrices
- Vergetures
- Pores élargis et très visibles
- Points noirs et acné (éviter les lésions inflammatoires et purulentes)
- Les rides

- Peau manquant d'une couleur saine avec les premiers signes de photovieillessement

### Contre-indications

- Acné purulente active
- Rosacée
- Thérapie aux rétinoïdes
- Traitements acides, lasers - au moins 4 semaines avant la microdermabrasion
- Psoriasis
- Maladies virales, bactériennes et fongiques de la peau
- Peau vasculaire
- Tendances aux cicatrices
- Peau cassée (plaies fraîches)
- Tumeurs cutanées ou grains de beauté suspects dans la zone traitée
- Fillers dans le visage - au moins 4 semaines avant d'effectuer la microdermabrasion, sinon la préparation peut bouger.
- Ne lavez pas l'appareil avec de l'eau, l'appareil n'est pas étanche.

Microdermabrasion (page 2 - figure f3) - se déplacer dans le sens des flèches

Massage liftant (page 2 - figure f4) - déplacer dans le sens des flèches

Réglez la tête d'aspiration sur une position à 90 degrés et déplacez-la lentement sur votre visage. Ne restez pas longtemps dans la même partie. (Avant de retirer la tête d'aspiration de la peau, inclinez-la sur le côté pour libérer l'air sous pression. Cela vous permettra de la retirer en toute sécurité sans irriter la peau. Ne la tirez pas et ne la déplacez pas directement pour éviter de tirer la peau et de provoquer des rougeurs. )

Une description détaillée peut être trouvée à :

<https://www.youtube.com/beautiflyeu>

<https://www.beautifly.eu>



[beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)



[youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Napětí:	5V
Aktuální:	450 mAh
Baterie:	Li-ion baterie
Napájení:	1,6W
velikost:	163,5 x 52 x 38 mm
Váhy:	205 g
Sací výkon:	50-60 kPa

### **Popis dílu - zařízení (strana 2, obrázek f1)**

1. Indikátor nabíjení
2. Indikátor sacího výkonu
3. Tlačítko napájení/nastavení sacího výkonu
4. USB port

### **Popis dílů - hlavy (strana 2, obrázek f2)**

1. Malá kulatá sací hlava. Nízký sací výkon Pro lidi, kteří mají suchou nebo citlivou pokožku a pro ty, kteří začínají s ošetřením přístrojem.
2. Oválná sací hlava. Střední sací výkon/speciální tvar. Pro liftingové a zpevňující ošetření.
3. Kulatá sací hlava. Jemný/střední sací výkon. Pro lidi, kteří mají mastnou pleť, akné nebo černé tečky.
4. Malá mikrokrytalická sací hlava
5. Oválná mikrokrytalická sací hlava
6. Kulatá mikrokrytalická sací hlava

### **Servis**

Zapnuto vypnuto

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, produkt se zapne, displej se rozsvítí a sací výkon zobrazí 1 úroveň (jemná).

### **Regulace výkonu**

Krátkým stisknutím tlačítka napájení upravíte sací výkon. Každé krátké stisknutí zvýší sací výkon o jednu úroveň v pořadí: měkký > normální > silný > ultra silný.

### **Aplikace**

- Změna barvy
- Jizvy
- Strie
- Rozšířené, dobře viditelné póry
- Černé tečky a akné (vyhněte se zánětlivým a hnisavým lézím)
- Vrásky
- Pokožce chybí zdravá barva s prvními známkami fotostárnutí

## Kontraindikace

- Aktivní hnisavé akné
- Rosacea
- Retinoidní terapie
- Kyselá ošetření, lasery – minimálně 4 týdny před mikrodermabrazí
- Psoriáza
- Virová, bakteriální a plísňová onemocnění kůže
- Cévní kůže
- Tendence k jizvení
- Zlomená kůže (čerstvé rány)
- Kožní nádory nebo podezřelá znaménka v ošetřované oblasti
- Výplně v obličeji - minimálně 4 týdny před provedením mikrodermabraze, jinak se přípravek může hýbat.
- Zařízení nemyjte vodou, zařízení není vodotěsné.

Mikrodermabraze (strana 2 - obrázek f3) - pohybujte se ve směru šipek

Liftingová masáž (strana 2 - obrázek f4) - pohybujte se ve směru šipek

Nastavte sací hlavu do polohy 90 stupňů a pomalu ji pohybujte po obličeji. Nedržte ve stejné části dlouhou dobu. (Před sejmutím sací hlavice z pokožky ji nakloňte na stranu, aby se uvolnil stlačený vzduch. To vám umožní ji bezpečně vyjmout, aniž by došlo k podráždění pokožky. Netahejte s ní a nepohybujte s ní přímo, aby nedošlo k vytažení pokožky a zarudnutí. )

Podrobný popis najdete na:

<https://www.youtube.com/beautiflyeu>

<https://www.beautifly.eu>



[beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)



[youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

napetost:	5V
trenutno:	450 mAh
Baterija:	Li-ion baterija
moč:	1,6 W
velikost:	163,5 x 52 x 38 mm
Tehnica:	205 g
Sesalna moč:	50-60 kPa

## Opis dela - naprava (stran 2, slika f1)

1. Indikator polnjenja
2. Indikator sesalne moči
3. Gumb za vklop/nastavitev sesalne moči
4. Vrata USB

## Opis delov - glave (stran 2, slika f2)

1. Majhna okrogla sesalna glava. Nizka sesalna moč Za ljudi s suho ali občutljivo kožo in tiste, ki začnejo tretmaje z aparatom.
2. Ovalna sesalna glava. Srednja sesalna moč/posebna oblika. Za lifting in učvrstitvene tretmaje.
3. Okrogla sesalna glava. Nežna/srednja sesalna moč. Za ljudi z mastno kožo, aknami ali ogrci.
4. Majhna mikrokristalna sesalna glava
5. Ovalna mikrokristalna sesalna glava
6. Okrogla mikrokristalna sesalna glava

## Storitev

### Prižgi ugasni

Pritisnite in 3 sekunde držite gumb za vklop, izdelek je vklopljen, zaslon je vklopljen in sesalna moč prikaže 1 stopnjo (mehko).

## Regulacija moči

Na kratko pritisnite gumb za vklop, da nastavite moč sesanja. Vsak kratek pritisk poveča sesalno moč za eno stopnjo, v vrstnem redu: mehko > normalno > močno > ultra močno.

## Aplikacija

- Sprememba barve
- Brazgotine
- Strije
- Povečane, zelo vidne pore
- Ogrci in akne (izogibajte se vnetnim in gnojnim lezijam)
- Gube
- Koža brez zdrave barve s prvimi znaki fotostaranja

## Kontraindikacije

- Aktivne gnojne akne
- Rozacea
- Terapija z retinoidi
- Kislinški tretmaji, laserji – vsaj 4 tedne pred mikrodermoabrazijo
- Luskavica
- Virusne, bakterijske in glivične bolezni kože
- Žilna koža
- Nagnjenost k brazgotinjenju
- Poškodovana koža (sveže rane)
- Kožni tumorji ali sumljivi madeži na tretiranem območju
- Polnila v obraz - vsaj 4 tedne pred izvedbo mikrodermoabrazije, sicer se lahko pripravek premakne.
- Naprave ne umivajte z vodo, naprava ni vodotesna.

Mikrodermoabrazija (stran 2 - slika f3) - premikajte se v smeri puščic

Lifting masaža (stran 2 - slika f4) - premikajte se v smeri puščic

Nastavite sesalno glavo na položaj 90 stopinj in jo počasi premikajte po obrazu. Ne zadržujte se dlje časa na istem delu. (Preden sesalno glavo odstranite s kože, jo nagnite na stran, da sprostite zrak pod pritiskom. Tako jo boste lahko varno odstranili, ne da bi dražili kožo. Ne vlecite ali premikajte je neposredno, da ne potegneta kože in povzročite rdečice. )

Podroben opis najdete na:

<https://www.youtube.com/beautiflyeu>

<https://www.beautifly.eu>



[beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)



[youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)



tensione:	5V
Attuale:	450 mAh
Batteria:	Batteria agli ioni di litio
Energia:	1,6 W
misurare:	163,5x52x38 mm
Libra:	205 g
Potenza di aspirazione:	50-60 kPa

## **Descrizione parte - dispositivo (pagina 2, figura f1)**

1. Indicatore di carica
2. Indicatore della potenza di aspirazione
3. Pulsante accensione/regolazione potenza aspirazione
4. Porta USB

## **Descrizione parti - testine (pagina 2, figura f2)**

1. Piccola testa di aspirazione rotonda. Bassa potenza di aspirazione Per chi ha la pelle secca o sensibile e per chi inizia i trattamenti con il dispositivo.
2. Testa di aspirazione ovale. Potenza di aspirazione media/forma speciale. Per trattamenti liftanti e rassodanti.
3. Testa di aspirazione rotonda. Potenza di aspirazione delicata/media. Per le persone che hanno la pelle grassa, acne o punti neri.
4. Piccola testa di aspirazione microcristallina
5. Testa di aspirazione microcristallina ovale
6. Testa di aspirazione microcristallina tonda

## **Servizio**

### **Acceso spento**

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, il prodotto si accende, il display è acceso e la potenza di aspirazione visualizza 1 livello (debole).

## **Regolazione della potenza**

Premere brevemente il pulsante di accensione per regolare la potenza di aspirazione. Ogni breve pressione aumenta la potenza di aspirazione di un livello, nell'ordine: morbido > normale > forte > ultra forte.

## **Applicazione**

- Scolorimento
- Cicatrici
- Smagliature
- Pori dilatati e ben visibili
- Punti neri e acne (evitare lesioni infiammatorie e purulente)
- Rughe
- Pelle priva di un colorito sano con i primi segni di fotoinvecchiamento

## Controindicazioni

- Acne purulenta attiva
- Acne rosacea
- Terapia con retinoidi
- Trattamenti con acido, laser - almeno 4 settimane prima della microdermoabrasione
- Psoriasi
- Malattie virali, batteriche e fungine della pelle
- Pelle vascolare
- Tendenze alla cicatrizzazione
- Pelle rotta (ferite fresche)
- Tumori cutanei o nevi sospetti nell'area trattata
- Filler in faccia - almeno 4 settimane prima di eseguire la microdermoabrasione, altrimenti la preparazione potrebbe spostarsi.
- Non lavare il dispositivo con acqua, il dispositivo non è impermeabile.

Microdermoabrasione (pagina 2 - figura f3) - spostarsi nella direzione delle frecce

Massaggio lifting (pagina 2 - figura f4) - muoversi nella direzione delle frecce

Impostare la testina di aspirazione su una posizione di 90 gradi e spostarla lentamente sul viso. Non tenere la stessa parte per molto tempo. (Prima di rimuovere la testina di aspirazione dalla pelle, inclinarla di lato per rilasciare l'aria pressurizzata. Ciò consentirà di rimuoverla in sicurezza senza irritare la pelle. Non tirarla o spostarla direttamente per evitare di tirare la pelle e causare arrossamenti. )

Una descrizione dettagliata è disponibile su:

<https://www.youtube.com/beautiflyeu>

<https://www.beautifly.eu>



[beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)



[youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)



PL: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekażać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszane i części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

EN: Electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, must not be mixed with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Used electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, should be taken to local waste collection points or returned to the seller, and further details can be obtained from your municipality. Electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, may contain hazardous substances, mixtures and harmful components that are dangerous for the environment and human health. Improper handling or damage to these items can lead to health problems or environmental pollution during the disposal or recycling of equipment.

DE: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Dies wird durch das durchgestrichene Rad auf der Verpackung angezeigt. Verwendete elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren sollten an örtlichen Sammelstellen für Abfälle abgegeben oder an den Verkäufer zurückgegeben werden. Weitere Einzelheiten können bei Ihrer Gemeinde erfragt werden. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren können gefährliche Substanzen, Gemische und schädliche Komponenten enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährlich sind. Ein unsachgemäßer Umgang oder Beschädigung dieser Gegenstände kann während der Entsorgung oder Wiederverwertung der Geräte zu gesundheitlichen Problemen oder Umweltverschmutzung führen.

FR: Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets ménagers. Ceci est indiqué par le symbole de la poubelle barrée d'une croix figurant sur l'emballage. Les équipements électriques et électroniques usagés, ainsi que les piles et accumulateurs, doivent être déposés dans des points de collecte sélective des déchets locaux ou retournés au vendeur, et des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de votre municipalité. Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, peuvent contenir des substances dangereuses, des mélanges et des composants nocifs pour l'environnement et la santé humaine. Une manipulation incorrecte ou des dommages à ces articles peuvent entraîner des problèmes de santé ou une pollution environnementale lors de l'élimination ou du recyclage de l'équipement.

ES: Los dispositivos eléctricos y electrónicos, así como las baterías y los acumuladores, no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Esto se indica mediante el símbolo de la papelera tachada que se encuentra en el envase. Los dispositivos eléctricos y electrónicos usados, así como las baterías y los acumuladores, deben entregarse en los puntos locales de recogida selectiva de residuos o devolverse al vendedor, y se pueden obtener más detalles en su municipio. Los dispositivos eléctricos y electrónicos, así como las baterías y los acumuladores, pueden contener sustancias peligrosas, mezclas y componentes dañinos para el medio ambiente y la salud humana. Una manipulación incorrecta o su daño puede conducir a daños en la salud o la contaminación del medio ambiente durante la eliminación o el reciclaje del equipo.

CZ: Elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie a akumulátory, nesmějí být míchány s jinými domácími odpady. To je uvedeno na obalu křížem přeškrtnutým odpadkovým košem. Použitá elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie a akumulátory, je třeba odevzdat na místní sběrné stanice nebo vrátit prodávajícímu a další podrobnosti mohou být získány v místní obci. Elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie a akumulátory, mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a škodlivé složky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí a zdraví lidí. Nesprávné zacházení s nimi nebo jejich poškození může vést při další likvidaci nebo recyklaci zařízení k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

SL: Električnih in elektronskih naprav ter baterij in akumulatorjev ni dovoljeno mešati z drugimi gospodinjiskimi odpadki. To je označeno s prečrtno košarico, ki se nahaja na embalaži. Uporabljene električne in elektronske naprave ter baterije in akumulatorji je treba

dostaviti na lokalne zbirne točke ali vrniti prodajalcu, dodatne podrobnosti pa lahko dobite v svoji občini. Električne in elektronske naprave ter baterije in akumulatorji lahko vsebujejo nevarne snovi, mešanice in škodljive sestavine, ki so nevarne za okolje in človekovo zdravje. Nepravilno ravnanje z njimi ali njihovo poškodovanje lahko pri nadaljnji odstranitvi ali recikliranju opreme povzroči škodo na zdravju ali onesnaženje okolja.

**IT:** Gli apparecchi elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, non devono essere combinati con altri rifiuti domestici. Questo è indicato dal simbolo del cestino barrato presente sull'imballaggio. Gli apparecchi elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori esausti devono essere consegnati ai punti di raccolta differenziata locali o al rivenditore, e per maggiori dettagli si può chiedere al proprio comune. Gli apparecchi elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori possono contenere sostanze pericolose, miscele e componenti dannosi per l'ambiente e la salute umana. Un trattamento scorretto o danni ad essi possono portare a danni alla salute o all'inquinamento ambientale durante la successiva eliminazione o riciclaggio degli apparecchi.



Skrócona deklaracija zgodnosti

Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt Derma Blush jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dn. 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym:

**EN:** The manufacturer hereby declares, on their sole responsibility, that the product Derma Blush complies with the Directive of the European Parliament and of the Council 2014/35/EU of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits, the Directive of the European Parliament and of the Council 2014/30/EU of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, and the Directive of the European Parliament and of the Council 2011/65/EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU with regard to the list of restricted substances. The full text of the Declaration of Conformity is available at:

**DE:** Der Hersteller erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Derma Blush der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2014/35/EU vom 26. Februar 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel für bestimmte Spannungsgrenzen, der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2014/30/EU vom 26. Februar 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die elektromagnetische Verträglichkeit sowie der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2011/65/EU vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie der delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2011/65/EU im Hinblick auf die Liste der beschränkten Stoffe entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist verfügbar unter:

**FR:** Le fabricant déclare par la présente, sous sa seule responsabilité, que le produit Derma Blush est conforme à la directive du Parlement européen et du Conseil 2014/35/UE du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements électriques conçus pour être utilisés dans certaines

limites de tension, à la directive du Parlement européen et du Conseil 2014/30/UE du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et à la directive du Parlement européen et du Conseil 2011/65/UE du 8 juin 2011 concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi qu'à la directive déléguée de la Commission (UE) 2015/863 du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances restreintes. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse :

ES: El fabricante declara por la presente, bajo su única responsabilidad, que el producto Derma Blush cumple con la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/35/UE de 26 de febrero de 2014 relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de ciertos límites de tensión, la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/30/UE de 26 de febrero de 2014 relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la compatibilidad electromagnética, y la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2011/65/UE de 8 de junio de 2011 relativa a la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, junto con la Directiva delegada de la Comisión (UE) 2015/863 de 31 de marzo de 2015 por la que se modifica el Anexo II de la Directiva 2011/65/UE en lo que respecta a la lista de sustancias restringidas. El texto completo de la Declaración de conformidad está disponible en la dirección:

CZ: Výrobce tímto prohlašuje, že výrobek Derma Blush je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se uvedení na trh elektrického zařízení určeného pro použití v určitých mezích napětí, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/30/UE ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání určitých nebezpečných látek ve výrobcích elektrického a elektronického zařízení a o delegované směrnici Komise (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015, která mění přílohu II ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU pokud jde o seznam omezených látek. Plný text prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:

SL: Proizvajalec s tem izključno na svojo odgovornost izjavlja, da je izdelek Derma Blush skladen z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2014/35/EU z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic glede zagotavljanja na trgu električne opreme, namenjene za uporabo znotraj določenih mej napetosti, Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2014/30/EU z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic glede elektromagnetne združljivosti ter Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2011/65/EU z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, skupaj z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2015/863 z dne 31. marca 2015, ki spreminja Prilogo II k Direktivi 2011/65/EU glede seznama omejenih snovi. Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslovu:

IT: Il produttore dichiara qui con la propria unica responsabilità che il prodotto Derma Blush è conforme alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/35/UE del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato dell'attrezzatura elettrica destinata all'uso entro determinati limiti di tensione, alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/30/UE del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica e alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/65/UE dell'8 giugno 2011 sulla limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle attrezzature elettriche ed elettroniche, nonché alla Direttiva delegata della Commissione (UE) 2015/863 del 31 marzo 2015 che modifica l'allegato II della Direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda la lista delle sostanze soggette a limitazioni. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo web:

<https://beautifly.eu/deklaracje>

Model: Derma Blush

Importer: Beauty Factor Sp. z o.o. Plac Bankowy 2,  
00-095 Warszawa, Polska