

# BEAUTIFLY

PowerFit

# Fitness

series




EMS Hand massager  
Masażer ręczny EMS  
Instrukcja obsługi  
User manual

[/beautifly.eu](https://www.facebook.com/beautifly.eu) [@beautifly.eu](https://www.instagram.com/beautifly.eu) [beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)

[/beautiflyeu](https://www.youtube.com/channel/UC...) [@beautifly.eu](https://www.tiktok.com/@beautifly.eu)

f1



f2

Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie producenta pod adresem: [www.beautifly.eu/do-pobrania](http://www.beautifly.eu/do-pobrania)

More information about the product is available on the manufacturer's website at: [www.beautifly.eu/do-pobrania](http://www.beautifly.eu/do-pobrania)



Pojemność baterii:	350 mAh
Napięcie wejściowe:	5V
Moc ładowania:	1,5 W
Ładowanie:	USB
Czas do pełnego ładowania:	1,5 godz
Częstotliwość impulsów:	4-60 Hz
Liczba trybów:	7
Liczba poziomów intensywności:	15
Poziom wodoodporności:	IPX5
Waga netto/brutto:	148/390 gr
W zestawie:	urządzenie, kabel USB, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

Opis części urządzenia [patrz strona 2, f1]

1. Przycisk „+” zwiększa intensywność
2. Przycisk „-”, aby zmniejszyć intensywność
3. Elektroda
4. Kabel połączeniowy
5. Wskaźnik intensywności
6. Wskaźnik ładowania
7. Złącze USB
8. Przycisk wł./wył. i trybu
9. Elektroda

#### Środki ostrożności

- Przed użyciem zapoznaj się z poniższymi środkami ostrożności i przeciwwskazaniami.

#### Uwaga

- Z urządzenia korzysta się trzymając je w dłoniach, nie zaleca się używania urządzenia w inny sposób oraz do innych celów.
- Przed użyciem zdejmij biżuterię i metalowe przedmioty z ciała;
- Natychmiast przestań używać, jeśli odczuwasz dyskomfort, ból lub jakiegokolwiek nieprawidłowości;
- Surowo zabrania się moczenia urządzenia oraz zanurzania urządzenia w wodzie;
- Nie używać w pomieszczeniach o dużej wilgotności (takich jak łazienki, sauny, baseny itp.);
- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów i źródeł ciepła;
- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do prądu, gdy go nie używasz. Odłącz urządzenie od zasilania natychmiast po użyciu;
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby upośledzone umysłowo, fizycznie lub czuciowo;
- W przypadku wadliwego działania nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia — brak tego spowoduje unieważnienie gwarancji dostawcy udzielonej nabywcy;
- Urządzenie nie jest przeznaczone do celów medycznych i służy do celów profilaktycznych.

#### Przeciwwskazania

- choroba serca;
- obecność rozrusznika serca;
- wysoka gorączka;
- ostra choroba;
- wysokie lub niskie ciśnienie krwi;
- ciąża, laktacja;
- zabronione jest stosowanie w okolicy bolesnych obszarów skóry, ran, otarć i skaleczeń;
- zapalenie skóry;
- choroby onkologiczne;
- żylaki;
- gruźlica;
- wilgotne ciało.

#### Ładowanie

1. Upewnij się, że urządzenie zostało w pełni naładowane przed pierwszym użyciem. Pełne naładowanie urządzenia trwa zwykle 1,5 godziny (przy całkowitym rozładowaniu).
  2. Aby rozpocząć ładowanie, podłącz urządzenie do źródła zasilania za pomocą kabla USB.
  3. Podczas ładowania będzie migać jeden symbol wskaźnika ładowania. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, zaświecą się trzy symbole wskaźnika ładowania.
  4. W pełni naładowane urządzenie może być używane nieprzerwanie przez ~5 godzin.
- \*Urządzenie nie nadaje się do użytku podczas ładowania.

#### Sterowanie urządzeniem

Wskaźniki świetlne na wyświetlaczu pokazują wybrany tryb i poziom intensywności.

- Tryb EMS od 1 do 7
  - Poziom intensywności EMS od 1 do 15
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./wył. przez 2 sekundy. Urządzenie uruchomi się w trybie 1 i poziomie intensywności 1.
  2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk wł./wył., aby wybrać żądany tryb.
  3. Aby ustawić wymaganą intensywność wybranego trybu, użyj przycisk +/- aby ustawić żądany poziom.
  4. Jeśli tryb zostanie przełączony podczas pracy urządzenia, pierwszy poziom intensywności zostanie ustawiony automatycznie.
  5. Jeśli zwolnisz jeden z uchwytów podczas pracy urządzenia, po około 3 sekundach zostanie ono ustawione na 1 poziom intensywności, a następnie po około 30 sekundach wyda podwójny sygnał dźwiękowy i urządzenie automatycznie się wyłączy.
  6. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./wył. przez 2 sekundy.

#### Przechowywanie

- Utrzymuj urządzenie w suchości i czystości.
- Przechowywać z dala od wysokiej temperatury.
- Trzymać z dala od dzieci.
- Upewnij się, że masażer jest wyłączony i odłączony od zasilania.
- Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym miejscu.
- Nie zaleca się bezpośredniego nasłonecznienia.

#### Czyszczenie

- Użyj miękkiej szmatki lekko zwilżonej wodą do czyszczenia powierzchni urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Odłącz masażer podczas czyszczenia.
- Nie używaj oleju, rozpuszczalników ani ostrych detergentów do czyszczenia.

Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie producenta pod adresem: [patrz strona 2, f2]

Battery capacity:	350mAh
Input voltage:	5V
Charging power:	1,5W
Charger:	USB
Full charge time:	1,5h
Pulse frequency:	4-60Hz
Number of modes:	7
Number of intensity levels:	15
Waterproof level:	IPX5
Net/gross weight:	148/390g
Included:	device, USB cable, manual, warranty card

Description of the device parts [see page 2, f1]

1. Button "+" to increase the intensity
2. Button "-" to decrease the intensity
3. Electrode
4. Connection cable
5. Numerical value indicator
6. Charge indicator
7. USB connector
8. ON/OFF and mode button
9. Electrode

Safety precautions

- Please review the following precautions and contraindications before using.

Attention

- The device is used by holding it in your hands, it is not recommended to use the device in any other way or for other purposes.
- Remove jewelry and metal objects from your body before use;
- Stop using immediately if you experience discomfort, pain or any abnormality;
- It is strictly forbidden to wet the device or submerge it in water;
- Do not use in rooms with high humidity (such as bathrooms, saunas, swimming pools, etc.);
- Do not use the device near flammable materials and heat sources;
- Do not leave the device plugged in when not in use. Unplug the device from the power supply immediately after use;
- Keep the device out of the reach of children.
- The device is not intended for use by people with mental, physical or sensory disabilities;
- In the event of a malfunction, do not disassemble, repair or modify the device yourself - failure to do so will void the supplier's warranty to the purchaser;
- The device is not intended for medical purposes and is intended for preventive purposes.

Contraindications

- heart disease;
- the presence of a pacemaker;
- high fever;
- acute disease;
- high or low blood pressure;
- pregnancy, lactation;
- it is forbidden to use in the area of painful skin areas, wounds, abrasions and cuts;
- skin inflammation;
- oncological disease;
- varicose veins;
- tuberculosis;
- wet body.

## Charging

1. Make sure to fully charge the device before the first use. Full charging of the device usually takes 1.5 hours (when it is completely discharged).
  2. To start the charging, connect the device to a power source using a USB cable.
  3. While charging, one charge indicator symbol will blink. When the device is fully charged, the three charge indicator symbols will light up.
  4. The fully charged device can be continuously used for 5 hours.
- \*The device is not usable when being charged.

## Device control

The Light indicators on the display show the selected mode and intensity level.

- EMS mode from 1 to 7
  - EMS intensity level from 1 to 15
1. Press and hold the ON/OFF button for 2 seconds. The device will start on mode 1 and intensity level 1.
  2. Press the ON/OFF button repeatedly to select the desired mode.
  3. To adjust the required intensity of the selected mode, use buttons +/- to the required level.
  4. If the mode is switched while the device is running, the 1st intensity level will be automatically set.
  5. If you release one of the handles while the device is running, after about 3 seconds it will be set to the 1st intensity Level, and then, after about 30 seconds, it will beep twice and the device will automatically shut off.
  6. To turn on the device, press and hold the ON/OFF button for 2 seconds.

## Storage

- Keep the device dry and clean.
- Keep away from high temperatures.
- Keep away from children.
- Make sure the massager is turned off and unplugged.
- Store the device in a cool, dry place.
- Direct sunlight is not recommended.

## Cleaning

- Use a soft cloth slightly moistened with water to clean the surface of the device.
- Do not immerse the device in water.
- Unplug the massager when cleaning.
- Do not use oil, solvents or harsh detergents to clean the massager.

More information about the product is available on the manufacturer's website at: [see page 2, f2]

Capacidad de la batería:	350mAh
Voltaje de entrada:	5V
Potencia de carga:	1.5W
Aterrizaje:	USB
Tiempo de carga completa:	1,5 horas
Frecuencia de pulso:	4-60Hz
Número de modos:	7
Número de niveles de intensidad:	15
Nivel impermeable:	IPX5
Peso neto/bruto:	148/390gr
Incluido:	dispositivo, cable USB, manual de usuario, tarjeta de garantía

Descripción de las partes del dispositivo [ver página 2, f1]

1. El botón "+" aumenta la intensidad
2. Botón "-" para disminuir la intensidad
3. Electrodo
4. Cable de conexión
5. Indicador de intensidad
6. Indicador de carga
7. Conector USB
8. Botón de encendido/apagado y modo
9. Electrodo

#### Precauciones

- Lea las siguientes precauciones y contraindicaciones antes de su uso.

#### Atención

- El dispositivo se usa sosteniéndolo en sus manos, no se recomienda usar el dispositivo de ninguna otra manera o para otros fines.
- Quítese las joyas y los objetos metálicos del cuerpo antes de usarlos;
- Deje de usar inmediatamente si experimenta molestias, dolor o cualquier anomalía;
- Está estrictamente prohibido mojar el dispositivo o sumergirlo en agua;
- No lo use en habitaciones con mucha humedad (como baños, saunas, piscinas, etc.);
- No utilice el dispositivo cerca de materiales inflamables y fuentes de calor;
- No deje el dispositivo enchufado cuando no esté en uso. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación inmediatamente después de su uso;
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- El dispositivo no está destinado a personas con discapacidades mentales, físicas o sensoriales;
- En caso de mal funcionamiento, no desmonte, repare ni modifique el dispositivo usted mismo; de lo contrario, se anulará la garantía del proveedor al comprador;
- El dispositivo no está destinado a fines médicos y está destinado a fines preventivos.

#### Contraindicaciones

- cardiopatía;
- la presencia de un marcapasos;
- fiebre alta;
- enfermedad grave;
- presión arterial alta o baja;
- embarazo, lactancia;
- está prohibido su uso cerca de zonas dolorosas de la piel, heridas, abrasiones y cortes;
- infección en la piel;
- enfermedades oncológicas;
- venas varicosas;
- tuberculosis;
- cuerpo mojado.

### Aterrizaje

1. Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes de usarlo por primera vez. Por lo general, se tarda 1,5 horas en cargar completamente el dispositivo (cuando está completamente descargado).
  2. Para comenzar a cargar, conecte el dispositivo a una fuente de alimentación mediante el cable USB.
  3. Durante la carga, parpadeará un símbolo del indicador de carga. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, los tres símbolos indicadores de carga se encenderán.
  4. Un dispositivo completamente cargado se puede utilizar de forma continua durante ~5 horas.
- \*El dispositivo no se puede utilizar mientras se carga.

### Control del dispositivo

Los indicadores luminosos en la pantalla muestran el modo seleccionado y el nivel de intensidad.

- Modo EMS de 1 a 7
  - Nivel de intensidad EMS de 1 a 15
1. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos. El dispositivo se iniciará en modo 1 y nivel de intensidad 1.
  2. Presione el botón de encendido/apagado repetidamente para seleccionar el modo deseado.
  3. Para configurar la intensidad requerida del modo seleccionado, use el botón +/- para configurar el nivel deseado.
  4. Si se cambia el modo mientras el dispositivo está funcionando, el primer nivel de intensidad se establecerá automáticamente.
  5. Si suelta una de las manijas mientras el dispositivo está funcionando, se establecerá en el nivel de intensidad 1 después de aproximadamente 3 segundos, luego, después de aproximadamente 30 segundos, emitirá un pitido dos veces y el dispositivo se apagará automáticamente.
  6. Para encender el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos.

### Almacenamiento

- Mantenga el dispositivo seco y limpio.
- Mantener alejado de altas temperaturas.
- Aléjate de los niños.
- Asegúrese de que el masajeador esté apagado y desenchufado.
- Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco.
- No se recomienda la luz solar directa.

### Limpieza

- Utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua para limpiar la superficie del dispositivo.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Desenchufe el masajeador cuando lo limpie.
- No use aceite, solventes o detergentes agresivos para la limpieza.

Más información sobre el producto está disponible en el sitio web del fabricante en: [ver página 2, f2]



Capacidade de carga:	350mAh
Tensão de entrada:	5V
Potência de carregamento:	1,5 W
Pousar:	USB
Tempo para carga completa:	1,5 horas
Frequência de pulso:	4-60 Hz
Número de modos:	7
Número de níveis de intensidade:	15
Nível à prova d'água:	IPX5
Peso líquido/bruto:	148/390gr
Incluído:	dispositivo, cabo USB, manual do usuário, cartão de garantia

Descrição das peças do dispositivo [consulte a página 2, f1]

1. O botão "+" aumenta a intensidade
2. Botão "-" para diminuir a intensidade
3. Eletrodo
4. Cabo de conexão
5. Indicador de intensidade
6. Indicador de carregamento
7. Conector USB
8. Botão liga/desliga e modo
9. Eletrodo

#### Precauções

- Leia as seguintes precauções e contra-indicações antes de usar.

#### Atenção

- O dispositivo é usado segurando-o em suas mãos, não é recomendado usar o dispositivo de qualquer outra forma ou para outros fins.
- Remova joias e objetos de metal do corpo antes de usar;
- Pare de usar imediatamente se sentir desconforto, dor ou qualquer anormalidade;
- É terminantemente proibido molhar o aparelho ou submergi-lo em água;
- Não utilizar em ambientes com alta umidade (como banheiros, saunas, piscinas, etc.);
- Não use o aparelho próximo a materiais inflamáveis e fontes de calor;
- Não deixe o aparelho conectado quando não estiver em uso. Desligue o aparelho da fonte de alimentação imediatamente após o uso;
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- O dispositivo não se destina ao uso por pessoas com deficiência mental, física ou sensorial;
- Em caso de mau funcionamento, não desmonte, conserte ou modifique você mesmo o dispositivo - caso contrário, a garantia do fornecedor ao comprador será anulada;
- O dispositivo não se destina a fins médicos e destina-se a fins preventivos.

#### Contra-indicações

- doença cardíaca;
- presença de marca-passo;
- febre alta;
- Doença aguda;
- pressão arterial alta ou baixa;
- gravidez, lactação;
- é proibido usar nas proximidades de áreas dolorosas da pele, feridas, escoriações e cortes;
- Infecção de pele;
- doenças oncológicas;
- veias varicosas;
- tuberculose;
- corpo molhado.

## Pousar

1. Verifique se o dispositivo está totalmente carregado antes de usá-lo pela primeira vez. Geralmente, leva 1,5 horas para carregar totalmente o dispositivo (quando totalmente descarregado).
  2. Para iniciar o carregamento, conecte o dispositivo a uma fonte de alimentação usando o cabo USB.
  3. Durante o carregamento, um símbolo do indicador de carregamento piscará. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, os três símbolos indicadores de carga acenderão.
  4. Um dispositivo totalmente carregado pode ser usado continuamente por aproximadamente 5 horas.
- \*O dispositivo não pode ser usado durante o carregamento.

## Controle de dispositivo

Os indicadores de luz no visor mostram o modo selecionado e o nível de intensidade.

- Modo EMS de 1 a 7
  - Nível de intensidade EMS de 1 a 15
1. Pressione e segure o botão **liga/desliga**, por 2 segundos. O dispositivo iniciará no modo 1 e nível de intensidade 1.
  2. Pressione o botão **liga/desliga** repetidamente para selecionar o modo desejado.
  3. Para definir a intensidade necessária do modo selecionado, use o botão +/- para definir o nível desejado.
  4. Se o modo for alterado enquanto o dispositivo estiver funcionando, o primeiro nível de intensidade será definido automaticamente.
  5. Se você soltar uma das alças enquanto o dispositivo estiver funcionando, ele será definido para o nível de intensidade 1 após cerca de 3 segundos e, após cerca de 30 segundos, emitirá dois bipes e o dispositivo será desligado automaticamente.
  6. Para ligar o dispositivo, pressione e segure o botão **liga/desliga** por 2 segundos.

## Armazenar

- Mantenha o aparelho seco e limpo.
- Mantenha longe de altas temperaturas.
- Mantenha longe das crianças.
- Certifique-se de que o massageador esteja desligado e desconectado.
- Guarde o aparelho em local fresco e seco.
- A luz direta do sol não é recomendada.

## Limpeza

- Use um pano macio levemente umedecido com água para limpar a superfície do dispositivo.
- Não mergulhe o aparelho em água.
- Desligue o massageador durante a limpeza.
- Não use óleo, solventes ou detergentes agressivos para limpeza.

Mais informações sobre o produto estão disponíveis no site do fabricante em: [ver página 2, f2]

Batteriekapazität:	350 mAh
Eingangsspannung:	5V
Ladeleistung:	1,5 W
Landung:	USB
Zeit bis zum vollständigen Aufladen:	1,5 Stunden
Pulsfrequenz:	4-60Hz
Anzahl der Modi:	7
Anzahl Intensitätsstufen:	15
Wasserdichtigkeitsgrad:	IPX5
Netto-/Bruttogewicht:	148/390gr
Inbegriffen:	Gerät, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Beschreibung der Geräteteile [siehe Seite 2, f1]

1. Die „+“-Taste erhöht die Intensität
2. „-“-Taste zum Verringern der Intensität
3. Elektrode
4. Verbindungskabel
5. Intensitätsanzeige
6. Ladeanzeige
7. USB-Anschluss
8. Ein-/Aus-Taste und Modus
9. Elektrode

Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte lesen Sie vor der Verwendung die folgenden Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen.

Aufmerksamkeit

- Das Gerät wird verwendet, indem Sie es in Ihren Händen halten. Es wird nicht empfohlen, das Gerät auf andere Weise oder für andere Zwecke zu verwenden.
- Entfernen Sie Schmuck und Metallgegenstände vor dem Gebrauch von Ihrem Körper.
- Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie Unwohlsein, Schmerzen oder eine Anomalie verspüren;
- Es ist strengstens verboten, das Gerät nass zu machen oder in Wasser zu tauchen.
- Nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden (z. B. Badezimmer, Saunen, Schwimmbäder usw.);
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien und Wärmequellen;
- Lassen Sie das Gerät nicht eingesteckt, wenn es nicht verwendet wird. Trennen Sie das Gerät sofort nach Gebrauch vom Stromnetz;
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit geistigen, körperlichen oder Sinnesbehinderungen bestimmt;
- Im Falle einer Fehlfunktion dürfen Sie das Gerät nicht selbst zerlegen, reparieren oder modifizieren. Andernfalls erlischt die Herstellergarantie gegenüber dem Käufer.
- Das Gerät ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt und dient der Vorbeugung.

Kontraindikationen

- Herzkrankheit;
- das Vorhandensein eines Herzschrittmachers;
- hohes Fieber;
- akute Krankheit;
- hoher oder niedriger Blutdruck;
- Schwangerschaft, Stillzeit;
- Die Verwendung in der Nähe von schmerzenden Hautstellen, Wunden, Schürfwunden und Schnitten ist verboten.
- Hautinfektion;
- onkologische Erkrankungen;
- Krampfadern;
- Tuberkulose;
- nasser Körper.

## Landung

1. Bitte **stellen** Sie sicher, dass das Gerät **vollständig aufgeladen** ist, bevor Sie es zum **ersten Mal** verwenden. Das **vollständige Aufladen** des Geräts dauert **normalerweise 1,5 Stunden** (bei **vollständiger Entladung**).
  2. Um den Ladevorgang zu starten, **schließen** Sie das Gerät über das **USB-Kabel** an eine **Stromquelle** an.
  3. Während des Ladevorgangs **blinkt** ein **Symbol** der Ladeanzeige. Wenn das Gerät **vollständig aufgeladen** ist, **leuchten** die drei Ladeanzeigesymbole auf.
  4. Ein **vollständig aufgeladenes** Gerät kann etwa **5 Stunden lang** ununterbrochen verwendet werden.
- \*Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

## Gerätesteuerung

Leuchtanzeigen auf dem Display zeigen den **ausgewählten Modus** und die **Intensitätsstufe** an.

- EMS-Modus von 1 bis 7
  - EMS-Intensitätsstufe von 1 bis 15
1. Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt. für **2 Sekunden**. Das Gerät startet im **Modus 1** und **Intensitätsstufe 1**.
  2. Drücken Sie **wiederholt** die **Ein-/Aus-Taste**, um den gewünschten Modus auszuwählen.
  3. Um die gewünschte **Intensität** des **ausgewählten Modus** einzustellen, **stellen** Sie mit der **+/- Taste** die gewünschte Stufe ein.
  4. Wird der Modus bei **laufendem** Gerät **umgeschaltet**, wird die erste **Intensitätsstufe** automatisch **eingestellt**.
  5. Wenn Sie bei **laufendem** Gerät einen der **Griffe loslassen**, wird es nach **ca. 3 Sekunden** auf **Intensitätsstufe 1** **eingestellt**, nach **ca. 30 Sekunden** ertönt ein **zweimaliger Piepton** und das Gerät **schaltet sich** automatisch ab.
  6. Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** **2 Sekunden lang** gedrückt.

## Lagerung

- Halten Sie das Gerät **trocken** und **sauber**.
- Von **hohen Temperaturen** fernhalten.
- Von **Kindern** fernhalten.
- Stellen Sie sicher, dass das **Massagegerät** **ausgeschaltet** und vom **Stromnetz** **getrennt** ist.
- Bewahren Sie das Gerät an einem **kühlen** und **trockenen** Ort auf.
- **Direkte Sonneneinstrahlung** wird nicht empfohlen.

## Reinigung

- Reinigen Sie die **Oberfläche** des Geräts mit einem **weichen, leicht mit Wasser angefeuchteten** Tuch.
- Tauchen Sie das Gerät **nicht** in Wasser.
- Trennen Sie das **Massagegerät** beim Reinigen vom **Netz**.
- Verwenden Sie zum Reinigen **kein Öl, Lösungsmittel** oder **scharfe Reinigungsmittel**.

Weitere **Informationen** zum Produkt finden Sie auf der **Website** des **Herstellers** unter: [siehe Seite 2, f2]

Capacité de la batterie:	350mAh
Tension d'entrée:	5V
Puissance de charge :	1.5W
Atterrissage:	USB
Temps de charge complète :	1,5 heures
Fréquence d'impulsion :	4-60Hz
Nombre de modes :	7
Nombre de niveaux d'intensité :	15
Niveau d'étanchéité :	IPX5
Poids net/brut :	148/390gr
Inclus:	appareil, câble USB, manuel d'utilisation, carte de garantie

Description des pièces de l'appareil [voir page 2, f1]

1. Le bouton "+" augmente l'intensité
2. Bouton "-" pour diminuer l'intensité
3. Électrode
4. Câble de connexion
5. Indicateur d'intensité
6. Indicateur de charge
7. Connecteur USB
8. Bouton marche/arrêt et modes
9. Électrode

#### Précautions

- Veuillez lire les précautions et contre-indications suivantes avant utilisation.

#### Attention

- L'appareil est utilisé en le tenant dans vos mains, il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil d'une autre manière ou à d'autres fins.
- Enlevez les bijoux et les objets métalliques de votre corps avant utilisation ;
- Arrêtez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une gêne, une douleur ou toute anomalie ;
- Il est strictement interdit de mouiller l'appareil ou de l'immerger dans l'eau ;
- Ne pas utiliser dans des pièces très humides (telles que salles de bains, saunas, piscines, etc.) ;
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables et de sources de chaleur ;
- Ne laissez pas l'appareil branché lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique immédiatement après utilisation ;
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes souffrant d'un handicap mental, physique ou sensoriel ;
- En cas de dysfonctionnement, ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas l'appareil vous-même - le non-respect de cette consigne annulera la garantie du fournisseur envers l'acheteur ;
- L'appareil n'est pas destiné à des fins médicales et est destiné à des fins préventives.

#### Contre-indications

- cardiopathie;
- la présence d'un stimulateur cardiaque ;
- forte fièvre;
- maladie aiguë;
- tension artérielle élevée ou basse ;
- grossesse, allaitement ;
- il est interdit de l'utiliser à proximité de zones cutanées douloureuses, plaies, écorchures et coupures ;
- infection de la peau;
- maladies oncologiques ;
- varices ;
- tuberculose;
- corps mouillé.

### Atterrissage

1. Veuillez vous assurer que l'appareil est complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois. Il faut généralement 1,5 heure pour charger complètement l'appareil (lorsqu'il est complètement déchargé).
  2. Pour commencer à charger, connectez l'appareil à une source d'alimentation à l'aide du câble USB.
  3. Pendant la charge, un symbole de l'indicateur de charge clignote. Lorsque l'appareil est complètement chargé, les trois symboles indicateurs de charge s'allument.
  4. Un appareil entièrement chargé peut être utilisé en continu pendant environ 5 heures.
- \*L'appareil n'est pas utilisable pendant la charge.

### Contrôle de l'appareil

Des indicateurs lumineux sur l'écran indiquent le mode sélectionné et le niveau d'intensité.

- Mode EMS de 1 à 7
  - Niveau d'intensité EMS de 1 à 15
1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt. pendant 2 secondes. L'appareil démarrera en mode 1 et niveau d'intensité 1.
  2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton marche/arrêt pour sélectionner le mode souhaité.
  3. Pour régler l'intensité requise du mode sélectionné, utilisez le bouton +/- pour régler le niveau souhaité.
  4. Si le mode est commuté pendant que l'appareil fonctionne, le premier niveau d'intensité sera réglé automatiquement.
  5. Si vous relâchez l'une des poignées pendant que l'appareil est en marche, il sera réglé sur le niveau d'intensité 1 après environ 3 secondes, puis après environ 30 secondes, il émettra deux bips et l'appareil s'éteindra automatiquement.
  6. Pour allumer l'appareil, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes.

### Stockage

- Gardez l'appareil sec et propre.
- Tenir à l'écart des températures élevées.
- Garder loin des enfants.
- Assurez-vous que le masseur est éteint et débranché.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- La lumière directe du soleil n'est pas recommandée.

### Nettoyage

- Utilisez un chiffon doux légèrement imbibé d'eau pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Débranchez l'appareil de massage lors du nettoyage.
- N'utilisez pas d'huile, de solvants ou de détergents agressifs pour le nettoyage.

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur le site Web du fabricant à l'adresse : [voir page 2, f2]

Capacità della batteria:	350 mAh
Tensione di ingresso:	5V
Potenza di ricarica:	1,5 W
Approdo:	USB
Tempo per la ricarica completa:	1,5 ore
Frequenza degli impulsi:	4-60Hz
Numero di modalità:	7
Numero di livelli di intensità:	15
Livello impermeabile:	IPX5
Peso netto/lordo:	148/390gr
Incluso:	dispositivo, cavo USB, manuale utente, scheda di garanzia

Descrizione delle parti del dispositivo [vedi pagina 2, f1]

1. Il pulsante "+" aumenta l'intensità
2. Pulsante "-" per diminuire l'intensità
3. Elettrodo
4. Cavo di collegamento
5. Indicatore di intensità
6. Indicatore di carica
7. Connettore USB
8. Pulsante di accensione/spegnimento e modalità
9. Elettrodo

#### Precauzioni

- Si prega di leggere le seguenti precauzioni e controindicazioni prima dell'uso.

#### Attenzione

- Il dispositivo viene utilizzato tenendolo tra le mani, si sconsiglia di utilizzare il dispositivo in altro modo o per altri scopi.
- Rimuovere gioielli e oggetti metallici dal corpo prima dell'uso;
- Interrompere immediatamente l'uso in caso di disagio, dolore o qualsiasi anomalia;
- È severamente vietato bagnare il dispositivo o immergerlo in acqua;
- Non utilizzare in ambienti con elevata umidità (come bagni, saune, piscine, ecc.);
- Non utilizzare il dispositivo vicino a materiali infiammabili e fonti di calore;
- Non lasciare il dispositivo collegato quando non è in uso. Scollegare il dispositivo dall'alimentazione immediatamente dopo l'uso;
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone con disabilità mentali, fisiche o sensoriali;
- In caso di malfunzionamento, non smontare, riparare o modificare il dispositivo da soli - in caso contrario, la garanzia del fornitore nei confronti dell'acquirente verrà annullata;
- Il dispositivo non è destinato a scopi medici ed è destinato a scopi preventivi.

#### Controindicazioni

- cardiopatia;
- la presenza di un pacemaker;
- febbre alta;
- Malattia acuta;
- pressione sanguigna alta o bassa;
- gravidanza, allattamento;
- è vietato l'uso in prossimità di zone cutanee dolorose, ferite, abrasioni e tagli;
- infezione della pelle;
- malattie oncologiche;
- vene varicose;
- tubercolosi;
- corpo bagnato.

## Approdo

1. Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico prima di utilizzarlo per la prima volta. Di solito sono necessarie 1,5 ore per caricare completamente il dispositivo (quando è completamente scarico).
  2. Per avviare la ricarica, collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione tramite il cavo USB.
  3. Durante la ricarica, un simbolo dell'indicatore di carica lampeggerà. Quando il dispositivo è completamente carico, i tre simboli dell'indicatore di carica si accendono.
  4. Un dispositivo completamente carico può essere utilizzato continuamente per circa 5 ore.
- \*Il dispositivo non è utilizzabile durante la ricarica.

## Controllo del dispositivo

Gli indicatori luminosi sul display mostrano la modalità selezionata e il livello di intensità.

- Modalità EMS da 1 a 7
  - Livello di intensità EMS da 1 a 15
1. Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 2 secondi. Il dispositivo si avvierà in modalità 1 e livello di intensità 1.
  2. Premere ripetutamente il pulsante on/off per selezionare la modalità desiderata.
  3. Per impostare l'intensità richiesta della modalità selezionata, utilizzare il pulsante +/- per impostare il livello desiderato.
  4. Se la modalità viene cambiata mentre il dispositivo è in funzione, il primo livello di intensità verrà impostato automaticamente.
  5. Se si rilascia una delle maniglie mentre il dispositivo è in funzione, verrà impostato sul livello di intensità 1 dopo circa 3 secondi, quindi dopo circa 30 secondi emetterà due segnali acustici e il dispositivo si spegnerà automaticamente.
  6. Per accendere il dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 2 secondi.

## Magazzinaggio

- Mantenere il dispositivo asciutto e pulito.
- Tenere lontano dalle alte temperature.
- Tenere lontano dai bambini.
- Assicurarsi che il massaggiatore sia spento e scollegato.
- Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.
- La luce solare diretta non è consigliata.

## Pulizia

- Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con acqua per pulire la superficie del dispositivo.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Scollegare il massaggiatore durante la pulizia.
- Non utilizzare olio, solventi o detersivi aggressivi per la pulizia.

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito Web del produttore all'indirizzo: [vedere pagina 2, f2]



Kapaciteta baterije:	350 mAh
Vhodna napetost:	5V
Moč polnjenja:	1,5 W
Pristanek:	USB
Čas do popolne napolnjenosti:	1,5 ure
Frekvenca impulza:	4-60Hz
Število načinov:	7
Število stopenj intenzivnosti:	15
Stopnja vodotesnosti:	IPX5
Neto/bruto teža:	148/390 gr
Vključeno:	naprava, USB kabel, navodila za uporabo, garancijski list

Opis delov naprave [glejte stran 2, f1]

1. Gumb "+" poveča intenzivnost
2. Gumb "-" za zmanjšanje intenzivnosti
3. Elektroda
4. Priključni kabel
5. Indikator intenzivnosti
6. Indikator polnjenja
7. USB priključek
8. Gumb za vklop/izklop in način
9. Elektroda

Previdnostni ukrepi

- Pred uporabo preberite naslednje varnostne ukrepe in kontraindikacije.

Pozor

- Napravo uporabljamo tako, da jo držimo v rokah, uporaba naprave na kakršen koli drug način ali v druge namene ni priporočljiva.
- Pred uporabo odstranite nakit in kovinske predmete s telesa;
- Takoj prenehajte z uporabo, če občutite nelagodje, bolečino ali kakršno koli nepravilnost;
- Napravo je strogo prepovedano močiti ali potopiti v vodo;
- Ne uporabljajte v prostorih z visoko vlažnostjo (kot so kopalnice, savne, bazeni itd.);
- Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov in virov toplote;
- Naprave ne puščajte priklopljene, ko je ne uporabljate. Napravo takoj po uporabi izključite iz električnega omrežja;
- Napravo hranite izven dosega otrok.
- Naprava ni namenjena osebam z duševnimi, telesnimi ali senzornimi motnjami;
- V primeru okvare naprave ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte sami – če tega ne storite, bo razveljavljena garancija dobavitelja do kupca;
- Naprava ni namenjena za medicinske namene in je namenjena preventivi.

Kontraindikacije

- srčna bolezen;
- prisotnost srčnega spodbujevalnika;
- visoka vročina;
- akutna bolezen;
- visok ali nizek krvni tlak;
- nosečnost, dojenje;
- prepovedano je uporabljati v bližini bolečih predelov kože, ran, odrgnin in ureznin;
- okužba kože;
- onkološke bolezni;
- krčne žile;
- tuberkuloza;
- mokro telo.

## Pristanek

1. Pred prvo uporabo se prepričajte, da je naprava popolnoma napolnjena. Običajno traja 1,5 ure, da se naprava popolnoma napolni (ko je popolnoma izpraznjena).
  2. Za začetek polnjenja priključite napravo na vir napajanja s kablom USB.
  3. Med polnjenjem utripa en simbol indikatorja polnjenja. Ko je naprava popolnoma napolnjena, zasvetijo trije simboli indikatorja polnjenja.
  4. Povsem napolnjeno napravo lahko neprekinjeno uporabljate ~5 ur.
- \*Naprava med polnjenjem ni uporabna.

## Nadzor naprave

Svetlobni indikatorji na zaslonu prikazujejo izbran način in stopnjo intenzivnosti.

- Način EMS od 1 do 7
  - Stopnja intenzivnosti EMS od 1 do 15
1. Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop. za 2 sekundi. Naprava se bo zagnala v načinu 1 in stopnji intenzivnosti 1.
  2. Večkrat pritisnite gumb za vklop/izklop, da izberete želeni način.
  3. Za nastavitev zelene intenzivnosti izbranega načina uporabite gumb +/-, da nastavite zeleno raven.
  4. Če med delovanjem naprave preklopite način, se samodejno nastavi prva stopnja intenzivnosti.
  5. Če med delovanjem naprave spustite enega od ročajev, bo po približno 3 sekundah nastavljena na stopnjo intenzivnosti 1, nato pa bo po približno 30 sekundah dvakrat zapiskala in naprava se bo samodejno izklopila.
  6. Za vklop naprave pritisnite in držite gumb za vklop/izklop 2 sekundi.

## Shranjevanje

- Napravo ohranjajte suho in čisto.
- Hraniti ločeno od visokih temperatur.
- Hraniti izven dosega otrok.
- Prepričajte se, da je masažna naprava izklopljena in izklopiljena.
- Napravo hranite na hladnem in suhem mestu.
- Neposredna sončna svetloba ni priporočljiva.

## Čiščenje

- Za čiščenje površine naprave uporabite mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo.
- Naprave ne potaplajte v vodo.
- Med čiščenjem izključite masažno napravo.
- Za čiščenje ne uporabljajte olja, topil ali močnih detergentov.

Več informacij o izdelku je na voljo na spletni strani proizvajalca:  
[glej stran 2, f2]

Kapacita baterie:	350 mAh
Vstupní napětí:	5V
Nabíjecí výkon:	1,5 W
Přístání:	USB
Čas do plného nabití:	1,5 hodiny
Pulzní frekvence:	4-60Hz
Počet režimů:	7
Počet úrovní intenzity:	15
Vodotěsná úroveň:	IPX5
Čistá/hrubá hmotnost:	148/390 g
Zahrnuta:	zařízení, USB kabel, uživatelská příručka, záruční list

Popis částí zařízení [viz strana 2, f1]

1. Tlačítko „+“ zvyšuje intenzitu
2. Tlačítko „-“ pro snížení intenzity
3. Elektroda
4. Propojovací kabel
5. Indikátor intenzity
6. Indikátor nabíjení
7. USB konektor
8. Tlačítko zapnutí/vypnutí a režim
9. Elektroda

Opatření

- Před použitím si přečtěte následující upozornění a kontraindikace.

Pozornost

- Zařízení se používá držením v ruce, nedoporučuje se používat zařízení jiným způsobem nebo k jiným účelům.
- Před použitím si z těla odstraňte šperky a kovové předměty;
- Okamžitě přestaňte používat, pokud zaznamenáte nepohodlí, bolest nebo jakoukoli abnormalitu;
- Je přísně zakázáno zvlhčovat zařízení nebo jej ponořovat do vody;
- Nepoužívejte v místnostech s vysokou vlhkostí (jako jsou koupelny, sauny, bazény atd.);
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů a zdrojů tepla;
- Nenechávejte zařízení zapojeno, když se nepoužívá. Ihned po použití odpojte zařízení od napájení;
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Zařízení není určeno pro použití osobami s mentálním, fyzickým nebo smyslovým postižením;
- V případě poruchy zařízení sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte - v opačném případě zaniká záruka dodavatele vůči kupujícímu;
- Zařízení není určeno pro lékařské účely a je určeno pro preventivní účely.

Kontraindikace

- srdeční choroba;
- přítomnost kardiostimulátoru;
- vysoká horečka;
- akutní onemocnění;
- vysoký nebo nízký krevní tlak;
- těhotenství, kojení;
- je zakázáno používat v blízkosti bolestivých kožních oblastí, ran, odřenin a řezných ran;
- kožní infekce;
- onkologická onemocnění;
- křečové žíly;
- tuberkulóza;
- mokré tělo.

## Přistání

1. Před prvním použitím se prosím ujistěte, že je zařízení **plně nabité**. Úplné nabití zařízení (při úplném vybití) obvykle trvá 1,5 hodiny.
  2. Chcete-li zahájit nabíjení, připojte zařízení ke zdroji napájení pomocí kabelu USB.
  3. Během nabíjení bude jeden symbol indikátoru nabíjení **blikat**. Když je zařízení **plně nabité**, rozsvítí se tři symboly indikátoru nabíjení.
  4. **Plně nabité** zařízení lze používat nepřetržitě po dobu ~5 hodin.
- \*Zařízení nelze používat během nabíjení.

## Ovládání zařízení

Světelné indikátory na displeji ukazují zvolený režim a úroveň intenzity.

- Režim EMS od 1 do 7
  - Úroveň intenzity EMS od 1 do 15
1. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí. po dobu 2 sekund. Zařízení se spustí v režimu 1 a stupni intenzity 1.
  2. Opakovaným stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí vyberte požadovaný režim.
  3. Pro nastavení požadované intenzity zvoleného režimu použijte tlačítko +/- pro nastavení požadované úrovně.
  4. Pokud se režim přepne za chodu zařízení, automaticky se nastaví první úroveň intenzity.
  5. Pokud za chodu zařízení uvolníte jednu z rukojetí, po cca 3 sekundách se nastaví na úroveň intenzity 1, poté po cca 30 sekundách dvakrát pípne a zařízení se automaticky vypne.
  6. Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 2 sekund.

## Úložný prostor

- Udržujte zařízení suché a čisté.
- Chraňte před vysokými teplotami.
- Drž se dál od dětí.
- Ujistěte se, že je masér vypnutý a odpojený od sítě.
- Skladujte zařízení na chladném a suchém místě.
- Přímé sluneční světlo se nedoporučuje.

## Čištění

- K čištění povrchu zařízení použijte měkký hadřík mírně navlhčený ve vodě.
- Neponořujte zařízení do vody.
- Při čištění odpojte masér ze zásuvky.
- K čištění nepoužívejte oleje, rozpouštědla nebo drsné čisticí prostředky.

Více informací o produktu je k dispozici na stránkách výrobce na adrese:  
[viz strana 2, f2]

Baterijos talpa:	350 mAh
Įėjimo įtampa:	5V
Įkrovimo galia:	1,5W
Nusileidimas:	USB
Laikas iki visiško įkrovimo:	1,5 valandos
Pulso dažnis:	4-60Hz
Režimų skaičius:	7
Intensyvumo lygių skaičius:	15
Atsparumo vandeniui lygis:	IPX5
Grynasis/bruto svoris:	148/390gr
Įskaitant:	prietaisas, USB laidas, vartotojo vadovas, garantinis talonas

Įrenginio dalių aprašymas [žr. 2 psl., f1]

1. Mygtukas „+“ padidina intensyvumą
2. „-“ mygtukas, kad sumažintumėte intensyvumą
3. Elektrodas
4. Jungiamasis laidas
5. Intensyvumo indikatorius
6. Įkrovimo indikatorius
7. USB jungtis
8. Įjungimo/išjungimo mygtukas ir režimas
9. Elektrodas

Atsargumo priemonės

- Prieš naudodami perskaitykite toliau pateiktas atsargumo priemones ir kontraindikacijas.

Dėmesio

- Prietaisas naudojamas laikant jį rankose, jokių kitu būdu ar kitais tikslais prietaiso naudoti nerekomenduojama.
- Prieš naudodami nuimkite nuo kūno papuošalus ir metalinius daiktus;
- Nedelsdami nustokite vartoti, jei pajusite diskomfortą, skausmą ar bet kokį nenormalumą;
- Griežtai draudžiama prietaisą drėkinti ar panardinti į vandenį;
- Nenaudoti patalpose, kuriose yra daug drėgmės (pvz., vonios kambariuose, saunose, baseinuose ir pan.);
- Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų ir šilumos šaltinių;
- Nepalikite įjungto prietaiso, kai jo nenaudojate. Iš karto po naudojimo atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio;
- Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti žmonėms, turintiems protinę, fizinę ar jutimo negalią;
- Įvykus gedimui, patys neardykite, netaisykite ir nekeiskite įrenginio – to nepadarius tiekėjo garantija pirkėjui netenka galios;
- Prietaisas nėra skirtas medicininiais tikslais ir yra skirtas profilaktikai.

Kontraindikacijos

- širdies liga;
- širdies stimulatoriaus buvimas;
- didelis karščiavimas;
- ūmus susirgimas;
- aukštas arba žemas kraujospūdis;
- nėštumas, laktacija;
- draudžiama naudoti šalia skausmingų odos vietų, žaizdų, įbrėžimų ir įpjovimų;
- odos infekcija;
- onkologinės ligos;
- venų išsiplėtimas;
- tuberkuliozė;
- šlapias kūnas.

## Nusileidimas

1. Prieš naudodami pirmą kartą įsitikinkite, kad įrenginys visiškai įkrautas. Paprastai pilnai įkrauti įrenginį (kai visiškai išsikrovęs) reikia 1,5 valandos.
  2. Norėdami pradėti įkrauti, prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio naudodami USB kabelį.
  3. Įkraunant mirksi vienas įkrovimo indikatorius simbolis. Kai prietaisas bus visiškai įkrautas, užsidegs trys įkrovimo indikatorius simboliai.
  4. Pilnai įkrautu įrenginiu galima nepertraukiamai naudotis ~5 val.
- \*Įrenginys nenaudojamas kraunant.

## Įrenginio valdymas

Šviesos indikatoriai ekrane rodo pasirinktą režimą ir intensyvumo lygį.

- EMS režimas nuo 1 iki 7
  - EMS intensyvumo lygis nuo 1 iki 15
1. Paspauskite ir palaikykite įjungimo/išjungimo mygtuką, 2 sekundes. Įrenginys įsijungs 1 režimu ir 1 intensyvumo lygiu.
  2. Kelis kartus paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad pasirinktumėte norimą režimą.
  3. Norėdami nustatyti reikiamą pasirinkto režimo intensyvumą, mygtuku +/- nustatykite norimą lygį.
  4. Jei režimas perjungiamas įrenginiui veikiant, pirmasis intensyvumo lygis bus nustatytas automatiškai.
  5. Jei prietaisui veikiant atleisite vieną iš rankenų, maždaug po 3 sekundžių ji bus nustatyta į 1 intensyvumo lygį, po maždaug 30 sekundžių du kartus pypsi ir įrenginys automatiškai išsijungs.
  6. Norėdami įjungti įrenginį, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite įjungimo/išjungimo mygtuką.

## Sandėliavimas

- Laikykite prietaisą sausą ir švarų.
- Saugokite nuo aukštos temperatūros.
- Saugoti nuo vaikų.
- Įsitikinkite, kad masažuoklis išjungtas ir atjungtas.
- Prietaisą laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.
- Nerekomenduojama naudoti tiesioginių saulės spindulių.

## Valymas

- Prietaiso paviršiui valyti naudokite minkštą šluostę, šiek tiek sudrėkintą vandenyje.
- Nenardinkite prietaiso į vandenį.
- Valydami masažuoklį ištraukite iš elektros tinklo.
- Valymui nenaudokite aliejaus, tirpiklių ar stiprių valiklių.

Daugiau informacijos apie gaminį rasite gamintojo svetainėje adresu: [žr. 2 psl., f2]

Емкость батареи:	350 мАч
Входное напряжение:	5В
Мощность зарядки:	1,5 Вт
Посадка:	USB
Время до полной зарядки:	1,5 часа
Частота импульсов:	4-60 Гц
Количество режимов:	7
Количество уровней интенсивности:	15
Уровень водонепроницаемости:	IPX5
Вес нетто/брутто:	148/390гр
Включено:	устройство, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон

Описание частей устройства [см. стр. 2, f1]

1. Кнопка «+» увеличивает интенсивность
2. Кнопка «-» для уменьшения интенсивности
3. Электрод
4. Соединительный кабель
5. Индикатор интенсивности
6. Индикатор зарядки
7. USB-разъем
8. Кнопка включения/выключения и режим
9. Электрод

Меры предосторожности

- Перед использованием ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности и противопоказаниями.

Внимание

- Устройство используется, держа его в руках, не рекомендуется использовать устройство каким-либо другим образом или для других целей.
- Снимите украшения и металлические предметы с тела перед использованием;
- Немедленно прекратите использование, если вы испытываете дискомфорт, боль или какие-либо отклонения от нормы;
- Категорически запрещается мочить устройство или погружать его в воду;
- Не использовать в помещениях с повышенной влажностью (например, ванные комнаты, сауны, бассейны и т.п.);
- Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов и источников тепла;
- Не оставляйте устройство подключенным к сети, когда оно не используется. Отключайте устройство от источника питания сразу после использования;
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Устройство не предназначено для использования людьми с психическими, физическими или сенсорными нарушениями;
- В случае неисправности не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство самостоятельно – в противном случае гарантия поставщика перед покупателем аннулируется;
- Устройство не предназначено для медицинских целей и предназначено для профилактических целей.

Противопоказания

- сердечное заболевание;
- наличие кардиостимулятора;
- высокая температура;
- острое заболевание;
- высокое или низкое кровяное давление;
- беременность, лактация;
- запрещено использовать вблизи болезненных участков кожи, ран, ссадин и порезов;
- кожная инфекция;
- онкологические заболевания;
- варикозное расширение вен;
- туберкулез;
- мокрое тело.

## Посадка

1. Перед первым использованием убедитесь, что устройство полностью заряжено. Обычно для полной зарядки устройства (при полной разрядке) требуется 1,5 часа.
  2. Чтобы начать зарядку, подключите устройство к источнику питания с помощью USB-кабеля.
  3. Во время зарядки будет мигать один символ индикатора зарядки. Когда устройство будет полностью заряжено, загорятся три символа индикатора зарядки.
  4. Полностью заряженное устройство можно использовать непрерывно в течение примерно 5 часов.
- \*Устройство нельзя использовать во время зарядки.

## Управление устройством

Световые индикаторы на дисплее показывают выбранный режим и уровень интенсивности.

- Режим EMS от 1 до 7
  - Уровень интенсивности ЭМС от 1 до 15
1. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 2 секунд. Устройство запустится в режиме 1 и уровне интенсивности 1.
  2. Несколько раз нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выбрать нужный режим.
  3. Чтобы установить требуемую интенсивность выбранного режима, используйте кнопку +/-, чтобы установить желаемый уровень.
  4. Если режим переключается во время работы устройства, автоматически устанавливается первый уровень интенсивности.
  5. Если отпустить одну из рукояток во время работы устройства, примерно через 3 секунды будет установлен уровень интенсивности 1, затем примерно через 30 секунд раздастся двойной звуковой сигнал, и устройство автоматически выключится.
  6. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 2 секунд.

## Хранилище

- Держите устройство сухим и чистым.
- Беречь от высоких температур.
- Держись подальше от детей.
- Убедитесь, что массажер выключен и отсоединен от сети.
- Храните устройство в прохладном и сухом месте.
- Не рекомендуется попадание прямых солнечных лучей.

## Уборка

- Используйте мягкую ткань, слегка смоченную водой, для очистки поверхности устройства.
- Не погружайте устройство в воду.
- Отключайте массажер от сети при очистке.
- Не используйте для очистки масло, растворители или агрессивные моющие средства.

Более подробная информация о продукте доступна на веб-сайте производителя по адресу: [см. стр. 2, f2]





EN: Electrical and electronic devices, as well as batteries and accumulators, must not be mixed with other household waste. This is indicated by the crossed-out trash can symbol on the packaging. Used electrical and electronic devices, batteries, and accumulators must be taken to local selective waste collection points or to the retailer, and more information can be found in your municipality. Electrical and electronic equipment, batteries, and accumulators may contain hazardous substances, mixtures, and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them can lead to health hazards or environmental

pollution during further disposal or recycling.

PL: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazywać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

ES: Los dispositivos eléctricos y electrónicos, así como las baterías y acumuladores, no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Esto se indica con el símbolo del contenedor tachado en el embalaje. Los dispositivos eléctricos y electrónicos usados, las baterías y acumuladores deben llevarse a puntos locales de recolección selectiva de residuos o al vendedor, y se puede obtener más información en su municipio. Los equipos eléctricos y electrónicos, las baterías y acumuladores pueden contener sustancias peligrosas, mezclas y componentes nocivos para el medio ambiente y la salud humana. El manejo inadecuado o el daño a ellos puede llevar a riesgos para la salud o contaminación ambiental durante la eliminación o el reciclaje posteriores.

PT: Dispositivos eléctricos e eletrónicos, bem como baterias e acumuladores, não devem ser misturados com outros resíduos domésticos. Isso é indicado pelo símbolo do lixo riscado na embalagem. Dispositivos elétricos e eletrônicos usados, baterias e acumuladores devem ser levados a pontos locais de coleta seletiva de resíduos ou ao varejista, e mais informações podem ser obtidas em seu município. Equipamentos elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores podem conter substâncias perigosas, misturas e componentes prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. Manuseio inadequado ou dano a eles pode levar a riscos à saúde ou poluição ambiental durante o descarte ou reciclagem posteriores.

FR: Les appareils électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets ménagers. Ceci est indiqué par le symbole de la poubelle barrée sur l'emballage. Les appareils électriques et électroniques usagés, les piles et les accumulateurs doivent être déposés dans des points de collecte sélective locaux ou chez le revendeur, et vous pouvez obtenir plus d'informations dans votre municipalité. Les équipements électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs peuvent contenir des substances dangereuses, des mélanges et des composants nuisibles à l'environnement et à la santé humaine. Une manipulation incorrecte ou des dommages causés à ces équipements peuvent entraîner des risques pour la santé ou la pollution de l'environnement lors de leur élimination ou de leur recyclage ultérieur.

DE: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht mit anderem Hausmüll vermischt werden. Dies wird durch das durchgestrichene Abfallweimsymbol auf der Verpackung angezeigt. Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, Batterien und Akkumulatoren müssen an lokale Sammelstellen für getrennte Abfälle oder an den Händler zurückgegeben werden, und Einzelheiten können in Ihrer Gemeinde erfragt werden. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung kann bei weiterer Entsorgung oder dem Recycling der Geräte zu Gesundheitsschäden oder Umweltverschmutzung führen.

CZ: Elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie a akumulátory, nesmí být míchána s ostatním domácím odpadem. Toto je znázorněno symbolem přeškrtnutého koše umístěného na obalu. Použitá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory je třeba předat do místních sběrných míst pro selektivní sběr odpadu nebo prodejci, a podrobnosti se dozvíte ve vaší obci. Elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a složky škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávné zacházení s nimi nebo jejich poškození může při dalším zneškodňování nebo recyklaci zařízení vést k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

SL: Električnih in elektronskih naprav ter baterij in akumulatorjev ni dovoljeno mešati z drugimi gospodinjstskimi odpadki. To označuje simbol prečrtane smetnjake na embalaži. Rabljene električne in elektronske naprave ter baterije in akumulatorje je treba oddati v lokalne točke za selektivno zbiranje odpadkov ali prodajalcu, podrobnosti pa lahko izveste v svoji občini. Električne in elektronske naprave ter baterije in akumulatorji lahko vsebujejo nevarne snovi, zmesi in sestavne dele, ki so škodljivi za okolje in zdravje ljudi. Nepravilno ravnanje z njimi ali njihova poškodba lahko pri nadaljnji odstranitvi ali recikliranju opreme povzroči škodo na zdravju ali onesnaženje okolja.

IT: I dispositivi elettrici ed elettronici, così come le batterie e gli accumulatori, non devono essere mescolati con altri rifiuti domestici. Questo viene indicato dal simbolo del cestino barrato presente sulla confezione. I dispositivi elettrici ed elettronici usati, le batterie e gli accumulatori devono essere consegnati ai punti di raccolta selettiva locali o al venditore, e per ulteriori informazioni è possibile informarsi presso il proprio comune. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie e gli accumulatori possono contenere sostanze pericolose, miscele e componenti dannose per l'ambiente e la salute umana. Un uso improprio o il loro danneggiamento può portare a rischi per la salute o all'inquinamento ambientale durante il successivo smaltimento o riciclaggio.

LT: Elektrinių ir elektroninių įrenginių, taip pat baterijų ir akumuliatorių negalima maišyti su kitomis buitinėmis atliekomis. Apie tai informuoja užbrauktas šiukšliadėžės simbolis ant pakuotės. Naudotus elektrinius ir elektroninius įrenginius, baterijas ir akumuliatorius reikia perduoti vietiniams selektyvaus atliekų surinkimo taškams arba pardavėjui, o daugiau informacijos galite gauti savo savivaldybėje. Elektriniai ir elektroniniai įrenginiai, baterijos ir akumuliatoriai gali turėti pavojingų medžiagų, mišinių ir komponentų, kenksmingų aplinkai ir žmonių sveikatai. Netinkamas elgesys su jais arba jų pažeidimas gali sukelti sveikatos sutrikimus ar aplinkos taršą per tolesnį įrangos utilizavimą ar pėrdirbimą.

RU: Электрические и электронные устройства, а также батареи и аккумуляторы нельзя смешивать с другими бытовыми отходами. Об этом информирует символ перечеркнутого мусорного бака, размещенный на упаковке. Исползованные электрические и электронные устройства, батареи и аккумуляторы следует передать в местные пункты селективного сбора отходов или продавцу, а подробности можно узнать в вашей местной администрации. Электрические и электронные устройства, батареи и аккумуляторы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, вредные для окружающей среды и здоровья людей. Неправильное обращение с ними или их повреждение может привести к ущербу для здоровья или загрязнению окружающей среды при дальнейшем утилизации или переработке оборудования.

## Skrócona deklaracja zgodności

PL: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt PowerFit Fitness jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz dyrektywa delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym:

EN: The manufacturer hereby declares, at its sole responsibility, that the PowerFit Fitness product complies with the Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, as well as with the Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU with regard to the list of restricted substances. The full text of the declaration of conformity is available at the following website:

DE: Der Hersteller erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass das Produkt PowerFit Fitness den Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit sowie der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten entspricht, zusammen mit der delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2011/65/EU in Bezug auf die Liste der eingeschränkten Stoffe. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website verfügbar:

ES: El fabricante declara por la presente, bajo su exclusiva responsabilidad, que el producto PowerFit Fitness cumple con la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, así como con la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, junto con la Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la Comisión, de 31 de marzo de 2015, por la que se modifica el Anexo II de la Directiva 2011/65/UE en lo que respecta a la lista de sustancias restringidas. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en el siguiente sitio web:

PT: O fabricante declara, por este meio, sob sua exclusiva responsabilidade, que o produto PowerFit Fitness está em conformidade com a Diretiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros no que diz respeito à compatibilidade eletromagnética, assim como com a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, juntamente com a Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissão, de 31 de março de 2015, que altera o Anexo II da Diretiva 2011/65/UE em relação à lista de substâncias restritas. O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço da web:

FR: Le fabricant déclare par la présente, sous sa seule responsabilité, que le produit PowerFit Fitness est conforme à la Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique, ainsi qu'à la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 concernant la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi qu'à la Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II de la Directive 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances soumises à restriction. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante :

CZ: Výrobce tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek PowerFit Fitness je v souladu s směnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o sjednocení právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a směnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání určitých nebezpečných látek ve výrobku elektrickém a elektronickém, spolu s delegovanou směnicí Komise (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II ke směnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek. Celý text prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

SL: Proizvajalec s tem izključno lastno odgovornostjo izjavlja, da je izdelek PowerFit Fitness skladen z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2014/30/EU z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaj držav članic glede elektromagnetne skladnosti ter Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2011/65/EU z dne 8. junija 2011 o omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, skupaj z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2015/863 z dne 31. marca 2015 o spremembi Priloge II k Direktivi 2011/65/EU v zvezi z seznamom omejenih snovi. Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

IT: Il produttore dichiara qui con la propria esclusiva responsabilità che il prodotto PowerFit Fitness è conforme alla Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica e alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 concernente la restrizione dell'uso di talune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché alla Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione del 31 marzo 2015 che modifica l'Allegato II della Direttiva 2011/65/UE in merito all'elenco delle sostanze soggette a restrizione. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo web:

LT: Gamintojas šiuo metu savo išimtinę atsakomybę deklaruoja, kad produktas PowerFit Fitness atitinka Europos Parlamento ir Tarybos 2014/30/ES direktyvą dėl valstybių narių teisės aktų dėl elektromagnetinės suderinamumo harmonizavimo, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos 2011/65/ES direktyvą dėl pavojingų medžiagų, kurias ribojama naudoti elektros ir elektroninėje įrangoje, taikymo, kartu su Europos Komisijos įgaliota direktyva (ES) 2015/863 iš 2015 m. kovo 31 d., kuri keičia Europos Parlamento ir Tarybos 2011/65/ES direktyvos II priedą, nustatantį ribojamų medžiagų sąrašą. Pilnas atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šioje interneto svetainėje:

RU: Производитель настоящим заявляет на свое единоличное ответственность, что продукт PowerFit Fitness соответствует Директиве Европейского парламента и Совета 2014/30/ЕС от 26 февраля 2014 года о гармонизации законодательства государств-членов в области электромагнитной совместимости, а также Директиве Европейского парламента и Совета 2011/65/ЕС от 8 июня 2011 года об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, вместе с Директивой Комиссии (ЕС) 2015/863 от 31 марта 2015 года, изменяющей Приложение II к Директиве Европейского парламента и Совета 2011/65/ЕС в отношении перечня ограниченных веществ. Полный текст декларации о соответствии доступен по следующему веб-адресу:

<https://beautifly.eu/deklaracje>

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2,

00-095 Warszawa, Polska

Model: PowerFit Fitness